

**Bella**  
Vostok

member of TZMO GROUP

Ltd.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


**Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matopat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размеры: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5.**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «БЕЛЛА Восток»

Ежи Горковенко

2018 г.



TRICOMED

ООО «БЕЛЛА Восток» 140300 Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9.  
Телефон/факс: +7 (49640) 4-83-70, [www.tzmo.ru](http://www.tzmo.ru).

ИНН 7721504871, КПП 501101001,  
р/с 40702810600101101702 ООО «Эйч-эс-би-си Банк» (РР), к/с 30101810400000000351 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525351

**Перчатки SurgiSoft**

Перчатки хирургические, неопудренные, одноразовые, анатомической формы


Предназначены для создания механического барьера с целью защиты медицинского работника от возможного заражения во время хирургических операций

Предназначены для кратковременного применения

- Материал: натуральный латекс, текстурированный
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (телесный)
- Микротекстурированная поверхность в области ладони обеспечивает высокую тактильную чувствительность.
- Надежный захват инструментов.
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

**Внимание**

Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для одноразового использования. Стерильность сохраняется, пока упаковка не открыта и не повреждена. Настоящее изделие содержит натуральный латекс, который может вызывать у определенных лиц аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергических реакций прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Только для одноразового применения. Повторное использование перчаток может привести к возникновению инфекции, аллергической реакции или недостаточной степени защиты. Перед надеванием перчаток тщательно высушить руки. Не использовать изделие после окончания срока годности. Не использовать при повреждении упаковки. Если пользователь чувствует дискомфорт во время хирургической процедуры, немедленно заменить перчатки. Если пользователь испытывает повышенное потоотделение, требуется частая смена перчаток. Длинные ногти и острые ногти на руках являются недопустимыми. Стерильную упаковку вскрывать только в хирургическом помещении.



Система, способ и наименование: Латексные перчатки  
 Торговая марка: «шпатель»  
 Наименование: M-1000, 6,5 x 17,5 MO 5A (TORUNSKIE) (HLL-01)  
 МАТЕРИАЛ: ПРАТРИКЛЕНУЧЫ С.А. (HLL-01) (HLL-01)  
 Polska (Польша)  
 Место производства: Polska Healthcare Products Pvt Ltd, P.O. Box 100, Gdansk, Poland  
 Контактная информация: Polska Healthcare Products Pvt Ltd, P.O. Box 100, Gdansk, Poland  
 Уполномоченный представитель: ООО «СЕРВИС-МЕДИКА»  
 Адрес: Московская область, Балашиха, ул. 1-я, д. 10  
 Промышленная, д. 9, Тел: +7 (495) 726 55 22


Согласовано стандарту ГОСТ Р 11254-2014  
 №ПУ РЗН .....

Surgical Gloves

STERILE POLYMER COATED

**SURGICAL POWDER FREE**

Size  : 6.0  
Batch No.  : 1811 F/08  
Mfd. Date  : 2018.09  
Exp. Date  : 2021.08  
Ster. Date  : 2018.11



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6




CUFF END



CUFF END

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6



**RI**  
Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6.

Количество: 50 пар

Перчатки: хирургические, неопудренные, одноразовые, текстурированные, анатомической формы

Предназначены для создания механического барьера с целью защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций.


Предназначены для кратковременного применения

- Материал: натуральный латекс, текстурированный
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (телесный)
- Микротекстурированная поверхность в области ладони, пальцев, с высокой тактильной чувствительностью
- Надежный захват инструментов
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

Хранить в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что нет механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для одноразового использования. Не открывать и не повреждать. Настоящее изделие

аллергическую реакцию, включая: Только для

процедуры немедленно смена перчаток. Ношение украшений, повышенное и острые ногти открывать только в хирургическом помещении



Смесь: смесь на основе натурального са Дата изготовления - см. на упаковке (гггг мм) Годен до - см. на (гггг мм.)

Производитель: A TŻMO SA TŻMO SA" (TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SA), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26 Polska (Польша)

Уполномоченный представитель: Products Pvt Ltd Plot № 21B, Cochin Special 140300 Россия/Екатеринбург, ул. Промышленная, д. 9, Тел. +7 (493) 120-1212

Соответствует стандарту I OCT P 52238-2004 №РУ Р311

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «матопат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6

Surgical Gloves  
STERILE POLYMER COATED  
**SURGICAL** POWDER FREE

Size  : 6.0

Batch No.  : 1811F/08

Mfd. Date : 2018.09

Exp. Date  : 2021.08

Ster. Date  : 2018.11

RU


Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер 6,5  
Перчатки: хирургические, неопудренные, одnorуковые, текстурированные, анатомической формы.

Предназначены для создания механического барьера с целью защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций.  
Предназначены для кратковременного применения

- Материал: натуральный латекс, текстурированный.
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (телесный).
- Микротекстурированная поверхность в области ладони, пальцев, с высокой тактильной чувствительностью.
- Надежный захват инструментов.
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия.

#### Внимание

Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для одnorукового использования. Стерильность сохраняется, пока упаковка не открыта и не повреждена. Настоящее изделие содержит натуральный латекс, который может вызывать у определенных лиц аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергической реакции прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Только для одnorукового применения. Повторное использование перчаток может привести к возникновению инфекции, аллергической реакции или недостаточной степени защиты. Перед надеванием перчаток тщательно высушить руки. Не использовать изделие после окончания срока годности. Не использовать при повреждении упаковки. Если пользователь чувствует дискомфорт во время хирургической процедуры, немедленно заменить перчатки. Если пользователь испытывает повышенное потоотделение, требуется частая смена перчаток. Ношение утолщенных и острых ногтей на руках являются недопустимыми. Стерильную упаковку следует открывать только в хирургическом помещении.



Состав: смесь на основе натурального латекса  
Дата изготовления - см. на упаковке (TTTT мм.) Годен до - см. на упаковке (TTTT мм.)

Производитель: АО «ТЭМО С.А.» / «TIZMO S.A.» (TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH S.A.), 87-100 Toruń, ul. Zakładowa 20/26 Polska (Польша)  
Место производства: Beta Healthcare Products Pvt Ltd, Pkz № 21B, Cochin Special Economic Zone, Kakkanaad, Kochi 682 037, Kerala, India (Индия)  
Уполномоченный представитель: ООО «БЕЛЛА ВЕСТА» в РФ, ООО «БЕЛЛА ВЕСТА» в Египте, ул. Промышленная, д. 9, Тел.: +7 (495) 726-55-25; e-mail: [info@bellavesta.ru](mailto:info@bellavesta.ru)

Соответствует стандарту ГОСТ Р 52238-2004  
№РУ РЭН .....

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matopat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6,5

Surgical Gloves

STERILE POLYMER COATED

SURGICAL POWDER FREE

Size  : 6.5


Batch No.  : 1811 F/09

Mfd. Date  : 2018.09


Exp. Date  : 2021.08

Ster. Date  : 2018.11


ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matopat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6,5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6,5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6,5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6,5

RU:  
Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6,5

Количество: 50 пар


Перчатки: хирургические, неопудренные, одноразовые, текстурированные, анатомической формы

Предназначены для создания механического барьера с целью защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций

Предназначены для кратковременного применения

- Материал: натуральный латекс, текстурированный
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (телесный)
- Микротекстурированная поверхность в области ладони, пальцев, с высокой тактильной чувствительностью;
- Надежный захват инструментов;
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия.

Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для однократного использования. Стерильность сохраняется, пока упаковка не открыта и не повреждена. Настоящее изделие содержит натуральный латекс, который может вызывать у определенных лиц аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергической реакции прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Только для однократного применения. Повторное использование перчаток может привести к возникновению инфекции, аллергической реакции или недостаточной степени защиты. Перед надеванием перчаток тщательно высушить руки. Не использовать изделие после окончания срока годности. Не использовать при повреждении упаковки. Если пользователь чувствует дискомфорт во время хирургической процедуры, немедленно снять перчатки. Если пользователь испытывает повышенное потоотделение, требуется частая смена перчаток. Пошение украшений и острые ногти на руках являются недопустимыми. Стерильную упаковку следует открывать только в хирургическом помещении.



Состав: смесь на основе натурального латекса

Дата изготовления - см. на упаковке (гггг мм) Годен до - см. на упаковке (гггг мм)

Производитель: АО «ТЗМО С.А.» / „TZMO S.A.” (TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALÓW OPATRUNKOWYCH S.A.), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, Płaski (Пол.)

Место производства: Beta Healthcare Products Pvt Ltd Plot № 21B, Cochin Special Economic Zone, Kakkalad, Kochi 682 037, Kerala, India

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток» 140300 Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, Тел.: +7 (495) 726-55-25, e-mail: [material@matorat.ru](mailto:material@matorat.ru)

Соответствует стандарту ГОСТ Р 52238-2004  
№РУ Р: .....

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «матораб» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 6,5

Surgical Glove  
STERILE POLYMER COATED  
SURGICAL POWDER FREE

|            |            |
|------------|------------|
| Size       | : 6.5      |
| Batch No.  | : 1811F/09 |
| Mfd. Date  | : 2018.09  |
| Exp. Date  | : 2021.08  |
| Ster. Date | : 2018.11  |





Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7




Size  : 7.0  
Batch No.  : 1811F/10  
Mfd. Date  : 2018.09  
Exp. Date  : 2021.08  
Ster. Date  : 018.11


Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7




Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matopat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7



Перчатки SurgiSoft под  
стерильные неопудренные, покрытые

7,5

Количество 50 пар

Перчатки хирургичес-  
автоматической формы

одноразовые, текстурированные


Предназначены для создания механического барьера с целью защиты пациента и  
медицинского работника от внешнего заражения во время проведения  
хирургических операций

Предназначены для кратковременного применения

- Материал: натуральный латекс, текстурированный
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (тепесный)
- Микротекстурированная поверхность в области ладони, пальцев, с  
высокой тактильной чувствительностью.
- Надежный захват инструментов.
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

#### Внимание

Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых  
солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет  
механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки  
предназначены исключительно для одноразового использования. Стерильность  
сохраняется, пока упаковка не открыта и не повреждена. Настоящее изделие  
содержит натуральный латекс, который может вызывать у определенных лиц  
аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергической  
реакции прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Только для  
одноразового применения. Повторное использование перчаток может привести к  
возникновению инфекции, аллергической реакции или недостаточной степени  
защиты. Перед надеванием перчаток тщательно высушить руки. Не использовать  
изделие после окончания срока годности. Не использовать при повреждении  
упаковки. Если пользователь чувствует дискомфорт во время хирургической  
процедуры, немедленно заменить перчатки. Если пользователь испытывает  
повышенное потоотделение, требуется частая смена перчаток. Ношение украшений  
и острые ногти на руках являются недопустимыми. Стерильную упаковку следует  
открывать только в хирургическом помещении.



Состав: смесь на основе натурального латекса

Дата изготовления - см. на упаковке (гггг мм ) Годен до см. на упаковке (гггг мм )

Производитель: АО «ТЗМО СА» „TZMO SA“ (TORUNSKIE ZAKLADY  
MATERIALOW OPATRUNKOWYCH S.A.), 87-100 Torun, ul. Żółkiewskiego 20/26  
Polska (Польша)

Место производства: Beta Healthcare Products Pvt Ltd, Plot № 21B, Cochin Special  
Economic Zone, Kakkanad, Kochi 682 037, Kerala, India (Индия)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток»  
140300 Росенйская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул.  
Промышленная, д. 9, Тел: +7 (495) 726-55-25, e-mail: matopat@matopall.ru

Соответствует стандарту ГОСТ Р 52238-2004  
МРУ Р3Н \*\*\*\*\*

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7

STERILE POLYMER COATED  
**SURGICAL** POWDER FREE

Lot: 01  
Exp. Date: 12/2015  
Mfg. Date: 08/2015  
Exp. Date: 12/2015  
Mfg. Date: 08/2015

RU1

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «сатор» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые по имером, размер: 7,5

Количество 1 пара

Перчатки хирургические анатомической формы

Предназначены для создания механического барьера с целью медицинского работника от взаимного заражения во время хирургических операций

Предназначены для кратковременного применения

- Материал натуральный латекс, текстурированный
- Цвет от кремового до бледно-желтого (телесный)
- Микротекстурированная поверхность в области ладони пальца, высокой тактильной чувствительностью.
- Надежный захват инструментов.
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

**Внимание**

Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для одноразового использования. Стерильность сохраняется, пока упаковка не открыта и не повреждена. Настоящее изделие содержит натуральный латекс, который может вызывать у определенных лиц аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергической реакции прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Только для одноразового применения. Повторное использование перчаток может привести к возникновению инфекции, аллергической реакции или травмы. Не использовать при повреждении перчаток. Не использовать при окончании срока годности. Не использовать при повреждении упаковки. Если пользователь испытывает дискомфорт во время хирургического применения, прекратить использование перчаток. Не использовать для применения в области лица и головы. Стерильные перчатки должны использоваться только для хирургических операций.

CE

Содержит текст на русском языке, соответствующий требованиям ГОСТ Р 52238-2004

Производитель: Beta Healthcare Products Pvt. Ltd. (Польша)

140300 Российская Федерация, г. Москва, Промышленная, д. 9, Тел. +7 (495) 726-55-25, e-mail: info@betahealthcare.ru

Содержит текст на русском языке, соответствующий требованиям ГОСТ Р 52238-2004

№РУ РЗН

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7.5

Surgical Gloves

STERILE POLYMER COATED

SURGICAL POWDER FREE

Size : 7.5


Batch No. : 1811 F/11

Mfg. Date : 2018 09


Exp. Date : 2021 08

Star. Date : 2018 11


Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7.5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7.5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «матораб» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7.5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7.5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «матораб» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7.5

Перчатки SurgiSoft под \_\_\_\_\_

Количество 50 пар

Перчатки хирургический формы \_\_\_\_\_ текстурированы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_


хирургических операций \_\_\_\_\_

Предназначены для кратковременного применения \_\_\_\_\_

- Материал: натуральный латекс
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (телесный)
- Минитекстурированная поверхность в области \_\_\_\_\_ пальцев с \_\_\_\_\_ тактильной чувствительностью.
- Надежны \_\_\_\_\_ инструментов
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

**Внимание**

Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для однократного использования. Стерильность сохраняется, пока упаковка не вскрыта и не повреждена. Настоящее изделие содержит натуральный латекс, который может вызывать у определенных лиц аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергической реакции прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Только однократного применения. Повторное использование перчаток может привести к возникновению инфекции, аллергической реакции или недостаточной степени защиты. Перед надеванием перчаток тщательно высушить руки. Не использовать изделие после окончания срока годности. Не использовать при повреждении упаковки. Если пользователь чувствует дискомфорт во время хирургической процедуры, немедленно заменить перчатки. Пользователь испытывает повышенное потоотделение, требуется частая смена перчаток. Украшений и острое ногти на руках являются недопустимыми. Стерильную упаковку следует хранить только в хирургическом помещении.



Изделие: смесь на основе натуральности \_\_\_\_\_

Дата изготовления - см. на упаковке (гггг-мм-мм)

Производитель: АО «ТЗМО С.А.» «T.ZMO S.A.» (TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATUNKOWYCH S.A.), 87-100 Toruń, ul. Żołnierskiego 20/26, Pольша (Польша)

Место производства: Beta Healthcare Products Pvt Ltd, Plot № 21B, Cochin Special Economic Zone, Kakkaniad, Kochi 682 037, Kerala, India (Индия)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток» 140300 Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, Тел. +7 (493) 726-55-25, e-mail: msk@bellavostok.ru

Соответствует стандарту ГОСТ Р 52238-2004

МРУ Р \_\_\_\_\_

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 7.5

S u r g i c a l   G l o v e s

STERILE POLYMER COATED

**SURGICAL POWDER FREE**

|            |                                                                                                    |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Size       |                | : 7.5      |
| Batch No.  |                | : 1811F/11 |
| Mfd. Date  |                | : 2018.09  |
| Exp. Date  |                | : 2021.08  |
| Ster. Date |  <b>STERILE</b> | : 2018.11  |


Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «стерильные неопудренные, покрытые полимером» хирургические перчатки.  
Количество 1 пара  
Полное наименование изделия

Печатки хирургические,  
анатомической формы

Предназначены для создания механического барьера с целью защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время хирургических операций.

предназначены для кратковременного применения

- Материал: натуральный латекс, текстурированный
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (телесный)
- Микроструктурированная поверхность в области ладони, пальца, с высокой тактильной чувствительностью;
- Надежный захват инструментов;
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

[illegible][illegible]

Copyright © 2001 by John Wiley & Sons, Inc.



Surgical Gloves

STERILE POLYMER COATED

SURGICAL POWDER FREE

Size  : 8.0  
Batch No.  : 1811 F/12  
Mfd. Date  : 2018.09  
Exp. Date  : 2021.08  
Ster. Date  : 2018.11


Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «матораб» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8




Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8




Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorate» хирургические латексные стерильные неофлуоренные, покрытые полимером, размер 8

Перчатки: хирургические, неопудренные, одноразовые, текстурированные, анатомической формы

Предназначены для создания механического барьера с целью защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций

- Материал: натуральный латекс, текстурированный
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (телесный)
- Микротекстурированная поверхность в области ладони, пальцев, с высокой тактильной чувствительностью,
- Надежный захват инструментов;
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для однократового использования. Стерильность сохраняется, пока упаковка не открыта и не повреждена. Настоящее изделие содержит натуральный латекс, который может вызывать у определенных лиц аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергических реакций прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Только для однократового применения. Повторное использование перчаток может привести к возникновению инфекции, аллергической реакции или недостаточной степени защиты. Перед надеванием перчаток тщательно высушить руки. Не использовать изделие после окончания срока годности. Не использовать при повреждении упаковки. Если пользователь чувствует дискомфорт во время хирургической процедуры, немедленно заменить перчатки. Если пользователь испытывает повышенное потоотделение, требуется частая смена перчаток. Ношение украшений и острые ногти на руках являются недопустимыми. Стерильную упаковку следует открывать только в хирургическом помещении.



Дата изготовления - см. на упаковке (гггг.мм.). Годен до - см. на упаковке (гггг.мм.).

Healthcare Products Pvt. Ltd. Plot No 21B, Cochin Special  
Economic Zone, Kakkanad, Kochi 682 037, Kerala, India

Уполномоченный представитель производителя в  
1403000 Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуевский  
Промышленный д. 9, Тел. +7 (495) 726-55-25; e-mail [maturov@maturov.ru](mailto:maturov@maturov.ru)

Соответствует стандарту ГОСТ Р 52218-2004  
МРТУ РЗН .....

Non-sterile Gloves  
STERILE POLYMER COATED  
**SURGICAL POWDER FREE**

Size: **8** : 8.0  
Batch No. **1811F/12**  
Mfd. Date: 2018.09  
Exp. Date: 2021.08  
Ster. Date: **1811F/12** : 2018.11

**RL**  
Перчатки SurgiSoft

Количество 1 пара  
Перчатки хирургические  
анатомической формы

машинным способом  
полимером,  
одноразовые

Медицинские  
хирургических операций  
Предназначены для кратковременного применения

- Материал натуральный латекс, текстурированный
- Цвет от кремового до бледно-желтого (тепелесный)
- Микротекстурированная поверхность в области ладони пальцев с высокой тактильной чувствительностью
- Надежный захват инструментов,
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

**Внимание**  
Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для одноразового использования. Стерильность сохраняется, пока упаковка не открыта и не повреждена. Настоящее изделие содержит натуральный латекс, который может вызывать у некоторых людей аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергической реакции прекратить использование изделия и обратиться к врачу.

возникновению инфекций, Не использовать при повреждении  
защиты. Перед надеванием перчаток тщательно вымыть руки. Не использовать  
изделие после окончания срока годности.

CE

Состав: смесь на основе натурального латекса  
Дата изготовления: см. на упаковке (1171)

Производитель: ООО "СурджиСофт", Россия  
Адрес: 125040, Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1  
Телефон: +7 (495) 123-45-67  
E-mail: info@surgisoft.ru  
Сайт: www.surgisoft.ru

Москва, Россия

726-55-25, e-mail

Промышленная д.

68РУ РЗН

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8.5

Surgical Gloves

STERILE POLYMER COATED

SURGICAL POWDER FREE

Size  : 8.5  
Batch No.  : 1811F/13  
Mfd. Date  : 2018.09  
Exp. Date  : 2021.08  
Ster. Date  : 2018.11

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8.5

**SURGEONS' GLOVES**  
**POWDER FREE**

**CAUTION**



This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reaction to some individuals.  
Discontinue the use and consult a physician in case of any reaction due to latex and/or powder.



Surround with Sterile Cloth



Store until pack is unopened or unsterilized.  
Do not use for sterile applications unless if pack is found opened.



Chlorinated for easy donning

LIMIT "TOUCH CONTAMINATION" WITH SOILED GLOVES

**SIZE**  
**8.5**

THIS PRODUCT IS FOR SINGLE USE ONLY  
**SURGEONS' GLOVES**

**surgical Gloves**

**STERILE POLYMER COATED**

**SURGICAL POWDER FREE**

Size **8.5**


Batch No. **1811 F/13**

Mfg Date **2018.09**


Exp Date **2021.08**

Shelf Life **2018.11**

Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8.5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «маторат» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8.5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8.5



Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8.5

RU:  
Перчатки SurgiSoft под товарным знаком «matorat» хирургические латексные стерильные неопудренные, покрытые полимером, размер: 8.5

Количество: 50 пар


Перчатки хирургические, неопудренные, одноразовые, текстурированные, анатомической формы.

Предназначены для создания механического барьера с целью защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций.  
Предназначены для кратковременного применения

- Материал: натуральный латекс, текстурированный
- Цвет: от кремового до бледно-желтого (исключен)
- Микротекстурированная поверхность в области ладони, пальцев, с высокой тактильной чувствительностью,
- Надежный захват инструментов.
- Снижает риск аллергической реакции за счет полимерного покрытия

#### Внимание

Перчатки необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Перед применением необходимо убедиться, что на перчатках нет механических повреждений (проколов, разрывов). Стерильные перчатки предназначены исключительно для одноразового использования. Стерильность сохраняется, пока упаковка не открыта и не повреждена. Настоящее изделие содержит натуральный латекс, который может вызывать у определенных лиц аллергическую реакцию, включая анафилактическую. В случае аллергической реакции прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Только для одноразового применения. Повторное использование перчаток может привести к возникновению инфекции, аллергической реакции или недостаточной степени защиты. Перед надеванием перчаток тщательно высушить руки. Не использовать изделие после окончания срока годности. Не использовать при повреждении упаковки. Если пользователь чувствует дискомфорт во время хирургической процедуры, немедленно заменить перчатки. Если пользователь испытывает повышенное потоотделение, требуется частая смена перчаток. Ношение украшений и острые ногти на руках являются недопустимыми. Стерильную упаковку следует открывать только в хирургическом помещении.



Состав: смесь на основе натурального латекса

Дата изготовления - см. на упаковке (гггг.мм.) Годен до - см. на упаковке (гггг.мм.)

Производитель: АО «ТЗМО С.А.» / „TZMO S.A.” (TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATUNKOWYCH S.A.), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26 Polska (Польша)

Место производства: Beta Healthcare Products Pvt Ltd, Plot № 21B, Cochin Special Economic Zone, Kakkannad, Kochi 682 037, Kerala, India (Индия)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток» 140300 Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, Тел.: +7 (495) 726-55-25, e-mail: matorat@matorat.ru

Соответствует стандарту ГОСТ Р 52238-2004

№РУ РЗН \*\*\*\*\*

S u r g i c a l   G l o v e s

STERILE POLYMER COATED

**SURGICAL** POWDER FREE

Size  : 8.5

Batch No.  : 1811F/13

Mfd. Date  : 2018.09

Exp. Date  : 2021.08

Ster. Date  : 2018.11

Прошито и пронумеровано  
скреплено печатью 50 стр



Евгений Рогов