

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Гельтек-Медика»

 Шанин Д.О.

«26» июня 2019 г.



**Макет маркировки
медицинского изделия:**

**Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная
для ЭЭГ и ЭМГ исследований «Унипаста»
по ТУ 9398-007-76063983-2012**

2019

Макет маркировки потребительской упаковки
Пасты электродной контактной высокопроводящей адгезивной для ЭЭГ
и ЭМГ исследований «Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012



УНИПАСТА

ПАСТА ЭЛЕКТРОДНАЯ КОНТАКТНАЯ ВЫСОКОПРОВОДЯЩАЯ
АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЭЭГ И ЭМГ ИССЛЕДОВАНИЙ

HIGHLY CONDUCTIVE ADHESIVE ELECTRODE PASTE

UNIPASTE



ПАСТА ЭЛЕКТРОДНАЯ КОНТАКТНАЯ ВЫСОКОПРОВОДЯЩАЯ АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЭЭГ И ЭМГ ИССЛЕДОВАНИЙ "УНИПАСТА" по ТУ 9398-007-76063983-2012 предназначена для применения в качестве надежной контактной и фиксирующей среды при проведении различных электрофизиологических исследований на аппаратуре с применением электродов в условиях клиник, больниц, диагностических центров. **Способ применения:** небольшое количество пасты нанести на подготовленный участок кожи, либо на поверхность электрода. Для лучшей фиксации прижать электрод к коже пациента в месте измерения. После проведения исследования пасту удалить салфеткой или смыть водой. **Состав:** вода очищенная, препарат ОС-20, глицерин, пропиленгликоль, карбонат кальция, хлорид калия, бентонит, хлорид натрия, сорбет-30, метилпарабен, пропилпарабен.

Только для наружного применения.



Производитель: ООО «Гельтек-Медика», Россия, 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8; Тел.: +7 (495) 956-93-66.

Условия хранения от +5°C до +40°C.

Оптимальные условия хранения: при комнатной температуре.

Условия транспортирования от -40°C до +40°C.

Утилизация по классу А (СанПиН 2.1.7.2790-10).

ТУ 9398-007-76063983-2012 Рег. уд. № ... от xx.xx.xxxx г.

Партия №, код, дата изг., годен до: см. упаковку. Масса нетто: 120 г


ISO 13485

Highly conductive adhesive electrode paste
UNIPASTE for use as a reliable contact and fixing
medium in electrophysiological examinations.

Application: apply a small amount of paste to the prepared skin area or the surface of the electrode. To fix the electrode in place, press it against the patient's skin in the area examined. After the procedure, rinse off with warm water.



Geltek-Medica, LTD, Russia
email: international@geltek-medica.ru



Registration number:
DE/CA37/1587/93A2

Storage: it is recommended to store in a tightly closed jar at room temperature.

For external use only. Avoid contact with eyes.

Ingredients: Cetareth 20, Water, Glycerin, Propylene Glycol, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Gelwhite (Quartz, Bentonite), Sodium Chloride, Sorbeth-30, Methylparaben, Propylparaben.

For batch number, manufacture date, expiration date see bottom.

Producer is ISO 13485 certified.



Represented in the EC by Polmed.de
Steinacker 5, 73773 Aichwald, Germany
email: info@polmed.de

Net weight
120 g
(4,23 oz)

Сшито и заверено печатью 2
(два) лист а

Генеральный директор
ООО «Гельтек-Медика»
Шанин Д.О. Шанин Д.О.



Фотографические изображения медицинского изделия:
Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная для ЭЭГ и ЭМГ
исследований «Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012

Общий вид Пасты электродной контактной высокопроводящей адгезивной для ЭЭГ и ЭМГ исследований «Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012



Общий вид Пасты электродной контактной высокопроводящей адгезивной для ЭЭГ и ЭМГ исследований «Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012 в потребительской упаковке (вид со стороны крышки).



Общий вид Пасты электродной контактной высокопроводящей адгезивной для ЭЭГ и ЭМГ исследований «Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012 в потребительской упаковке с маркировкой (вид со стороны банки).

Сшито и заверено печатью 2
(два) лист а

Генеральный директор
ООО «Гельтек-Медика»
Шанин Д.О.

