


Фотографические изображения на медицинское изделие:

«Канюля внутривенная I.V. Cannula»


производства «ЛАРС МЕДИКЕА ПВТ. ЛТД.» (LARS MEDICARE PVT. LTD.), Индия




PROPEN, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 14G (2.1 мм x 45 мм)




PROPEN, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 16G
(1.7 мм x 45 мм)




PROPEN, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 17G
(1.5 мм x 45 мм)



PROPEN, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 18G (1.3 мм x 45 мм)



PROPEN, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 20G (1.1 мм x 32 мм)




PROPEN, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 22G (0.9 мм x 25 мм)




PROPEN, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 24G (0.7 мм x 19 мм)




PROVEIN, канюля внутривенная с инъекционным портом, размеры 14G (2.1 мм x 45 мм)




PROVEIN, канюля внутривенная с инъекционным портом, размеры 16G (1.7 мм x 45 мм)




PROVEIN, канюля внутривенная с инъекционным портом, размеры 17G (1.5 мм x 45 мм)




PROVEIN, канюля внутривенная с инъекционным портом, размеры: 18G (1.3 мм x 45 мм)




PROVEIN, канюля внутривенная с инъекционным портом, размеры 20G (1.1 мм x 32 мм)



PROVEIN, канюля внутривенная с инъекционным портом, размеры 22G (0.9 мм x 25 мм)




PROVEIN, канюля внутривенная с инъекционным портом, размеры 24G (0.7 мм x 19 мм)



PROVEIN, канюля внутривенная с инъекционным портом, размеры 26G (0.6 мм x 19 мм)



PROVEIN α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 14G
(2.1 мм x 45 мм)




PROVEIN α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 16G
(1.7 мм x 45 мм)




PROVEIN α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 17G
(1.5 мм x 45 мм)




PROVEIN α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 18G
(1.3 мм x 45 мм)



*PROVEIN α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 20G
(1.1 мм x 32 мм)*



PROVEIN α , канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 22G
(0.9 мм x 25 мм),



PROVEIN α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 24G
(0.7 мм x 19 мм),



PROVEIN β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 14G
(2.1 мм x 45 мм),



PROVEIN β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 16G
(1.7 мм x 45 мм),



PROVEIN β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 17G
(1.5 мм x 45 мм),




PROVEIN β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 18G
(1.3 мм x 45 мм),



PROVEIN β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 20G (1.1 мм x 32 мм),



PROVEIN β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 22G
(0.9 мм x 25 мм),



PROVEIN β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 24G (0.7 мм x 19 мм).



PROVEIN β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 26G
(0.6 мм x 19 мм)



PROVEIN SAFE, канюля внутривенная с инъекционным портом 14G (2.1 мм x 45 мм)



PROVEIN SAFE, канюля внутривенная с инъекционным портом 16G (1.7 мм x 45 мм)




PROVEIN SAFE, канюля внутривенная с инъекционным портом 17G (1.5 мм x 45 мм),



PROVEIN SAFE, канюля внутривенная с инъекционным портом 18G (1.3 мм x 45 мм),



PROVEIN SAFE, канюля внутривенная с инъекционным портом 20G (1.1 мм x 32 мм),



PROVEIN SAFE, канюля внутривенная с инъекционным портом 22G (0.9 мм x 25 мм),



PROVEIN SAFE, канюля внутривенная с инъекционным портом 24G (0.7 мм x 19 мм)




PROVEIN SAFE α , канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 14G (2.1 мм x 45 мм),



PROVEIN SAFE α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 16G
(1.7 мм x 45 мм),



PROVEIN SAFE α , канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 17G (1.5 мм x 45 мм),




PROVEIN SAFE α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 18G
(1.3 мм x 45 мм),



PROVEIN SAFE α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 20G
(1.1 мм x 32 мм)




PROVEIN SAFE α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 22G
(0.9 мм x 25 мм)



PROVEIN SAFE α, канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта, размеры 24G
(0.7 мм x 19 мм)




PROVEIN SAFE β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 14G
(2.1 мм x 45 мм)



PROVEIN SAFE β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 16G
(1.7 мм x 45 мм)




*PROVEIN SAFE β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 17G
(1,5 мм x 45 мм)*




PROVEIN SAFE β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 18G
(1.3 мм x 45 мм)



PROVEIN SAFE β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 20G
(1.1 мм x 32 мм)



PROVEIN SAFE β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 22G
(0.9 мм x 25 мм)



PROVEIN SAFE β, канюля внутривенная с крыльями и без инъекционного порта, размеры 24G
(0.7 мм x 19 мм)

Размер: XX G $\varnothing$ XL: X.X x XX mm
 Скорость потока: XXX мл/мин
 Канюля внутривенная I.V. Cannula
 PROPEN канюля внутривенная без крыльев и без инъекционного порта



«ЛАРС МЕДИКЕА ПВТ. ЛТД.»



ПТФЭ р/к (или ПУ р/к)

STERILE EO

LARS MEDICARE PVT.LTD.
 Kila No. 16-17, Sultanpur,
 Opp. Sports Authority of India,
 Near Bahalgarh Chowk,
 Sonapat – 131 021 Haryana, India (Индия)
 Тел.+ 91 011 45733068
 M.L.



No. 660-B (H)
 Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
 ООО «Рашен МадикалТрейддинг» (ООО «РМТ»)
 Россия, Москва, 109004, ул. Никольямская, д 43, к.4, оф I, пом. 6.
 Тел.8-495-363-44-27
 РУ № _____ от _____



XXXXXX



XXXX-XX

Макет маркировки для поставок в РФ, вариант исполнения PROPEN (наклейка на изделии)*

Канюля внутривенная I.V. Cannula
 Наименование варианта
 исполнения

Апирогенно, Нетоксично.

Уничтожьте после использования.
 Стерильность гарантируется, если
 только пакет не поврежден или
 открыт.

Внимание: Не вставлять повторно
 иглу в пластиковую канюлю!

Уполномоченный представитель
 производителя на территории РФ
 ООО «Рашен МадикалТрейддинг»
 (ООО «РМТ»)

Россия, Москва, 109004, ул.
 Никольямская, д 43, к.4, оф I, пом. 6
 Тел.8-495-363-44-27

РУ № _____ от _____



Производитель

«ЛАРС МЕДИКЕА ПВТ. ЛТД.»
 LARS MEDICARE PVT.LTD
 Kila No. 16-17, Sultanpur,
 Opp. Sports Authority of India,
 Near Bahalgarh Chowk,
 Sonapat – 131 021 Haryana,
 India (Индия)
 Тел + 91 011 45733068
 M.L. No. 660-B (H)
 Сделано в Индии



Одна
 Штука

ПТФЭ р/к
 (или ПУ р/к)

STERILE EO



Штрих-код
 Размер: XXG
 $\varnothing$ XL: X.X x XX мм
 Скорость потока:
 xxx мл/мин

REF XXXXXX

LOT XXXXX



XXXX-XX



XXXX-XX

Макет маркировки вариантов исполнения PROVEIN, PROVEIN α , PROVEIN β , PROVEIN SAFE, PROVEIN SAFE α , PROVEIN SAFE β (этикетка на блистере)*

* - маркировка на групповой и транспортной таре представлена в технической документации производителя

Всего пронумеровано, сшито и
скреплено печатью и подписью 53 листа(ов)
Генеральный директор
ООО «РМТ»
Сухомлинова В.А. _____

