

ООО «Терумо Рус»


Бизнес-Центр «Северная Башня»
123112, г. Москва, Россия,
ул.Тестовская, дом 10, эт/пом/ком 13/1/5,
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

www.terumo-europe.com

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Терумо Рус»
Уэно Минору



Фотографические изображения медицинского изделия
Интродьюсер RADIFOCUS II для радиального доступа в
наборах,
производства Терумо Юроп Н.В. / Terumo Europe N.V., Бельгия



RT-R70D10PQ, в наборе:


А - Интродьюсер 7 Fg. длина 10 см, внутренний диаметр дистальной части 2,45 мм (минимальный диаметр Интродьюсера 2,33 мм);

Б - Дилататор, внутренний диаметр 0,021" (0,53 мм), минимальный диаметр Дилататора 0,56 мм;

В - Мини-проводник пружинный, прямой, наружный диаметр 0,021" (0,53 мм), максимальный

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 54 мм, длина 45 см;


Г - Игла инъекционная металлическая, 21G (0,8 мм), длина 35 мм.



Интродьюсер RADIFOCUS II для радиального доступа в наборах в первичной упаковке на примере RT-R70D10PQ



Потребительская упаковка Интродьюсера RADIFOCUS II для радиального доступа в наборах на примере RT-R70D10PQ




Варианты исполнения RT-R50*XX** в наборе, на примере RT-R50D10PQ, в наборе:

А - Интродьюсер 5 Fr, длина 10 см, внутренний диаметр дистальной части 1,78 мм (минимальный диаметр Интродьюсера 1,65 мм);

Б - Дилататор, внутренний диаметр 0,021" (0,53 мм), минимальный диаметр Дилататора 0,56 мм;

В - Мини-проводник пружинный, прямой, наружный диаметр 0,013" (0,33 мм), максимальный диаметр Мини-проводника 0,54 мм, длина 45 см;

Г - Катетер интравеннозный металлическая, 21G (0,8 мм), длина 35 см




Варианты исполнения RT-R40*XX** в наборе, на примере RT-R40A07PQ, в наборе:

А - Интродьюсер 4 Fr, длина 7 см, внутренний диаметр дистальной части 1,45 мм (минимальный диаметр Интродьюсера 1,33 мм);

Б - Дилататор, внутренний диаметр 0,018" (0,46 мм), минимальный диаметр Дилататора 0,49 мм;

В - Мини-проводник пружинный, прямой, наружный диаметр 0,018" (0,46 мм), максимальный диаметр Мини-проводника 0,47 мм, длина 45 см;

Г - Проводник направляющий металлическая, 22G (0,7 мм), длина 35 мм.




Варианты исполнения RT-R60*XX** в наборе, на примере RT-R60G07PQ, в наборе:

А - Интродьюсер 6 Fr. длина 7 см, внутренний диаметр дистальной части 2,10 мм (минимальный диаметр Интродьюсера 1,98 мм);

Б - Дилататор, внутренний диаметр 0,025" (0,64 мм), минимальный диаметр Дилататора 0,65 мм;

В - Мини-проводник пружинный, прямой, наружный диаметр 0,025" (0,64 мм), максимальный диаметр Мини-проводника 0,64 мм, длина 45 см;


Г - игла инъекционная металлическая, 20G (0,9 мм), длина 35 мм.



Интродьюсер
на примере Интродьюсера 6 Fr, длина 7 см, внутренний диаметр дистальной части 2,10 мм
(минимальный диаметр Интродьюсера 1,98 мм) (RT-R60G07PQ)



Дилататор
на примере Дилататора, внутренний диаметр 0,025" (0,64 мм), минимальный диаметр
Дилататора 0,65 мм (RT-R60G07PQ)



Мини-проводник пружинный
на примере Мини-проводника пружинного, прямой, наружный диаметр 0,025" (0,64 мм),
максимальный диаметр Мини-проводника 0,64 мм, длина 45 см (RT-R60G07PQ)



Игла инъекционная металлическая
на примере Иглы инъекционной металлической, 20G (0,9 мм), длина 35 мм (RT-R60G07PQ)



Всего пронумеровано
прошнуровано и
прикреплено печатью
листа (ов)

21722 12

