

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Алькор Медикал "



Федоренко И.С.
2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия медицинские для защиты от излучения MDT с принадлежностями

г. Москва
2018

1. Халат для защиты от излучения Coat-A, Coat-B, Coat-C, Coat-CXL, Coat-D, Coat-E, Coat-F, Coat-FXL (вид 130190): Вид спереди:



Вид сзади:




60mm		5mm		10mm		5mm																													
 Manufactured by: MDT • The Netherlands www.mdtbxray.com T: +31 (0)13 528 71 49		☐ VEST & KILT ☐ COAT Size: <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>OXL</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>FXL</td> </tr> </table>		A	B	C	OXL	D	E	F	FXL	HC SN 000000 Protection at 50 kV / 150 kV  0338 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pb</th> <th>Ws</th> <th>Front</th> <th>Back</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25mm</td> <td>3.0</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>0.35mm</td> <td>4.2</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>0.50mm</td> <td>6.0</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> According to: NEN-IEC 61331-3:2014 For cleaning instructions see the MDT Manual		Pb	Ws	Front	Back	0.25mm	3.0	☐	☐	0.35mm	4.2	☐	☐	0.50mm	6.0	☐	☐	Other		☐	☐	110mm 5mm	
A	B	C	OXL																																
D	E	F	FXL																																
Pb	Ws	Front	Back																																
0.25mm	3.0	☐	☐																																
0.35mm	4.2	☐	☐																																
0.50mm	6.0	☐	☐																																
Other		☐	☐																																

BACK

FRONT

- Пояс поддерживающий, регулируемый одного размера





2. Жилет для защиты от излучения VK-A, VK-B, VK-C, VK-CXL, VK-D, VK-E, VK-F, VK-FXL (вид 130290):

Вид спереди:



Вид овала:





BACK

60mm

5mm

110mm

5mm



Manufactured by:
MDT • The Netherlands
www.mdtbxray.com
T: +31 (0)13 528 71 49

☐ VEST & KILT ☐ COAT

Size:

A	B	C	OXL
D	E	F	FXL

HC SN 000000

Protection at 50 kV / 150 kV

Pb	W's	Front	Back
0.25mm	3.0	☐	☐
0.35mm	4.2	☐	☐
0.50mm	6.0	☐	☐
Other.....			

According to: NEN-IEC 61331-3:2014

For cleaning instructions see the MDT Manual

10 mm

5mm

FRONT

ООО ЦРПММ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


49316
07.08.2019


3. Юбка для защиты от излучения VK-A, VK-B, VK-C, VK-SXL, VK-D, VK-E, VK-F, VK-
FXL (вид 130190):

Вид спереди:



Вид ошад:







4. фартук для защиты от излучения Front-S, Front-M, Front-L, Front-XL (вид 130190) :

Вид спереди:



Вид сзади:





форма маркировки фартук для защиты от излучения

5. Фартук для защиты гонад от излучения Pat-S, Pat-M, Pat-L, Pat-SET (вид 130190) :



40 mm	 www.mdtxray.com H ☐ SN 000000 CE 0338 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pb</th> <th>Ws</th> <th>Pb</th> <th>Ws</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ 0.35</td> <td>☐ 4.2</td> <td>☐ 0.7</td> <td>☐ 8.4</td> </tr> <tr> <td>☐ 0.5</td> <td>☐ 6.0</td> <td>☐ 1.0</td> <td>☐ 12.0</td> </tr> </tbody> </table> Protection at 50 kV - 150 kV According to: NEN-IEC 61331-3 : 2014	Pb	Ws	Pb	Ws	☐ 0.35	☐ 4.2	☐ 0.7	☐ 8.4	☐ 0.5	☐ 6.0	☐ 1.0	☐ 12.0	10 mm
Pb	Ws	Pb	Ws											
☐ 0.35	☐ 4.2	☐ 0.7	☐ 8.4											
☐ 0.5	☐ 6.0	☐ 1.0	☐ 12.0											
		10 mm												

BACK

FRONT

6. фартук для защиты от излучения, детский Minnie, Mickey, Goofey; (вид 130190):





X-RAY



CE
0338

Manufactured by:
MDT • The Netherlands
www.mdtxray.com T: +31135287149

Size:

Minnie	Mickey	Goofey
--------	--------	--------

0.35mm Pb	Ws 4.2	
0.50mm Pb	Ws 6.0	


SN



Protection at 50 kV / 150 kV

According to: **NEN-IEC 61331-3:2014**

For cleaning instructions see the MDT Manual






1-Glass 14




1-Class 40






Cross 67





- футляр i-Safe



- Шнур для очков регулируемый: i-Cord



- Шнур для ношения очков на шее



- Спрей против запотевания очков и масок защитных: i-Spray



- Салфетка очищающая из микрофибры: i-Clean



X-RAY

WWW.MDT.EU
tel.: +31 (0)13 528 71 49

8. Экран-маска для защиты лица от излучения 006, 007; (вид 107060):
Экран-маска для защиты лица от излучения -006







X-RAY



CE
0338

Manufactured by:
MDT • The Netherlands
www.mdtxray.com T: +31135287149

Экран-маска для защиты лица от излучения
Размер:

006	007
-----	-----

0.25mm Pb		
0.35mm Pb		
0.5mm Pb		

SN



Protection at 50 kV / 150 kV

According to: **NEN-IEC 61331-3:2014**

For cleaning instructions see the MDT Manual




9. Воротник для защиты от излучения (вид 130400):
ТМ-3



VIPE








IS-4

 www.mdtxray.com	 www.mdtxray.com	 www.mdtxray.com	 www.mdtxray.com	 www.mdtxray.com	 www.mdtxray.com						

BACK

FRONT

- Чехол для воротника моющийся



- Чехол для воротника одноразовый




10. Шапочка для защиты от излучения XS/S, M, L/XL, XXL, TOTAL-HP; (вид 130410):




Модель TOTAL-HP





FRONT



BACK

Форма маркировки Шапочка для защиты от излучения

Специально
и специально
45 / (срок 70%)
31.07.2019.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Ис. Директор
Березин В.П.