

Инструкция по применению Бандаж противорадикулитный по ТУ 32.50.22-010-31029531-2018

Наименование медицинского изделия:

Бандаж противорадикулитный по ТУ 32.50.22-010-31029531-2018 (далее по тексту «Бандаж» или «изделие»).

Модель: Т.25.01

Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться медицинские лечебно-профилактические учреждения и для индивидуального использования на дому.

Назначение:

Бандажи предназначены для легкой фиксации и компрессии поясничного отдела позвоночника, согревания, противоболевого и микромассажного воздействия.

Показания к применению:

- Боли в поясничном отделе позвоночника различной этиологии: радикулиты в острой или хронической форме, миозиты в поясничной области;
- профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника при физических нагрузках, занятиях спортом и переохлаждении.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие
- открытые раны, ожоги кожных покровов в области применения бандажа

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Не выявлены

Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Функции

- легкая фиксация и компрессия поясничного отдела позвоночника;
- противоболевой, согревающий и микромассажный эффекты

Описание и технические характеристики:

Конструкция изделия:




Рисунок 1

Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.01

Обозначение бандажа	А, см	В, см	Масса, г ± 20 %
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.01, размер S	27,5±2,0	30,0±1,0	140
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.01, размер М	30,5±2,0	30,0±1,0	150
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.01, размер L	33,5±2,0	30,0±1,0	160
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.01, размер XL	38,5±2,0	30,0±1,0	170
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.01, размер XXL	40,5±2,0	30,0±1,0	180

*А - величина снимается в сложенном виде.

- содержит в составе 80% натуральной шерсти и 10% хлопка
- надежно защищает поясницу от переохлаждения в холодное время года
- незаметен под одеждой

Размерный ряд для подбора размера изделия:

Размер изделия	S	M	L	XL	XXL
Окружность талии, см	60-75	75-90	90-110	110-130	130-150

Состав: шерсть; хлопок; полиамид; эластан.

Условия и способ применения:

- одевать непосредственно на тело или нижнее белье
- надеть бандаж на поясничную область через голову или через ноги
- равномерно расправить бандаж
- длительность ношения зависит от времени пребывания на холоде, определяется лечащим врачом

Комплектность

В комплект поставки должны входить:

- изделие одного исполнения, модели и типоразмера - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- индивидуальная упаковка - 1 шт.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого транспортного средства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но при температуре от минус 40°C и до плюс 40°C и относительной влажности воздуха 15- 80 %.

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже плюс 0 °C и не выше плюс 35°C и относительной влажности воздуха 15-70%.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий должно быть более 1 метра.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для исполнения изделия УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +1°C до +40°C и относительной влажности 80% при 25°C.

- перед стиркой застегните все застёжки;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- рекомендована ручная стирка растворами нейтральных моющих средств по ГОСТ 25644 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546 в теплой воде температурой не выше плюс 30°C, отдельно от других вещей.
- не тереть и не выжимать изделие;
- после стирки тщательно прополоскать биндаж;
- сушить при комнатной температуре в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить,
- хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.22-010-31029531-2018 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев и устанавливается со дня продажи его потребителю.

В течение указанного срока изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедших из строя не по вине потребителя.

Гарантийный срок хранения изделия – 5 лет со дня их изготовления.

Требования безопасности и охрана окружающей среды

Изделия должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении пользователем требований, установленных в соответствующей памятке по пользованию.

Материалы, применяемые при изготовлении изделий должны обладать биосовместимостью с кожными покровами, не должны вызывать токсических или аллергических реакций. в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993, ГОСТ Р 52770.

Изделия при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности. Изделия при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Потенциальными потребителями изделия могут быть пациенты с заболеваниями и травмами поясничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующими легкой фиксации или согревания сухим теплом.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Не применимо.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАНА» (ООО «МЕДИАНА»)
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, литер АП, помещение 5Н-3

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

- ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. АП, корпус 7, пом.5Н-3,

- ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. С, корпус 26, пом. 18Н-(47 – 59).

- ООО «Швейные технологии», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. В, корпус 3, пом.1-Н-(29-33), 35.

- ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. Р,

11Н-(2 – 12).

-ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. В, корпус 3, пом.1Н-(6-22)

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРЕТЕНЗИЙ:

ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, литер АП, помещение 5Н-3, тел. +7(812) 363-03-07

Номер и дата регистрационного удостоверения

Логотип (при необходимости и наличии)

Уважаемый покупатель! Спасибо за доверие к нашей продукции. Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Генеральный директор ООО «МЕДИАНА»

_____/Э.Т. Ольшангер

«____» _____ 20____ г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МЕДИАНА»
З.Г. Ольшангер
« 25 » 04 2018 г.

Инструкция по применению

Бандаж противорадикулитный по ТУ 32.50.22-010-31029531-2018

Наименование медицинского изделия:

Бандаж противорадикулитный по ТУ 32.50.22-010-31029531-2018 (далее по тексту «Бандаж» или «изделие»).

Модель: Т.25.02

Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться медицинские лечебно-профилактические учреждения и для индивидуального использования на дому.

Назначение:

Бандажи предназначены для легкой фиксации и компрессии поясничного отдела позвоночника, согревания, противоболевого и микромассажного воздействия.

Показания к применению:

- Боли в поясничном отделе позвоночника различной этиологии: радикулит, миозит, ревматизм, остеохондроз поясничного отдела позвоночника;
- профилактика заболеваний позвоночника при физических нагрузках и переохлаждении;
- работа в прохладном помещении;
- пребывание на открытом воздухе в холодное время года.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено. Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие
- открытые раны, ожоги кожных покровов в области применения бандажа

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Не выявлены

Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.


Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Функции:

- легкая фиксация пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- прогрев поясницы сухим теплом

Описание и технические характеристики:



1 – спинка; 2-подкладка спинки;3-панель; 4 – элемент соединительный, карман; 5- опорный элемент; 6- текстильная застежка (лента крючковая и петельная); 7-окантовка.

Рисунок 1

Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.02

Обозначение бандажа	А, см	В, см	Масса, г $\pm$ 20 %
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.02, размер S	88,0 $\pm$ 3,0	20,0 $\pm$ 5,0	140
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.02, размер M	100,0 $\pm$ 3,0	20,0 $\pm$ 5,0	150
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.02, размер L	115,0 $\pm$ 3,0	24,0 $\pm$ 5,0	160
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.02, размер XL	128,0 $\pm$ 3,0	24,0 $\pm$ 5,0	200
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.02, размер XXL	142,0 $\pm$ 3,0	24,0 $\pm$ 5,0	210

- высота бандажа: 20 см (в размерах S, M) и 24 см (в размерах L, XL, XXL)
- удобная разъемная конструкция
- основа из трикотажного полотна
- на поясничной области – натуральная высококачественная овечья шерсть, которая обладает низкой теплопроводностью, высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью
- оказывает выраженный согревающий эффект

Размерный ряд для подбора размера изделия:

Размер изделия	S	M	L	XL	XXL
Окружность талии, см	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

Состав: овечья шерсть; хлопок; полиэстер, ППУ; эластан; опорный элемент: пластик.

Условия и способ применения:

- бандаж одевается на нижнее белье
- обернуть бандаж вокруг тела и зафиксировать спереди с помощью застежки типа «Велкро»

Комплектность

В комплект поставки должны входить:

- изделие одного исполнения, модели и типоразмера - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- индивидуальная упаковка - 1 шт.

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого транспортного средства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но при температуре от минус 40°C и до плюс 40°C и относительной влажности воздуха 15- 80 %.

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже плюс 0 °C и не выше плюс 35°C и относительной влажности воздуха 15-70%.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий должно быть более 1 метра.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для исполнения изделия УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +1°C до +40°C и относительной влажности 80% при 25°C.

Уход за изделием

- перед стиркой застегните все застёжки;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- рекомендована ручная стирка растворами нейтральных моющих средств по ГОСТ 25644 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546 в теплой воде температурой не выше плюс 30°C, отдельно от других вещей.
- не тереть и не выжимать изделие;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- сушить при комнатной температуре в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить,
- хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.22-0010-31029531-2018 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев и устанавливается со дня продажи его потребителю.

В течение указанного срока изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедших из строя не по вине потребителя.

Гарантийный срок хранения изделия – 5 лет со дня их изготовления.

Требования безопасности и охрана окружающей среды

Изделия должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении пользователем требований, установленных в соответствующей памятке по пользованию.

Материалы, применяемые при изготовлении изделий должны обладать биосовместимостью с кожными покровами, не должны вызывать токсических или аллергических реакций. в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993, ГОСТ Р 52770.

Изделия при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности. Изделия при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Правила обращения с изделием и уничтожения

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Потенциальными потребителями изделия могут быть пациенты с заболеваниями и травмами поясничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующими легкой фиксации или согревания сухим теплом.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Не применимо.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАНА» (ООО «МЕДИАНА»)

Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, литер АП, помещение 5Н-3

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

- ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. АП, корпус 7, пом.5Н-3,

-ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. С, корпус 26, пом. 18Н-(47 – 59).

-ООО «Швейные технологии», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. В, корпус 3, пом.1-Н-(29-33), 35.

-ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. Р, корпус 14, пом.10Н-4, (6- 24), пом. 11Н-(2 – 12).

-ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. В, корпус 3, пом.1Н-(6-22)

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, литер АП, помещение 5Н-3, тел. +7(812) 363-03-07

ТУ 32.50.22-010-31029531-2018

Номер и дата регистрационного удостоверения

Логотип (при необходимости и наличии)

Уважаемый покупатель! Спасибо за доверие к нашей продукции. Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью.

и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Генеральный директор ООО «МЕДИАНА»

/Э.Т. Олышангер

« » 20 г.





Инструкция по применению

Бандаж противорадикулитный по ТУ 32.50.22-010-31029531-2018

Наименование медицинского изделия:

Бандаж противорадикулитный по 32.50.22-010-31029531-2018 (далее по тексту «Бандаж» или «изделие»).

Модель: Т.25.06

Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться в медицинских лечебно-профилактических учреждениях и для индивидуального использования на дому.

Назначение:

Бандажи предназначены для легкой фиксации и компрессии поясничного отдела позвоночника, согревания, противоболевого и микромассажного воздействия.

Показания к применению:

- Боли в поясничном отделе позвоночника различной этиологии: радикуло- и невропатии, миозиты в поясничной области;
- профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника при физических нагрузках и переохлаждении.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие
- открытые раны, ожоги кожных покровов в области применения бандажа

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Не выявлены

Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Функции:

- легкая фиксация и компрессия поясничного отдела позвоночника;
- противоболевой, согревающий и микромассажный эффекты

Описание и технические характеристики:

Конструкция изделия:




Рисунок 1
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.06

Обозначение бандажа	А, см	В, см	Масса, г ± 20 %
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.06, размер XS	26,0±3,0	27,0±1,0	100
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.06, размер S	29,0±3,0	27,0±1,0	110
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.06, размер М	33,0±3,0	27,0±1,0	120
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.06, размер L	37,0±3,0	27,0±1,0	130
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.06, размер XL	41,0±3,0	27,0±1,0	150
Бандаж противорадикулитный, модель Т.25.06, размер XXL	44,5±3,0	27,0±1,0	160

*А - величина снимается в сложенном виде.

- соткан из трикотажного полотна с использованием натуральной высококачественной шерсти и хлопка
- оказывает согревающее действие
- неразъемный
- незаметен под одеждой

Размерный ряд для подбора размера изделия:

Размер изделия	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружность талии, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

Состав: полиэстер; хлопок; шерсть; полиамид; эластан.

Условия и способ применения:

- одевать непосредственно на тело или нижнее белье
- наденьте бандаж на поясничную область через голову или через ноги
- равномерно расправьте бандаж
- длительность ношения зависит от времени пребывания на холоде, определяется лечащим врачом

Комплектность

В комплект поставки должны входить:

- изделие одного исполнения, модели и типоразмера - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- индивидуальная упаковка - 1 шт.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого транспортного средства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но при температуре от минус 40°С и до плюс 40°С и относительной влажности воздуха 15- 80 %.

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже плюс 0 °С и не выше плюс 35°С и относительной влажности воздуха 15-70%.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий должно быть более 1 метра.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для исполнения изделия УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +1°C до +40°C и относительной влажности 80% при 25°C.

Уход за изделием

- перед стиркой застегните все застёжки;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- рекомендована ручная стирка растворами нейтральных моющих средств по ГОСТ 25644 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546 в теплой воде температурой не выше плюс 30°C, отдельно от других вещей.
- не тереть и не выжимать изделие;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- сушить при комнатной температуре в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить,
- хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.22-010-31029531-2018 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев и устанавливается со дня продажи его потребителю.

В течение указанного срока изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедших из строя не по вине потребителя.

Гарантийный срок хранения изделия – 5 лет со дня их изготовления.

Требования безопасности и охрана окружающей среды

Изделия должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении пользователем требований, установленных в соответствующей памятке по пользованию.

Материалы, применяемые при изготовлении изделий должны обладать биосовместимостью с кожными покровами, не должны вызывать токсических или аллергических реакций. в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993, ГОСТ Р 52770.

Изделия при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности. Изделия при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Потенциальными потребителями изделия могут быть пациенты с заболеваниями и травмами поясничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, требующими легкой фиксации или согревания сухим теплом.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Не применимо.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАНА» (ООО «МЕДИАНА»)

Российская Федерация, 103102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, литер АП, помещение 5Н-3

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

-ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. АП, корпус 7, пом.5Н-3,

-ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. С, корпус 26, пом. 18Н-(47 – 59).

ООО «Швейные технологии», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. В, корпус 3, пом.1-Н-(29-33), 35.

ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. Р, корпус 14, пом.10Н-4, (6- 24), пом. 11Н-(2 – 12).

ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. В, корпус 3, пом.1Н-(6-22)

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРЕТЕНЗИЙ:

ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, литер АП, помещение 5Н-3, тел. +7(812) 363-03-07

ТУ 32.50.22-010-31029531-2018

Номер и дата регистрационного удостоверения

Логотип (при необходимости и наличии)

Уважаемый покупатель! Спасибо за доверие к нашей продукции. Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью.

и скреплено печатью

4 (квиток) листов

Генеральный директор ООО «МЕДИАНА»

_____/Э.Т. Олышангер

« ____ » _____ 20 ____ г.

