








«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2019 г.



**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G
к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови
(ВектоПаротит-IgG)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора “ВектоПаротит-IgG”

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном вируса паротита	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	

Наименование компонента	Этикетка
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	
Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	
Ванночки для реагентов	

2. Образцы этикеток на коробке набора “ВектоПаротит-IgG”

2.1. Верхняя этикетка.

набор реагентов для
иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
класса G к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови

ВектоПаротит-IgG

состав:

1. Планшет разборный с иммобилизованным
рекомбинантным антигеном вируса паротита

1 шт.

2. Положительный контрольный образец

1 фл., 1,5 мл

3. Отрицательный контрольный образец

1 фл., 3,0 мл

4. Конъюгат

1 фл., 13,0 мл

5. Раствор для разведения сывороток

1 фл., 12,0 мл

6. Раствор для предварительного разведения
сывороток

1 фл., 10,0 мл

7. Концентрат фосфатно-солевого буферного
раствора с твином

2 фл. по 28,0 мл

8. Раствор тетраметилбензидина

1 фл., 13,0 мл

9. Стоп-реагент

1 фл., 12,0 мл

10. Планшет разборный для предварительного
разведения исследуемых образцов

1 шт.

11. Пленки для заклеивания планшета

2 шт.

12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл

16 шт.

13. Ванночки для реагентов

2 шт.

2.2. Боковая этикетка № 1.


 LOT XXXX  XXXX-XX-XX	
ВектоПаротит-IgG	
ТУ 21.20.23-020-23548172-2018 РУ №	 IVD  2°C 8°C
<i>Контрольные образцы инаktivированы Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют</i>	

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО "Вектор-Бест"
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников
« 04 » 06 2019 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.

Директор по технологиям и качеству
АО "Вектор-Бест"


А.В. Масыго

201/9 г.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG”
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” №1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.А. Хусаинов
2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 4
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 5
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.





ВЕКТОР
БЕСТ



набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита
в сыворотке (плазме) крови


ВектоПаротит-IgG

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном вируса паротита	1 шт	
2. Положительный контрольный образец	1 фл	1,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл	3,0 мл
4. Конъюгат	1 фл	13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл	12,0 мл
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл	10,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл	28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл	13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл	12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт	
11. Пленки для заливания планшета	2 шт	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт	
13. Валиочки для реагентов	2 шт	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG”
 серия 2


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 06 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” №1
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
• ВектоПаротит-IgG" № 2
серия 2


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”


М.Д. Хусаинов
2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 4
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”


М.Д. Хусаинов
2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.





ВЕКТОР

БЕСТ

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита
в сыворотке (плазме) крови

ВектоПаротит-IgG

СОСТАВ:

- | | | |
|--|--------|---------|
| 1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном вируса паротита | 1 шт. | |
| 2. Положительный контрольный образец | 1 фл. | 1,5 мл |
| 3. Отрицательный контрольный образец | 1 фл. | 3,0 мл |
| 4. Конъюгат | 1 фл. | 13,0 мл |
| 5. Раствор для разведения сывороток | 1 фл. | 12,0 мл |
| 6. Раствор для предварительного разведения сывороток | 1 фл. | 10,0 мл |
| 7. Концентрат фосфатно-содового буферного раствора с твином | 2 фл. | 28,0 мл |
| 8. Раствор тетраметилбензидина | 1 фл. | 13,0 мл |
| 9. Стоп-реагент | 1 фл. | 12,0 мл |
| 10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов | 1 шт. | |
| 11. Пленки для заклеивания планшета | 2 шт. | |
| 12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл | 16 шт. | |
| 13. Ванночки для реагентов | 2 шт. | |

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ВектоПаротит-IgG” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.

