

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БОЗОН»



А.В. Беляков

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Электроды электрохирургические монополярные одноразовые стерильные
"Трилокс" в вариантах исполнения с принадлежностями,

*производства «Чжэцзян Медстар Технолоджи Ко., Лтд.»
(Zhejiang Medstar Technology Co., Ltd.), Куньмин.*




Фото 1 – Внешний вид для варианта исполнения:

Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма: Электрод - лезвие длиной 100мм с насадкой для аспирации дыма, ESS01-100

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для варианта исполнения:

Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма:

- Электрод - лезвие длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, ESS01-152. Отличие только в размерах.



Фото 2 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:

Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма: Электрод - лезвие длиной 100мм с насадкой для аспирации дыма, ESS01-100.

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:

Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма:

- 1) Электрод-лезвие длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, ESS01-152
- 2) Электрод-лезвие с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 100мм с насадкой для аспирации дыма, ESS01-100GY

- 3) Электрод-лезвие с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 152 мм с насадкой для аспирации дыма, ESS01-152GY
- 4) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 3мм, с насадкой для аспирации дыма, ESS03-B03152GY
- 5) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 4мм, с насадкой для аспирации дыма, ESS03-B04152GY
- 6) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 5мм, с насадкой для аспирации дыма, ESS03-B05152GY
- 7) Электрод-петля 10*10мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, желтый, ESS04-1010C-152
- 8) Электрод-петля 15*12мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, зеленый, ESS04-1512C-152
- 9) Электрод-петля 20*10мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, красный, ESS04-2010C-152
- 10) Электрод-петля 20*12мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, белый, ESS04-2012C-152
- 11) Электрод-петля 20*15мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, синий, ESS04-2015C-152
- 12) Электрод-петля 25*8мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, коричневый, ESS04-2508C-152




Фото 3 – Внешний вид изделия для варианта исполнения: Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма: Электрод-лезвие с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 100мм с насадкой для аспирации дыма, ESS01-100GY.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма: - Электрод-лезвие с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 152 мм с насадкой для аспирации дыма, ESS01-152GY. Отличие только в размерах.



Фото 4 – Внешний вид изделия для варианта исполнения: Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма: Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 5мм, с насадкой для аспирации дыма, ESS03-B05152GY.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма:

- Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 3мм, с насадкой для аспирации дыма, ESS03-B03152GY

- Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 4мм, с насадкой для аспирации дыма, ESS03-B04152GY, отличие только в размерах.




Фото 5 – Внешний вид изделия для вариантов исполнения: Электрод для держателя облегченного с функцией аспирации дыма:

- 1) Электрод-петля 10*10мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, желтый, ESS04-1010C-152
- 2) Электрод-петля 15*12мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, зеленый, ESS04-1512C-152
- 3) Электрод-петля 20*10мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, красный, ESS04-2010C-152
- 4) Электрод-петля 20*12мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, белый, ESS04-2012C-152
- 5) Электрод-петля 20*15мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, синий, ESS04-2015C-152
- 6) Электрод-петля 25*8мм длиной 152мм с насадкой для аспирации дыма, коричневый, ESS04-2508C-152.



Фото 6 – Внешний вид изделия для варианта исполнения: Электрод для держателя телескопического с функцией аспирации дыма: Электрод-петля 10*10мм, длиной 35мм, ELM11-L1010C-35.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод для держателя телескопического с функцией аспирации дыма:

- Электрод-петля 15*12мм, длиной 35мм, ELM11-L1512C-35
- Электрод-петля 20*10мм, длиной 35мм, ELM11-L2010C-35
- Электрод-петля 20*12мм, длиной 35мм, ELM11-L2012C-35
- Электрод-петля 20*15мм, длиной 35мм, ELM11-L2015C-35
- Электрод-петля 20*20мм, длиной 35мм, ELM11-L2020C-35, отличие только в размерах.

Наименование изделия: Электрод для электропротезирующей монополярной одноканальной стерильной "Гринок".
 Электрод для держателя телескопического с функцией аспирации дыма:
 Электрод-петля 10*10мм, длиной 35мм, ELM11-L1010C-35
 REF ELM11-L1010C-35 LOT xxxxxx M xxx-xx Количество 10шт.
 CE
 «Чжэцзян Медстар Текнолоджи Ко., Лтд.» (Zhejiang Medstar Technology Co., Ltd.), Китай
 Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН», 125212, Москва, Выборгская ул., дом 16, строение 1, помещение №XV
 Регистрационное удостоверение: РЗН / от ком.11,этаж 5

Наименование изделия: Электрод для электропротезирующей монополярной одноканальной стерильной "Гринок".
 Электрод для держателя телескопического с функцией аспирации дыма:
 Электрод-петля 10*10мм, длиной 35мм, ELM11-L1010C-35
 REF ELM11-L1010C-35 LOT xxxxxx M xxx-xx Количество 10шт.
 CE
 «Чжэцзян Медстар Текнолоджи Ко., Лтд.» (Zhejiang Medstar Technology Co., Ltd.), Китай
 Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН», 125212, Москва, Выборгская ул., дом 16, строение 1, помещение №XV
 Регистрационное удостоверение: РЗН / от ком.11,этаж 5

Фото 7 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения: Электрод для держателя телескопического с функцией аспирации дыма: Электрод-петля 10*10мм, длиной 35мм, ELM11-L1010C-35 .

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:
 Электрод для держателя телескопического с функцией аспирации дыма:

- 1) Электрод-петля 15*12мм, длиной 35мм, ELM11-L1512C-35
- 2) Электрод-петля 20*10мм, длиной 35мм, ELM11-L2010C-35
- 3) Электрод-петля 20*12мм, длиной 35мм, ELM11-L2012C-35
- 4) Электрод-петля 20*15мм, длиной 35мм, ELM11-L2015C-35
- 5) Электрод-петля 20*20мм, длиной 35мм, ELM11-L2020C-35

- 6) Электрод-шарик диаметром 3мм, длиной 50мм, EBS01-0350
- 7) Электрод-шарик диаметром 4мм, длиной 50мм, EBS01-0450
- 8) Электрод-шарик диаметром 5мм, длиной 50мм, EBS01-0550
- 9) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 3мм, длиной 50мм, EBS01-0350GY
- 10) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 4мм, длиной 50мм, EBS01-0450GY
- 11) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 5мм, длиной 50мм, EBS01-0550GY



Фото 8 – Внешний вид изделий для вариантов исполнений:

Электрод для держателя телескопического с функцией аспирации дыма:

- 1) Электрод-шарик диаметром 3мм, длиной 50мм, EBS01-0350
- 2) Электрод-шарик диаметром 4мм, длиной 50мм, EBS01-0450
- 3) Электрод-шарик диаметром 5мм, длиной 50мм, EBS01-0550
- 4) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 3мм, длиной 50мм, EBS01-0350GY
- 5) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 4мм, длиной 50мм, EBS01-0450GY
- 6) Электрод-шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием диаметром 5мм, длиной 50мм, EBS01-0550GY



Фото 9 – Внешний вид изделий для вариантов исполнений:

Электрод-лезвие с шестиугольным креплением:

- 1) Из нержавеющей стали, длина 70мм, ЕКМ01-70
- 2) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, ЕКМ01-70GY
- 3) Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком, ЕКМ01-70Е
- 4) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, с активным кончиком, ЕКМ01-70GYE





Фото 10 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения: Электрод-лезвие с шестиугольным креплением: из нержавеющей стали, длина 70мм, EKM01-70.

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:

- 1) Электрод-лезвие с шестиугольным креплением:
 - С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, EKM01-70GY
 - Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком, EKM01-70E
 - С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, с активным кончиком, EKM01-70GYE
 - Из нержавеющей стали, длина 100мм, EKW01-100
 - С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, EKW01-100GY
 - Из нержавеющей стали, длина 100мм, с активным кончиком, EKW01-100E

- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, с активным кончиком, ЕКW01-100GYE
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, ЕКW01-152
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, ЕКW01-152GY
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, с активным кончиком, ЕКW01-152E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, с активным кончиком, ЕКW01-152GYE
- Из нержавеющей стали, длина 200мм, ЕКW01-200
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 200мм, ЕКW01-200GY
- Из нержавеющей стали, длина 200мм, с активным кончиком, ЕКW01-200E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 200мм, с активным кончиком, ЕКW01-200GYE

2) Электрод-лезвие без шестигульного крепления:

- Из нержавеющей стали, длина 70мм, ЕКМ02-70
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, ЕКМ02-70GY
- Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком, ЕКМ02-70E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, с активным кончиком, ЕКМ02-70GYE
- Из нержавеющей стали, длина 100мм, ЕКМ02-100
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, ЕКМ02-100GY
- Из нержавеющей стали, длина 100мм, с активным кончиком, ЕКМ02-100E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, с активным кончиком, ЕКМ02-100GYE
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, ЕКМ02-152
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, ЕКМ02-152GY
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, с активным кончиком, ЕКМ02-152E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, с активным кончиком, ЕКМ02-152GYE



Фото 11 – Внешний вид изделия для вариантов исполнений: Электрод-лезвие с шестиугольным креплением:

- 1) Из нержавеющей стали, длина 100мм, ЕКW01-100
- 2) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, ЕКW01-100GY
- 3) Из нержавеющей стали, длина 100мм, с активным кончиком, ЕКW01-100E
- 4) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, с активным кончиком, ЕКW01-100GYE.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод-лезвие с шестиугольным креплением:

- Из нержавеющей стали, длина 152мм, ЕКW01-152
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, ЕКW01-152GY
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, с активным кончиком, ЕКW01-152E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, с активным кончиком, ЕКW01-152GYE
- Из нержавеющей стали, длина 200мм, ЕКW01-200
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 200мм, ЕКW01-200GY
- Из нержавеющей стали, длина 200мм, с активным кончиком, ЕКW01-200E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 200мм, с активным кончиком, ЕКW01-200GYE, отличие только в размерах.



Фото 12 – Внешний вид изделий для вариантов исполнений:

Электрод-лезвие без шестиугольного крепления:

- 1) Из нержавеющей стали, длина 70мм, ЕКМ02-70
- 2) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, ЕКМ02-70GY
- 3) Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком, ЕКМ02-70Е
- 4) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, с активным кончиком, ЕКМ02-70GYE.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод-лезвие без шестиугольного крепления:

- Из нержавеющей стали, длина 100мм, ЕКМ02-100
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, ЕКМ02-100GY
- Из нержавеющей стали, длина 100мм, с активным кончиком, ЕКМ02-100Е
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, с активным кончиком, ЕКМ02-100GYE
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, ЕКМ02-152
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, ЕКМ02-152GY
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, с активным кончиком, ЕКМ02-152Е
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, с активным кончиком, ЕКМ02-152GYE, отличие только в размерах.



Фото 13 – Внешний вид изделия для вариантов исполнений: Электрод – шарик, формованный:

- 1) Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 3 мм, EBM02-0370
- 2) Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 4 мм, EBM02-0470
- 3) Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 5 мм, EBM02-0570
- 4) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 3 мм, EBM02-0370GY
- 5) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 4 мм, EBM02-0470GY
- 6) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 5 мм, EBM02-0570GY.

представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод – шарик, формованный:

- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 3 мм, EBM02-03130
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 4 мм, EBM02-04130
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 5 мм, EBM02-05130
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 3 мм, EBM02-03130GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 4 мм, EBM02-04130GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 5 мм, EBM02-05130GY, отличие только в размерах.



Фото 14 – Внешний вид изделий для вариантов исполнения:

- 1) Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 3 мм, EBS01-0370
- 2) Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 4 мм, EBS01-0470
- 3) Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 5 мм, EBS01-0570
- 4) С не прилипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 3мм, EBS01-0370GY
- 5) С не прилипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 4мм, EBS01-0470GY
- 6) С не прилипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 5мм, EBS01-0570GY.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод – шарик, с активным кончиком и изолированным основанием:

- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 3 мм, EBS01-03130
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 4 мм, EBS01-04130
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 5 мм, EBS01-05130
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 3 мм, EBS01-03130GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 4 мм, EBS01-04130GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 5 мм, EBS01-05130GY
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, диаметр 3 мм, EBS01-03152
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, диаметр 4 мм, EBS01-04152
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, диаметр 5 мм, EBS01-05152
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, диаметр 3 мм, EBS01-03152GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, диаметр 4 мм, EBS01-04152GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, диаметр 5 мм, EBS01-05152GY.

Отличие только в размерах.

Наименование изделия:
Электрод – шарик, с активным кончиком и изолированным основанием

Технические характеристики:
Электрод – шарик, форма кончика – активный кончик, материал – нержавеющая сталь, диаметр – 3 мм, длина – 70 мм, EBS01-0370

Упомянутый в документе на территории РФ: ООО «БОИОН», 125112, Москва, Выборгская ул., дом 11, строение 1, помещение №XXV, этаж 11

Количество: 10 шт.

Регистрационное удостоверение: РДН / от 31.03.2018



Наименование изделия:
Электрод – шарик, форма кончика – активный кончик, материал – нержавеющая сталь, диаметр – 3 мм, длина – 70 мм, EBS01-0370

Упомянутый в документе на территории РФ: ООО «БОИОН», 125112, Москва, Выборгская ул., дом 11, строение 1, помещение №XXV, этаж 11

Количество: 10 шт.

Регистрационное удостоверение: РДН / от 31.03.2018

Фото 15 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения: Электрод – шарик, с активным кончиком и изолированным основанием: Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 3 мм, EBS01-0370.

Представленный на фото внешний вид упаковки маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:

Электрод – шарик:

1) Формованный:

- Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 3 мм, EBM02-0370
- Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 4 мм, EBM02-0470
- Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 5 мм, EBM02-0570
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 3 мм, EBM02-0370GY

- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 4 мм, EBM02-0470GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 5 мм, EBM02-0570GY
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 3 мм, EBM02-03130
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 4 мм, EBM02-04130
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 5 мм, EBM02-05130
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 3 мм, EBM02-03130GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 4 мм, EBM02-04130GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 5 мм, EBM02-05130GY

2) С активным кончиком и изолированным основанием:

- Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 4 мм, EBS01-0470
- Из нержавеющей стали, длина 70мм, диаметр 5 мм, EBS01-0570
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 3мм, EBS01-0370GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 4мм, EBS01-0470GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, диаметр 5мм, EBS01-0570GY
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 3 мм, EBS01-03130
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 4 мм, EBS01-04130
- Из нержавеющей стали, длина 130мм, диаметр 5 мм, EBS01-05130
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 3 мм, EBS01-03130GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 4 мм, EBS01-04130GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 130мм, диаметр 5 мм, EBS01-05130GY
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, диаметр 3 мм, EBS01-03152
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, диаметр 4 мм, EBS01-04152
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, диаметр 5 мм, EBS01-05152
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, диаметр 3 мм, EBS01-03152GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, диаметр 4 мм, EBS01-04152GY
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, диаметр 5 мм, EBS01-05152GY



Фото 16 – Внешний вид изделий для вариантов исполнения:

Электрод-петля, закруглённой формы:

- 1) 15мм*15мм, длина основания 130мм, оранжевый, ELM02-1515C-130
- 2) 25мм*8мм, длина основания 130мм, бронзовый, ELM02-2508C-130
- 3) 20мм*15мм, длина основания 130мм, синий, ELM02-2015C-130
- 4) 20мм*12мм, длина основания 130мм, белый, ELM02-2012C-130
- 5) 20мм*10мм, длина основания 130мм, красный, ELM02-2010C-130
- 6) 15мм*12мм, длина основания 130мм, зеленый, ELM02-1512C-130
- 7) 10мм*10мм, длина основания 130мм, желтый, ELM02-1010C-130

8) 5мм*5мм, длина основания 130мм, пурпурный, ELM02-0505C-130

9) 15мм*8мм, длина основания 130мм, серый, ELM02-1508C-130

10) 20мм*20мм, длина основания 130мм, розовый, ELM02-2020C-130



Фото 17 – Внешний вид изделий для вариантов исполнений:

Электрод-петля, в форме квадратной петли:

- 1) 10мм*4мм, длина основания 130мм, коричневый, ELM02-1004S-130
- 2) 10мм*8мм, длина основания 130мм, оранжевый, ELM02-1008S-130



Фото 18 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод-петля, в форме треугольной петли из вольфрама для клиновидного иссечения ткани:

- 15мм*10мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-1510T-152.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод-петля, в форме треугольной петли из вольфрама для клиновидного иссечения ткани:

- 8мм*16мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-0816T-152

- 20мм*10мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2010T-152

- 20мм*13мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2013T-152

- 20мм*20мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2020T-152
- 24мм*18мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2418T-152
- 28мм*9мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2809T-152, отличие только в размерах.




Фото 19 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:

Электрод-петля, в форме треугольной петли из вольфрама для клиновидного иссечения ткани:
 - 15мм*10мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-1510T-152.

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:
 Электрод-петля:

1) Закруглённой формы:

- 5мм*5мм, длина основания 130мм, пурпурный, ELM02-0505C-130
- 10мм*10мм, длина основания 130мм, желтый, ELM02-1010C-130

15мм*8мм, длина основания 130мм, серый, ELM02-1508C-130

- 15мм*12мм, длина основания 130мм, зеленый, ELM02-1512C-130
 - 15мм*15мм, длина основания 130мм, оранжевый, ELM02-1515C-130
 - 20мм*10мм, длина основания 130мм, красный, ELM02-2010C-130
 - 20мм*12мм, длина основания 130мм, белый, ELM02-2012C-130
 - 20мм*15мм, длина основания 130мм, синий, ELM02-2015C-130
 - 20мм*20мм, длина основания 130мм, розовый, ELM02-2020C-130
 - 25мм*8мм, длина основания 130мм, бронзовый, ELM02-2508C-130
- 2) В форме квадратной петли:
- 10мм*4мм, длина основания 130мм, коричневый, ELM02-1004S-130
 - 10мм*8мм, длина основания 130мм, оранжевый, ELM02-1008S-130
- 3) В форме треугольной петли из вольфрама для клиновидного иссечения ткани:
- 8мм*16мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-0816T-152
 - 20мм*10мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2010T-152
 - 20мм*13мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2013T-152
 - 20мм*20мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2020T-152
 - 24мм*18мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2418T-152
 - 28мм*9мм, изолированное основание, длина основания 152мм, ELM03-2809T-152




Фото 20 – Внешний вид изделия для вариантов исполнений:

Электрод-игла:

- 1) Из нержавеющей стали, длина 70мм, ENM02-70
- 2) С непрлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, ENM02-70GY
- 3) Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком, ENM02-70E
- 4) С непрлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, с активным кончиком, ENM02-70GYE.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод-игла:

- Из нержавеющей стали, длина 100мм, с активным кончиком, ENM02-100E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, с активным кончиком, ENM02-100GYE
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, с активным кончиком, ENM02-152E
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, с активным кончиком, ENM02-152GYE, отличия только в размерах.




Фото 21 – Внешний вид изделия для вариантов исполнений:

Электрод-игла:

- 1) Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-70E-A
- 2) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-70GYE-A

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для вариантов исполнения:

- Из нержавеющей стали, длина 100мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-100E-A
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-100GYE-A
- Из нержавеющей стали, длина 152мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-152E-A
- С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца ENM02-152GYE-A, отличие только в размерах.

Наименование изделия: **Электрод-игла для электрокоагуляции монополярной однополюсной стимуляцией "Триполс"**
 Электрод-игла. Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком.
 REF ENM02-70E-A LOT XXXXX XXXX-XX XXXX-XX
 Количество 10шт. CE
 Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН», 125212, Москва, Выховская ул., дом 16, Technology Co., Ltd., Китай
 Регистрационное удостоверение: 3123 5
 РЭН / от

Наименование изделия: **Электрод-игла для электрокоагуляции монополярной однополюсной стимуляцией "Триполс"**
 Электрод-игла. Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком.
 REF ENM02-70E-A LOT XXXXX XXXX-XX XXXX-XX
 Количество 10шт. CE
 Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН», 125212, Москва, Выховская ул., дом 16, Technology Co., Ltd., Китай
 Регистрационное удостоверение: 3123 5
 РЭН / от

Фото 22 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:

Электрод-игла:

Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-70E-A.

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:

Электрод-игла:

1) Из нержавеющей стали, длина 70мм, ENM02-70

- 2) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, ENM02-70GY
- 3) Из нержавеющей стали, длина 70мм, с активным кончиком, ENM02-70E
- 4) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, с активным кончиком, ENM02-70GYE
- 5) Из нержавеющей стали, длина 100мм, с активным кончиком, ENM02-100E
- 6) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, с активным кончиком, ENM02-100GYE
- 7) Из нержавеющей стали, длина 152мм, с активным кончиком, ENM02-152E
- 8) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, с активным кончиком, ENM02-152GYE
- 9) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 70мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-70GYE-A
- 10) Из нержавеющей стали, длина 100мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-100E-A
- 11) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 100мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-100GYE-A
- 12) Из нержавеющей стали, длина 152мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ENM02-152E-A
- 13) С неприлипающим тефлоновым покрытием, длина 152мм, с активным кончиком, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца ENM02-152GYE-A



Фото 23 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов:

- Длина 20мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01- 40E1(N110A).

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов:

- Длина 30мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-50E2(N103A)

- Длина 40мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-60E3(N104A)

- Длина 50мм, с активным кончиком 2мм, ETS01-70E2

- Длина 80мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-100E1 (N1033)
- Длина 102мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-120E1(N1034)
- Длина 132мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-152E1(N1035) , отличие только в размерах.

Наименование изделия:
Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов. Длина 20мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-40E1(N110A)

Триплекс

REF ETS01-40E1(N110A) LOT XXXXXX XXXX-XX XXXX-XX
Количество 10шт.

Уполномоченный представитель
на территории РФ: ООО «БОЗОН»,
125112, Москва, Выборгская ул., дом
16, строение 1, помещение №XV
Регистрационное удостоверение:
РЗН / от ком.11, этаж 5

Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов

Наименование изделия:
Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов. Длина 20мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-40E1(N110A)

Триплекс

REF ETS01-40E1(N110A) LOT XXXXXX XXXX-XX XXXX-XX
Количество 10шт.

Уполномоченный представитель
на территории РФ: ООО «БОЗОН»,
125112, Москва, Выборгская ул., дом
16, строение 1, помещение №XV
Регистрационное удостоверение:
РЗН / от ком.11, этаж 5

Фото 24 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:

Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов:

- Длина 20мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01- 40E1(N110A).

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия актуальны также для вариантов исполнения:

Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов:

1) Длина 30мм с активным кончиком 2 мм, ETS01-50E2(N103A)

- 2) Длина 40мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-60E3(N104A)
- 3) Длина 30мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-50E2-A451(N112A)
- 4) Длина 30мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 90° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-50E2-A901
- 5) Длина 40мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-60E3-A451(N113A)
- 6) Длина 40мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ETS01-60E3-A452(N117)
- 7) Длина 40мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 90° на расстоянии 10мм от конца, ETS01-60E3-A902(N117A)
- 8) Длина 50мм, с активным кончиком 2мм, ETS01-70E2
- 9) Длина 80мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-100E1 (N1033)
- 10) Длина 80мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-100E1-A451 (N1133)
- 11) Длина 102мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-120E1(N1034)
- 12) Длина 102мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-120E1-A451(N1134)
- 13) Длина 112мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ETS01-130E2-A452(N1174)
- 14) Длина 132мм, с активным кончиком 2 мм, ETS01-152E1(N1035)
- 15) Длина 132мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-152E1-A451(N1135)



Фото 25 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов:

- Длина 40мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-60E3-A451(N113A).

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для вариантов исполнения:

Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов:

- Длина 30мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-50E2-A451(N112A)
- Длина 40мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ETS01-60E3-A452(N117)
- Длина 80мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-100E1-A451(N1133)
- Длина 102мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-120E1-A451(N1134)
- Длина 112мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 10мм от конца, ETS01-130E2-A452(N1174)
- Длина 132мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 45° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-152E1-A451(N1135) , отличие только в размерах.



Фото 26 – Внешний вид изделия для варианта исполнения: Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов:
- Длина 40мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 90° на расстоянии 10мм от конца, ETS01-60E3-A902(N117A).

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для вариантов исполнения:

Электрод-игла вольфрамовый для микро-надрезов:

- Длина 30мм, с активным кончиком 2 мм, изогнутый под углом 90° на расстоянии 5мм от конца, ETS01-50E2-A901.
отличие только в размерах.




Фото 27 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками:

- Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PN02-050.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками:

- Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 4,6 м со штекером с тремя зубцами, PN02-052, отличие только в размерах.




Фото 28 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками:

- Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, с чехлом, PN02-051



Фото 29 – внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками:

- Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, с чехлом, PN02-051.

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками:

- 1) Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PN02-050
- 2) Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 4,6 м со штекером с тремя зубцами, PN02-052
- 3) Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PN02-080
- 4) Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, с чехлом, PN02-081
- 5) Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 4,6 м со штекером с тремя зубцами, PN02-082



Фото 30 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками:

- Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PN02-080.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками:

- Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 4,6 м со штекером с тремя зубцами, PN02-082, отличие только в размерах.




Фото 31 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками:

- Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, с чехлом, PN02-081.




Фото 32 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с клавишным переключателем:

- Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PR02-050.

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для вариантов исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с клавишным переключателем:

- Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 4,6 м со штекером с тремя зубцами, PR02-052, отличие только в размерах.




Фото 33 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с клавишным переключателем:

- Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, с чехлом, PR02-051




Фото 34 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с клавишным переключателем:

- Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PR02-080.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для вариантов исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с клавишным переключателем:

- Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 4,6 м со штекером с тремя зубцами, PR02-082, отличия лишь в размерах.




Фото 35 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с клавишным переключателем:

- Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами с чехлом, PR02-081.



Фото 36 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с клавишным переключателем:

- Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами с чехлом, PR02-081.

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с клавишным переключателем:

1) Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PR02-050

- 2) Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, с чехлом, PR02-051
- 3) Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 4,6 м со штекером с тремя зубцами, PR02-052
- 4) Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PR02-080
- 5) Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 4,6 м со штекером с тремя зубцами, PR02-082




Фото 37 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ножным управлением:

- Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером Banana, PF02-050



Фото 38 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:
 Электрод в комплекте с держателем с ножным управлением:
 - Длина электрода-лезвия 70мм из нержавеющей стали, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером Banana, PF02-050.

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия актуален также для вариантов исполнения:
 Электрод в комплекте с держателем с ножным управлением:
 Длина электрода-лезвия 70мм с неприлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером Banana, PF02-080




Фото 39 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ножным управлением:

- Длина электрода-лезвия 70мм с непрлипающим тефлоновым покрытием, держатель с кабелем длиной 3 м со штекером Ваpапа, PF02-080




Фото 40 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками с функцией аспирации дыма, облегченный:

- С электродом-лезвием с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 70мм, с насадкой для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS07-K70GY




Фото 41 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками с функцией аспирации дыма, облегченный:

- С электродом-лезвием из нержавеющей стали длиной 70мм, с насадкой для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS07-K70




Фото 42 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками с функцией аспирации дыма, облегченный:

- С электродом-лезвием с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 70мм и 152 мм, с насадками для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS07-K2XGY




Фото 43 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками с функцией аспирации дыма, облегченный:

- С электродом-лезвием с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 70мм, 100мм, 152 мм, с насадками для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS07-K3XGY




Фото 44 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками с функцией аспирации дыма, телескопический:

- С электродом-лезвием с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 50мм, с насадкой для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS09-K50GY




Фото 45 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками с функцией аспирации дыма, телескопический:

- С электродом-лезвием с нелипким тефлоновым покрытием длиной 50мм, с насадкой для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS09-K50GY

Представленный на фото внешний вид упаковки и проекта маркировки изделия актуален также и для вариантов исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками с функцией аспирации дыма:

1) Облегченный:

- С электродом-лезвием с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 70мм, с насадкой для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS07-K70GY
- С электродом-лезвием из нержавеющей стали длиной 70мм, с насадкой для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS07-K70
- С электродом-лезвием с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 70мм и 152 мм, с насадками для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS07-K2XGY
- С электродом-лезвием с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 70мм, 100мм, 152 мм, с насадками для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS07-K3XGY

2) Телескопический:

- С электродом-лезвием из нержавеющей стали длиной 50мм, с насадкой для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS09-K50




Фото 46 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением с двумя кнопками с функцией аспирации дыма, телескопический:

- С электродом-лезвием из нержавеющей стали длиной 50мм, с насадкой для аспирации дыма, держатель с ультра-гибким рукавом длиной 3 м с гнездовым/штекерным разъемом 22мм, с кабелем длиной 3 м со штекером с тремя зубцами, PS09-K50




Фото 47 – Внешний вид изделия пластинки для чистки кончика электрода, 4,8*4,8см, Р-ТС1


наименование изделия:
Пластина для чистки кончика электрода, 4,8*4,8 см, Р-ТС1

ИЗД Р-ТС1

CE

Чжэцзян Медистар Технолоджи Ко., Лтд. (Zhejiang Medistar Technology Co., Ltd.), Китай

Регистрационный номер: 000-1602045, 125212, Москва, Выборгская ул., дом 15, строчка 1, помещение 500У (ком. 11, этаж 5)



наименование изделия:
Пластина для чистки кончика электрода, 4,8*4,8 см, Р-ТС1

ИЗД Р-ТС1

CE

Чжэцзян Медистар Технолоджи Ко., Лтд. (Zhejiang Medistar Technology Co., Ltd.), Китай

Регистрационный номер: 000-1602045, 125212, Москва, Выборгская ул., дом 15, строчка 1, помещение 500У (ком. 11, этаж 5)

Фото 48 – Внешний вид упаковки и маркировка пластинки для чистки кончика электрода, 4,8*4,8см, Р-ТС1



Фото 49 – Внешний вид чехла для электрохирургических инструментов, Р-Н1.





Фото 50 – Внешний вид упаковки и маркировка чехла для электрохирургических инструментов, Р-Н1



Фото 51 –Внешний вид Фильтра для электрода с держателем с функцией аспирации дыма, Р-F1.

Фото 52 – Внешний вид упаковки и маркировка фильтра для электрода с держателем с функцией аспирации дыма, Р- F1



Всего прошито, проклеено и скреплено печатью
и подписью 73 листов.



Генеральный директор ООО «БОЗОН»
Беляков А.В.