

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Мерит Текнолоджис»

Паламов А.В.




Фотографические изображения «Интродюсер Prelude»


Производитель: Merit Medical Systems, Inc./ Мерит Медикал Системс, Инк
1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah, 84095, USA

Интродюсер Prelude, вариант исполнения Prelude, в составе:


- Интродюсер Prelude, типоразмеры: диаметр, 5F(1.7мм); длина 11 см.
- Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 5F(1.7мм); длина 16 см.
- Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.018" (0.46мм), длина: 40 см.
- Игла Merit Advance, типоразмеры: 21G; длина 24см.
- Инструкция по применению.




Маркировка изделия




Интродьюсер Prelude, типоразмеры: диаметр, 5F(1.7мм); длина 11 см.



Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 5F(1.7мм); длина 16 см.



Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.018" (0.46мм), длина: 40 см.




Игла Merit Advance, типоразмеры: 21G; длина 24см.

Интродьюсер Prelude вариант исполнения Prelude, в составе:

- Интродьюсер Prelude, типоразмеры: диаметр 8.5F(2.8мм); длина 11 см.
- Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 8.5F(2.6мм); длина 16 см.
- Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.038" (0.97мм); длина: 50см.
- Инструкция по применению.




Маркировка изделия



Интродьюсер Prelude, типоразмеры: диаметр 8.5F(2.8мм); длина 11 см.



Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 8.5F(2.6мм); длина 16 см.




Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.038" (0.97мм); длина: 50см.

Интродьюсер Prelude, вариант исполнения Prelude PRO, в составе:


- Интродьюсер Prelude PRO, типоразмеры: диаметр 8F(2.6мм); длина 11 см.
- Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 8F(2.6мм); длина 16см.
- Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.038" (0.97мм); длина: 50см.
- Инструкция по применению.




Маркировка изделия



- Интродьюсер Prelude PRO, типоразмеры: диаметр 8F(2.6мм); длина 11 см.




- Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 8F(2.6мм); длина 16см.




- Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.038" (0.97мм); длина: 50см.

Интродьюсер Prelude, вариант исполнения Prelude Short, в составе:


- Интродьюсер Prelude Short, типоразмеры: 7F(2.3мм); длина 4см.
- Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 7F(2.3мм); длина 8см.
- Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.035" (0.89мм); длина: 50см.
- Инструкция по применению.




Маркировка изделия



Интродьюсер Prelude Short, типоразмеры: 7F(2.3мм); длина 4см.



Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 7F(2.3мм); длина 8см.




Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.035" (0.89мм); длина: 50см

Интродюсер Prelude, вариант исполнения PreludeEASE, в составе:


- Интродюсер PreludeEASE, типоразмеры: диаметр 5F(1.7мм); длина 11 см.
- Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 5F(1.7мм); длина 16 см.
- Проводник пластиковый, типоразмеры: диаметр 0.025" (0.64мм); длина: 45см.
- Игла двухкомпонентная, типоразмеры: 20G; длина 3.2см.
- Шприц: 3мл, наконечник типа Люер.
- Скальпель остроконечный, длина 63мм.
- Инструкция по применению.



Маркировка изделия





- Интродьюсер PreludeEASE, типоразмеры: диаметр 5F(1.7мм); длина 11 см.




-Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 5F(1.7мм); длина 16 см.

- Проводник пластиковый, типоразмеры: диаметр 0.025" (0.64мм); длина: 45см.






- Игла двухкомпонентная, типоразмеры: 20G; длина 3.2см.



- Шприц: 3мл, наконечник типа Люер.




- Скальпель остроконечный, длина 63мм.

Интродьюсер Prelude, вариант исполнения Prelude IDeal, в составе:


- Интродьюсер Prelude IDeal, типоразмеры: 5F(1.7мм); длина 11 см.
- Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 5F(1.7мм); длина 17 см.
- Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.018" (0.46мм); длина: 40 см.
- Игла Merit Advance, типоразмеры: 21G; длина 4см.
- Устройство для введения проводника Bowtie.
- Инструкция по применению.




Маркировка изделия




Интродьюсер Prelude IDEal, типоразмеры: 5F(1.7мм); длина 11 см.




Сосудистый дилататор, типоразмеры: диаметр 5F(1.7мм); длина 17 см.



Проводник металлический, типоразмеры: диаметр 0.018" (0.46мм); длина: 40 см.



Игла Merit Advance, типоразмеры: 21G; длина 4см.



Устройство для введения проводника Bowtie.

Пронумеровано, пронумеровано

и скреплено печатью и подписью

26 листа / листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ШАЛАМОВ А.В.

