

,УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО БИНОМ

А.В. Чернов


«10» _____ 2019 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА И
МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**


**«АППАРАТ ЛАЗЕРНОЙ, ВАКУУМНОЙ И ЛАЗЕРНО-
ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ «УЗОРМЕД®-Б-ЗК» по ТУ 32.50.50-009-
20734945-2017 в исполнениях с принадлежностями»**

2019


Аппарат лазерной, вакуумной и лазерно-вакуумной терапии "Узормед®-Б-3К/01"
(базовый блок излучения)




Аппарат лазерной, вакуумной и лазерно-вакуумной терапии "Узормед®-Б-3К/01"
(базовый блок излучения), вид снизу




Аппарат лазерной, вакуумной и лазерно-вакуумной терапии "Узормед®-Б-3К/03" (базовый блок излучения), вид снизу




Аппарат лазерной, вакуумной и лазерно-вакуумной терапии "Узормед®-Б-3К/03" (базовый блок излучения)



Аппарат лазерно-вакуумной терапии "Узормед®-Б-3К/03" (базовый блок излучения), вид сзади




Блок излучения типа БИ (вид сверху)




Блок излучения типа БН




Блок излучения типа БН-ВЛОК (вид снизу)




Блок излучения типа БН-ВЛОК(вид сверху)



Блок излучения типа БИСМ (вид сверху)



Блок излучения типа БИСМ (вид снизу)



Блок излучения типа БНР (вид сверху)



Блок излучения типа БНР (вид снизу)



Блок излучения типа БНМ (вид сверху)



Блок излучения типа БНМ (вид снизу)



Блок излучения типа БИМ (вид сверху)



Блок излучения типа БИМ (вид снизу)



Блок излучения типа БС (вид сверху)



Блок излучения типа БС (вид спереди)



Блок излучения типа БСМ (вид сверху)



Блок излучения типа БСМ (вид спереди)




Насадка ЛОР-назальная (вид сбоку)




Насадка ЛОР-назальная (вид спереди)



Насадка магнитная МЛВ (вид сбоку)





Насадка демпфирующая




Насадка демпфирующая



Насадка магнитная МЛВ с вакуумной банкой и демпфирующей насадкой



Насадка магнитная МЛВ с вакуумной банкой и демпфирующей насадкой



1. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 10/800 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия:

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИ - 10/800

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

2. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 15/800 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия:

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИ - 15/800

ПУСК/ПАУЗА


ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

3. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 20/800 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИ - 20/800

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

4. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 10/890 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИ - 10/890

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

5. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 15/890 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИ - 15/890

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

6. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 20/890 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия



7. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 25/890 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИ - 25/890

ПУСК/ПАУЗА


ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

8. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 50/890 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 Вт, 100 нсек, 890 нм




БИ - 50/890

ПУСК/ПАУЗА


ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

9. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 10/904 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание! Невидимое лазерное излучение. Не смотрите в пучок и не проводите непосредственных наблюдений с помощью оптических приборов. Лазерная аппаратура класса 1М.	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА	
БИ - 10/904	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
БИНОМ	

10. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 15/904 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия



БИ - 15/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

11. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 20/904 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИ - 20/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

12. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 25/904 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИ - 25/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

13. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИ - 60/904 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
60 Вт, 100 нсек 904 нм



БИ - 60/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

14. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 50/405 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 мВт, 405 нм



БН - 50/405

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

15. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 100/405 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
100 мВт, 405 нм



БН - 100/405

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

16. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 50/445 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия



БН - 50/445

ПУСК/ПАУЗА


ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

17. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 50/525 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 мВт, 525 нм



БН - 50/525

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

18. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 5/635 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БН - 5/635

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

19. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 10/635 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БН - 10/635

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

20. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 30/635 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание! Лазерное излучение. Не смотрите в пучок или не наблюдайте с помощью оптических приборов. Лазерная аппаратура класса 2М.	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА 30 мВт 635 нм	
БН - 30/635	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
БИНОМ	

21. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 40/635 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок или не наблюдайте
с помощью оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 2М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
40 мВт 635 нм



БН - 40/635

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

22. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 50/635 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 мВт, 635 нм



БН - 50/635

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

23. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 100/635 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
100 мВт, 635 нм




БН - 100/635

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

24. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 50/650 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия



БН - 50/650

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

25. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 100/665 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
100 мВт, 665 нм



БН - 100/665

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

26. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 50/780 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 мВт, 780 нм



БН - 50/780

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

27. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 100/780 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
100 мВт, 780 нм



БН - 100/780

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

28. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН - 150/780 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода импульсного действия



БН - 150/780

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

29. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН -200/810 для чрескожного воздействия на основе одиночного лазерного диода непрерывного действия

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
200 мВт, 780 нм



БН - 200/810

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ



30. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ - 30/800 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия со встроенным магнитом

Внимание! Невидимое лазерное излучение. Не смотрите в пучок и не проводите непосредственных наблюдений с помощью оптических приборов. Лазерная аппаратура класса 1М.	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА	
БИМ - 30/800	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»	
БИНОМ	

31. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ - 30/800 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия без встроенного магнита

Внимание! Невидимое лазерное излучение. Не смотрите в пучок и не проводите непосредственных наблюдений с помощью оптических приборов. Лазерная аппаратура класса 1М.	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА	
БИМ - 30/800	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»	
БИНОМ	

32. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ- 60/800 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия со встроенным магнитом



БИМ - 60/800

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

33. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ- 60/800 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия без встроенного магнита

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА

БИМ - 60/800

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»


БИНОМ



34. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ- 40/890 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия со встроенным магнитом

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИМ - 40/890

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____


Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

35. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ- 40/890 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия без встроенного магнита

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИМ - 40/890

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

36. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ- 80/890 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия со встроенным магнитом

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА

БИМ - 80/890

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ




37. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ- 80/890 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия без встроенного магнита

Внимание! Невидимое лазерное излучение. Не смотрите в пучок и не проводите непосредственных наблюдений с помощью оптических приборов. Лазерная аппаратура класса 1М.	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА	
БИМ - 80/890	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»	
БИНОМ	

38. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ-150/904 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия со встроенным магнитом

Внимание! Невидимое лазерное излучение. Не смотрите в пучок и не проводите непосредственных наблюдений с помощью оптических приборов. Лазерная аппаратура класса 1М.	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА	
БИМ - 150/904	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»	
БИНОМ	

39. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ-150/904 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия без встроенного магнита



БИМ - 150/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

40. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ-200/904 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия со встроенным магнитом

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
200 Вт, 100 нсек, 904 нм



БИМ - 200/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

41. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ-200/904 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия без встроенного магнита

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
200 Вт, 100 нсек, 904 нм



БИМ - 200/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

42. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ-300/904 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия со встроенным магнитом



БИМ - 300/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

43. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИМ-300/904 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов импульсного действия без встроенного магнита



БИМ - 300/904

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____


Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

44. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -200/650 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия со встроенным магнитом

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок или не наблюдайте
с помощью оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 2М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
200 Вт, 650 нм



БНМ - 200/650



ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

45. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -200/650 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия без встроенного магнита



БНМ - 200/650

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

46. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -400/665 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия со встроенным магнитом

Внимание! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА 400 мВт, 665 нм	
БНМ - 400/665	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»	
БИНОМ	

47. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -400/665 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
400 мВт, 665 нм



БНМ - 400/665

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

48. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -300/405 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия со встроенным магнитом

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
300 мВт, 405 нм



БНМ - 300/405

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

49. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -300/405 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА

300 мВт, 405 нм



БНМ - 300/405


ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

50. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -500/405 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия со встроенным магнитом



БНМ - 500/405


ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

51. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -500/405 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА 500 мВт, 405 нм	
БНМ - 500/405	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»	
БИНОМ	

52. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -400/810 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия со встроенным магнитом

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
400 мВт, 810 нм



БНМ - 400/810

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

53. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНМ -400/810 для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
400 мВт, 810 нм



БНМ - 400/810

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

54. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНР-1 (400 мВт/405 нм) для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия для воздействия на кожу, покрытую волосатым покровом

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
400 мВт, 405 нм



БНР-1

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

55. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНР-2 (200 мВт/650 нм) для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия для воздействия на кожу, покрытую волосатым покровом

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок или не наблюдайте
с помощью оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 2М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
200 мВт, 650 нм

БНР-2

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ



56. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БНР-3 (200 мВт/405 нм – 100 мВт/650 нм) для чрескожного воздействия на основе матрицы лазерных диодов непрерывного действия для воздействия на кожу, покрытую волосатым покровом

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
200 мВт, 405 нм



БНР-3


ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ


57. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-2/365 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание! Невидимое лазерное излучение. Не смотрите в пучок и не проводите непосредственных наблюдений с помощью оптических приборов. Лазерная аппаратура класса 1М.	
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА	
БН-ВЛОК - 2/365	
ПУСК/ПАУЗА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____	
Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»	
БИНОМ	

58. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-2/405 для
внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БН-ВЛОК - 2/405

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

59. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-2/445 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БН-ВЛОК - 2/445

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

60. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-20/450 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
60 мВт, 450 нм



БН-ВЛОК - 20/450

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

61. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-2/525 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БН-ВЛОК - 2/525

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

62. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-20/525 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R. ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА 60 мВт, 525 нм 
БН-ВЛОК - 20/525
ВКЛ./МОД.
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____
Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»
БИНОМ

63. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-2/635 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БН-ВЛОК - 2/635

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

64. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-5/635 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
Лазерное излучение.
Не смотрите в пучок или не наблюдайте
с помощью оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 2М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БН-ВЛОК - 5/635

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

65. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-10/635 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R .

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
30 мВт, 635 нм



БН-ВЛОК - 10/635

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

66. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-20/635 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
60 мВт, 635 нм



БН-ВЛОК - 20/635

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

67. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БН-ВЛОК-40/810 для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
120 мВт, 810 нм



БН-ВЛОК - 40/810

ВКЛ./МОД.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

Обозначение индикатора излучения «ИЗЛ.»

БИНОМ

68. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ - 1 (20 Вт/800 нм -100 мВт/860 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия со встроенным магнитом

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИСМ-1

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

69. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ - 1 (20 Вт/800 нм - 100 мВт/860 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИСМ-1

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

70. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ- 2 (20 Вт/800 нм -50 мВт/460 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия со встроенным магнитом

Внимание!
Видимое и невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИСМ-2

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

71. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ- 2 (20 Вт/800 нм -50 мВт/460 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание!
Видимое и невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИСМ-2

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

72. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ -3 (20 Вт/890 нм -100 мВт/860 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия со встроенным магнитом



БИСМ-3

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

73. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ -3 (20 Вт/890 нм -100 мВт/860 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание!
Невидимое лазерное излучение.
Не смотрите в пучок и не проводите
непосредственных наблюдений с помощью
оптических приборов.
Лазерная аппаратура класса 1М.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА



БИСМ-3

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

74. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ -4 (50 Вт/904 нм -100 мВт/860 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия со встроенным магнитом

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 мВт, 100 нсек, 904 нм



БИСМ-4

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

75. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ -4 (50 Вт/904 нм -100 мВт/860 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 мВт, 100 нсек, 904 нм



БИСМ-4

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

76. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ-5 (50 Вт/904 нм – 25 мВт/460 нм- 50 мВт/ 860 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия со встроенным магнитом

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 Вт, 100 нсек, 904 нм



БИСМ-5

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

77. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БИСМ-5 (50 Вт/904 нм – 25 мВт/460 нм- 50 мВт/ 860 нм) для чрескожного воздействия на основе импульсного лазерного диода и светодиодной матрицы непрерывного действия без встроенного магнита

Внимание!
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R.

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА
50 Вт, 100 нсек, 904 нм



БИСМ-5

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

78. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БС-300/365 для чрескожного воздействия на основе одиночного светодиода непрерывного действия

БС-300/365

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

79. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БС-150/405 для чрескожного воздействия на основе одиночного светодиода непрерывного действия

БС-150/405

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

80. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БС-200/625 для чрескожного воздействия на основе одиночного светодиода непрерывного действия

БС-200/625

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

81. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БСМ - 80/460 для чрескожного воздействия на основе матрицы светодиодов непрерывного действия

БСМ-80/460

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

82. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БСМ - 15/470 для чрескожного воздействия на основе матрицы светодиодов непрерывного действия

БСМ-15/470

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

83. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БСМ - 40/525 для чрескожного воздействия на основе матрицы светодиодов непрерывного действия

БСМ-40/525

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

84. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БСМ - 20/590 для чрескожного воздействия на основе матрицы светодиодов непрерывного действия

БСМ-20/590

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

85. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БСМ - 20/630 для чрескожного воздействия на основе матрицы светодиодов непрерывного действия

БСМ-20/630

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

86. Информация, содержащаяся на маркировке Блока излучения БСМ - 150/850
для чрескожного воздействия на основе матрицы светодиодов непрерывного
действия

БСМ-150/850

ПУСК/ПАУЗА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

БИНОМ

БИНОМ

АППАРАТ ЛАЗЕРНОЙ, ВАКУУМНОЙ И ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ
ТЕРАПИИ С ТРЕМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ КАНАЛАМИ
АЛВТ «УЗОРМЕД®-Б-3К/01» ТУ 32.50.50-009-20734945-2017

ГОД И МЕСЯЦ УПАКОВЫВАНИЯ: _____


Условия транспортирования:

Упакованный аппарат следует транспортировать закрытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в упаковочной таре изготовителя. При транспортировании необходимо обеспечить устойчивое положение транспортной тары и отсутствие её перемещений в процессе транспортировки. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при относительной влажности 100% при 25°C.

Условия хранения:

Хранение аппарата производится в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ-15150-69, по группе условий хранения 1, при температуре (+5 ÷ +40)°C при влажности (60-80) % . Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТУ 32.50.50-009-20734945-2017



Макет маркировки потребительской упаковки:

БИНОМ

АППАРАТ ЛАЗЕРНОЙ, ВАКУУМНОЙ И ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ
ТЕРАПИИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ КАНАЛАМИ

АЛВТ «УЗОРМЕД®-Б-3К/03» ТУ 32.50.50-009-20734945-2017;

ГОД И МЕСЯЦ УПАКОВЫВАНИЯ: _____


Условия транспортирования:

Упакованный аппарат следует транспортировать закрытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в упаковочной таре изготовителя. При транспортировании необходимо обеспечить устойчивое положение транспортной тары и отсутствие её перемещений в процессе транспортировки. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при относительной влажности 100% при 25°C.

Условия хранения:

Хранение аппарата производится в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ-15150-69, по группе условий хранения 1, при температуре (+5 ÷ +40)°C при влажности (60-80) % . Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТУ 32.50.50-009-20734945-2017



Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 114 лист
ООО «БИНОМ»
Директор Чернов А.В.

