

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Пластырь Водонепроницаемый с Алоэ Вера "Dr. Gelper Aloeplast"

Душ-Ванна-Море

Водостойкий

- основа с микроперфорацией позволяет коже дышать;
- непроницаем для влаги и воды;
- гипоаллергенный
- компресс содержит Алоэ Вера 1,5%

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже 2-х раз в день.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Изготовлено в Испании

Производитель: Cederroth Distrex, S.A.U., Испания

Представитель в РФ: ООО «Грея», 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А

Представитель в РБ: Представительство ЗАО «Гиантера», п/я 48. Минск, 220039

№ серии:

Годен до:

Регистрационный № в РФ:

Регистрационный № в РБ:

Генеральный директор ЗАО «Гиантера»

А. Ловейкис



Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Пластырь Классический с Алоэ Вера "Dr. Gelper Aloeplast"

Повседневная защита

- основа с микроперфорацией позволяет коже дышать;
- гипоаллергенный;
- компресс содержит Алоэ Вера 1,5%

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже 2-х раз в день.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Изготовлено в Испании

Производитель: Cederroth Distrex, S.A.U.. Испания

Представитель в РФ: ООО «Грея», 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А

Представитель в РБ: Представительство ЗАО «Гиантера», п/я 48, Минск, 220039

№ серии:


Годен до:

Регистрационный №в РФ:

Регистрационный № в РБ:

Генеральный директор ЗАО «Гиантера»

А. Ловейкис



Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Пластырь прозрачный с Алоэ Вера "Dr. Gelper Aloeplast"

Эстетический и незаметный

- основа с микроперфорацией позволяет коже дышать;
- гипоаллергенный;
- рекомендован для использования на открытых участках кожи;
- компресс содержит Алоэ Вера 1.5%

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже 2-х раз в день.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Изготовлено в Испании

Производитель: Cedertoth Distrex, S.A.U., Испания

Представитель в РФ: ООО «Грея», 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А

Представитель в РБ: Представительство ЗАО «Гиантера», п/я 48, Минск. 220039


№ серии:

Годен до:


Регистрационный № в РФ:

Регистрационный № в РБ:

Генеральный директор ЗАО «Гиантера»



А. Довейкис



Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Пластырь деликатный с Алоэ Вера "Dr. Gelpel Aloeplast"

Для чувствительной кожи

- основа с микроперфорацией позволяет коже дышать;
- гипоаллергенный;
- для использования на деликатной и чувствительной коже;
- компресс содержит Алоэ Вера 1.5%

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже 2-х раз в день.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Изготовлено в Испании

Производитель: Cederroth Distrex, S.A.U., Испания

Представитель в РФ: ООО «Грея», 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А

Представитель в РБ: Представительство ЗАО «Гиантера», п/я 48, Минск, 220039

№ серии:

Годен до:

Регистрационный № в РФ:

Регистрационный № в РБ:

Генеральный директор ЗАО «Гиантера»

А. Ловейкис



Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Пластырь эластичный с Алоэ Вера "Dr. Gelpel Aloeplast"

Защита ран на суставах

- основа с микроперфорацией позволяет коже дышать;
- гипоаллергенный;
- рекомендован для использования на суставах;
- компресс содержит Алоэ Вера 1.5%

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже 2-х раз в день.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Изготовлено в Испании

Производитель: Cederroth Distrex, S.A.U., Испания

Представитель в РФ: ООО «Грея», 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А

Представитель в РБ: Представительство ЗАО «Гиантера», п/я 48, Минск, 220039


№ серии:

Годен до:

Регистрационный № в РФ:

Регистрационный № в РБ:

Генеральный директор ЗАО «Гиантера»



Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Пластырь спортивный с Алоэ Вера "Dr. Gelper Aloeplast"

Защита в экстремальных условиях

- основа с микроперфорацией позволяет коже дышать;
- гипоаллергенный;
- рекомендован для использования при занятиях спортом;
- компресс содержит экстракт Алоэ Вера 1,5%

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже 2-х раз в день.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Изготовлено в Испании

Производитель: Cederroth Distrex, S.A.U., Испания

Представитель в РФ: ООО «Грея», 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А

Представитель в РБ: Представительство ЗАО «Гиантера», п/я 48, Минск, 220039


№ серии:

Годен до:

Регистрационный № в РФ:

Регистрационный № в РБ:

Генеральный директор ЗАО «Гиантера»



А. Ловейкис



Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Пластырь гидроколлоидный с Алоэ Вера "Dr. Gelper Aloeplast"

Заживление волдырей и царапин

- Быстро снимает боль и прочно держится на коже;
- Способствует заживлению волдырей и царапин;
- Непроницаем для воды и бактерий;
- Гипоаллергенный

Гидроколлоидная масса, соприкоснувшись с жидкостью раны, превращается в беловатый гель, который создает благоприятную среду для заживления раны и уменьшает боль.

Способ применения

- если волдырь не поврежден, нет необходимости его вскрывать. Поверхность волдыря следует промыть водой и мылом, тщательно вытереть и наложить на волдырь пластырь «Гидроколлоидный»
- если волдырь вскрыт, необходимо промыть поверхность волдыря водой и мылом, затем обработать антисептическим раствором (например 3% перекисью водорода), тщательно вытереть и наложить на волдырь пластырь «Гидроколлоидный». Нет необходимости снимать поврежденную кожу.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Изготовлено в Испании

Производитель: Cederroth Distrex, S.A.U., Испания

Представитель в РФ: ООО «Грея», 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А

Представитель в РБ: Представительство ЗАО «Гиантера», п/я 48, Минск, 220039

№ серии:

Годен до:

Регистрационный № в РФ:

Регистрационный № в РБ:

Генеральный директор ЗАО «Гиантера»

