

Фото медицинского изделия

Система маммографическая МХ с принадлежностями

Производства: GENORAY CO., LTD., Korea / «ДЖЕНОРЭЙ КО., ЛТД.», Корея, адрес: 512, Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea.

Рисунок 1.

Базовый состав: Система маммографическая МХ, модель: 600.

Рисунок 2.

Базовый состав: Система маммографическая МХ, модель: 300.

Рисунок 3.

Плоскопанельный детектор AXS-2430.

Рисунок 4.

Плоскопанельный детектор Varex 3024M.

Рисунок 5.

Плоскопанельный детектор FXMD-1008S.

Рисунок 6.

Кассета снимков с отсеивающим растром.

Рисунок 7.

Устройство маркировки пленки.

Рисунок 8.

Устройства для маммографии с усиливающим экраном.

Рисунок 9.

Устройство для дистанционного включения экспозиции.

Рисунок 10.

Устройство увеличивающее (x1.5).

Рисунок 11.

Устройство увеличивающее (x1.8).

Рисунок 12.

Компрессионная пластина стандартная для увеличивающего устройства (x1.5).

Рисунок 13.

Компрессионная пластина стандартная для увеличивающего устройства (x1.8).

Рисунок 14.

Компрессионная пластина для прицельных снимков для увеличивающего устройства (x1.5).

Рисунок 15.

Компрессионная пластина для прицельных снимков для увеличивающего устройства (x1.8).

Рисунок 16.

Компрессионная пластина для подмышечной проекции (укладки) 355.5 x 252 x 249 мм.

Рисунок 17.

Компрессионная пластина мягкая (эластичная лопатка для болезненной молочной железы) 17x24: 352.3 x 300 x 249 мм.

Рисунок 18.

Компрессионная пластина мягкая (эластичная лопатка для болезненной молочной железы) 24x30: 352.3 x 340 x 249 мм.

Рисунок 19.

Компрессионная пластина биопсийная 357 x 252 x 249 мм.

Рисунок 20.

Фильтр родиевый.

Рисунок 21.

Фантом для калибровки

Рисунок 22.

Ключ активации PACS

Генеральный директор ООО «С.П.ГЕЛПИК»

Самойлов Андрей Борисович,
(Ф.И.О)

М.П.

"29" 05 2018 г.



(Подпись)

Система маммографическая МХ с принадлежностями






Рисунок 1.

Система маммографическая МХ с принадлежностями




Рисунок 2.

Система маммографическая МХ с принадлежностями



Рисунок 3.



Рисунок 4.




Рисунок 5.




Рисунок 6.




Рисунок 7.




Рисунок 8.




Рисунок 9.




Рисунок 10.




Рисунок 11.



Рисунок 12.




Рисунок 13.




Рисунок 14.



Рисунок 15.




Рисунок 16.




Рисунок 17.




Рисунок 18.




Рисунок 19.




Рисунок 20.




Рисунок 21.



Рисунок 22.

В данном документе
пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью всего 24 листов
Генеральный директор
ООО "С.П.ГЕЛПИК"
Самойлов А.Б.



Система маммографическая МХ с принадлежностями

Производства: GENORAY O., LTD., Korea / «ДЖЕНОРЭЙ КО., ЛТД.», Корея, адрес: 512, Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea.

Рисунок 1.

Макет маркировки изделия на русском языке: Система маммографическая МХ, модель: 600.

Рисунок 2.

Макет маркировки изделия на русском языке: Система маммографическая МХ, модель: 300.

Генеральный директор ООО «С.П.ГЕЛПИК» Самойлов Андрей Борисович,

"02" 08 2018 г.





и Борисович,




(Подпись)

Наименование изделия:

- Система маммографическая МХ с принадлежностями
- Модель МХ 600



- Напряжение питания: ~220-230 В, 50/60 Гц
- Входная мощность: 5 кВА
- Макс. напряжение на трубке: 40 кВ
- Размер фокусного пятна: 0,1/0,3 мм
- Время охлаждения: 2 мин.
- Фильтрация: собственная – 0,5 ммВе
- Дополнительная – 0,03 Мо(22-35 кВ), 0,5ммAl(36-39 кВ)





Соблюдать руководство по эксплуатации

- Изготовитель: **ДЖЕНОРЭЙ КО., ЛТД.,**
штаб-квартира по адресу: 512, Бёксан Тэхнопия, 560,
Дунчондэ-ро, Чунвон-гу, г. Соннам, Кёнги-до, Республика
Тел.: +82-31-627-3900, Факс: +82-31-627-3905
- Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «С.П.ГЕЛПИК»
(ООО «С.П.ГЕЛПИК»)
117837, Россия г. Москва, ул. Профсоюзная, 86 стр. 2, тел.:
(495) 334-82-69, факс: (495) 334-95-09



Рисунок 1.

Наименование изделия:

- Система маммографическая МХ с принадлежностями
- Модель МХ 300



- Напряжение питания: ~220-230 В, 50/60 Гц
- Входная мощность: 5 кВА
- Макс. напряжение на трубке: 40 кВ
- Размер фокусного пятна: 0,1/0,3 мм
- Время охлаждения: 2 мин.
- Фильтрация: собственная – 0,5 ммВе
- Дополнительная – 0,03 Мо(22-35 кВ), 0,5ммAl(36-39 кВ)



Соблюдать руководство по эксплуатации

- Изготовитель: **ДЖЕНОРЭЙ КО., ЛТД.,**
штаб-квартира по адресу: 512, Бёксан Тэхнопия, 560,
Дунчондэ-ро, Чунвон-гу, г. Соннам, Кёнги-до, Республика
Тел.: +82-31-627-3900, Факс: +82-31-627-3905
- Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью
«С.П.ГЕЛПИК» (ООО «С.П.ГЕЛПИК»)
117837, Россия г. Москва, ул. Профсоюзная, 86 стр. 2, тел.:
(495) 334-82-69, факс: (495) 334-95-09

Рисунок 2.

В данном документе
пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью всего 3 листов
Генеральный директор
ООО "С.П.ГЕЛПЛИК"
Самойлов А.Б.



Самойлов А.Б.