

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Адвамедикс»

Сухарев И.В.

«24» 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

Системы для инфузии в вариантах исполнения

Фото 1- Система для инфузии внутривенных жидкостей с воздуховодом Novofusion (Новофьюжн) (в составе с инъекционным узлом с вращающимся Луер лок и Y-образным портом)



Фото 2- Система для инфузии внутривенных жидкостей с двойной капельницей Neofusion (Неофьюжн) (в составе с вращающимся Луер лок)




Фото 3- Система для инфузии внутривенных жидкостей с микрокапельницей Microfusion (Микрофьюжн) (в составе с инъекционным узлом с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 21G (0,8x40 мм))




Фото 4 - Система для инфузии с измерением объема вводимого раствора Polyvol (Поливол) (в составе с инъекционным узлом с Луер лок и Y-образным портом)




Фото 5 - Система для инфузии с регулятором потока Polytrol (Политрол) (в составе с инъекционным узлом с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 18G (1,2x40 мм) и регулятором скорости потока)



Фото 6- Система для инфузии с микрокапельницей и регулятором потока Polytrol-Micro (Политрол-Микро) (в составе с инъекционным узлом с Луер лок, Y-образным портом и регулятором скорости потока)



Фото 7 - Система для инфузии внутривенных жидкостей с воздуховодом Polyfusion (Полифьюжн) (в составе с инъекционным узлом с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 18G (1,2x40 мм))




Фото 8 - Система для инфузии внутривенных жидкостей с трехходовым краном и воздухопроводом Polyfusion (Полифьюжн) (в составе с инъекционным узлом с вращающимся Луер лок и трехходовым краном)



Фото 9 - Система для инфузии с крылатым шипом Polyfusion-W (Полифьюжн-В) без воздуховода (в составе с инъекционным узлом с креплением Луер слип под инъекционную иглу)




Фото 10 - Система для инфузии для фоточувствительных препаратов Photofusion (Фотофьюжн) (в составе с инъекционным узлом с Луер лок)



Фото 11 - Система для инфузии внутривенных жидкостей с фильтром и воздуховодом Oncofusion (Онкофьюжн) (в составе с инъекционным узлом с вращающимся Луер лок и фильтром с размером ячейки 0,2 мкм)




Фото 12 – Система для инфузии внутривенных жидкостей без воздуховода Novofusion (Новофьюжн) (в составе с инъекционным узлом с Луер лок и Y-образным портом)




Фото 13- Система для инфузии внутривенных жидкостей без воздуховода Polyfusion (Полифьюжн) (в составе с инъекционным узлом с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 18G (1,2x40 мм))




фото 14- Система для инфузии с воздуховодом Autofusion (в составе с инъекционным узлом с вращающимся Луер лок и Y-образным портом)



Фото 15- Система для инфузии с крылатым шипом Polyfusion-W (Полифьюжн-В) с воздуховодом (в составе с инъекционным узлом с креплением Луер слип под инъекционную иглу)



Генеральный директор

ООО «Адивамедикс»



Сухарев И.В.



«24»

2019 г.

"APPROVE"
Poly Medicure Limited
S. S. Rawat
(name)
Sr. GM-Quality
(position)



(signature)

Stamp

Instruction for medical device use

Infusion sets in different design variants

24 FEB 2020

ATTESTED



NOTARY PUBLIC
(INDIA)



2020

CONTENTS

1	Medical device name	3
2	Medical device manufacturer information	12
3	Medical device use	12
4	Indications for use	12
5	Contraindications	12
6	Precautions	12
7	Possible side effects	13
8	Technical information	13
9	Package contents	25
10	Safety requirements	33
11	Materials	34
12	Preparation for operation and operation procedure	38
13	Service life	38
14	Package, transportation and storage information	43
15	Maintenance	43
16	Cleaning and disinfection	43
17	Warranty statement	44



24 FEB 2020

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
(INDIA)