



Микродренаж офтальмологический для коррекции слезоотводящих путей стерильный

Микродренаж офтальмологический для коррекции слезоотводящих путей стерильный МДС

ТУ 32.50.13-099-180376 66 -2018

Этикетка

Микродренаж силиконовый предназначен для проведения реконструкции слезоотводящих путей.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 50 %. Хранить в первичной упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 35°С и относительной влажности воздуха до 50%. Микродренаж должен быть защищен от прямого ультрафиолетового излучения.

Утилизация должна производиться по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

STERILE R

Апирогенно, нетоксично


Сведения о приемке

Микродренаж МДС соответствует ТУ 32.50.13-099-180376 66 -2018

Партия 244

Дата изготовления 22.05.2018 г.

Использовать до 22.05.2023 г.



Изготовитель: АО «МедСил» Россия, 141018, Моск. обл. г. Мытищи, Новомытищинский пр.-кт д.41А.

Тел/факс (495) 583 36 62

Микродренаж офтальмологический для коррекции слезоотводящих путей стерильный МДСр

ТУ 32.50.13-099-180376 66 -2018

Этикетка

Микродренаж силиконовый рентгеноконтрастный предназначен для проведения реконструкции слезоотводящих путей.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 50 %. Хранить в первичной упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 35°С и относительной влажности воздуха до 50%. Микродренаж должен быть защищен от прямого ультрафиолетового излучения.

Утилизация должна производиться по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

STERILE R

Апирогенно, нетоксично


Сведения о приемке

Микродренаж МДСр соответствует ТУ 32.50.13-099-180376 66 -2018

Партия 245

Дата изготовления 18.09.2018 г.

Использовать до 18.09.2023 г.



Изготовитель: АО «МедСил» Россия, 141018, Моск. обл. г. Мытищи, Новомытищинский пр.-кт д.41А.

Тел/факс (495) 583 36 62

Микродренаж офтальмологический для коррекции слезоотводящих путей стерильный МДП

ТУ 32.50.13-099-180376 66 -2018

Этикетка

Микродренаж полиуретановый предназначен для проведения реконструкции слезоотводящих путей.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 50 %. Хранить в первичной упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 35°С и относительной влажности воздуха до 50%.

Микродренаж должен быть защищен от прямого ультрафиолетового излучения.

Утилизация должна производиться по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

STERILE R

Апирогенно, нетоксично


Сведения о приемке

Микродренаж МДП соответствует ТУ 32.50.13-099-180376 66 -2018

Партия 265

Дата изготовления 22.05.2018 г.

Использовать до 22.05.2023 г.



Изготовитель: АО «МедСил» Россия, 141018, Моск. обл. г. Мытищи, Новомытищинский пр.-кт д.41А.

Тел/факс (495) 583 36 62

Микродренаж офтальмологический для коррекции слезоотводящих путей стерильный МДПр

ТУ 32.50.13-099-180376 66 -2018

Этикетка

Микродренаж полиуретановый рентгеноконтрастный предназначен для проведения реконструкции слезоотводящих путей.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 50 %. Хранить в первичной упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 35°С и относительной влажности воздуха до 50%.

Микродренаж должен быть защищен от прямого ультрафиолетового излучения.

Утилизация должна производиться по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

STERILE R

Апирогенно, нетоксично


Сведения о приемке

Микродренаж МДПр соответствует ТУ 32.50.13-099-180376 66 -2018

Партия 266

Дата изготовления 18.09.2018 г.

Использовать до 18.09.2023 г.



Изготовитель: АО «МедСил» Россия, 141018, Моск. обл. г. Мытищи, Новомытищинский пр.-кт д.41А.

Тел/факс (495) 583 36 62

Генеральный директор АО «МедСил»



Д.Ю.Зиненко