


«УТВЕРЖДАЮ»



Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»


О.Е. Балашов
«19» февраля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия
ПОЯС ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ «ИНТЕКС»
по ТУ 9398-008-46838010-2003

2024

1. Общий вид поясов

1.1. Общий вид МИ:

Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос»




1.2. Общий вид МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «верблюд»



ИНТЕКС
ООО «ИНТЕКС», ИНН 5007083893
Сделано в России

1.3. Общий вид МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «альпака»






**1.4. Общий вид МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «ангора»**



1.5. Общий вид МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС»



2. Общий вид МИ в потребительских упаковках «коробка» и «пакет»

2.1.1. Общий вид потребительской упаковки «коробка» (лицевая сторона) на примере МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос», размер М



2.1.2. Общий вид потребительской упаковки «коробка» (оборотная сторона) на примере МИ: Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос»

Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжелых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует сокращению поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья).

Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 40°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тенидали от отопительных приборов при $t 20\pm 5^{\circ}\text{C}$ до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(л). В сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см.	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-104	109-118
Объем бедер, см.	64-75	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

TU 9398-008-46836010-2003

РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинские изделия по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ» корп.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 52,


стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82


www.bint.ru/info@bint.ru

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену

(пп РФ от 31.12.2009 № 2463)



2.2.1. Общий вид потребительской упаковки «пакет» (лицевая сторона) на примере МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «альпака», размер XXL



2.2.2. Общий вид потребительской упаковки «пакет» (оборотная сторона) на примере МИ: Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «альпака»

Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «альпака».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с международными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояс «ИНТЕКС» имеет в своем составе материалы лучшего производителя. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжелых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие миорелаксанта, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, шрамах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья).

Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на лечении и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 40°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени едали от отопительных приборов при t $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машине, греть в сушильной машине, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(л). В сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 30% до 60%; в недоступных для детей местах.

Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2-1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-116
Объем бедер, см	64-73	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

TU 9398-008-46838010-2003

РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ» корп.»

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов.

ул. Железнодорожная, д. 5


Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Масницкая, д. 32.

Стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463)



3. Макеты вкладышей потребительской упаковки «пакет»

3.1. Макет вкладыша потребительской упаковки «пакет» МИ: Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос» (вариант № 1) {единый для всех размеров}

Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос». Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояс «ИНТЕКС» имеет в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.
Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжелых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует прогреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья).

Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 40°C, ручной отжим (в полостной) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при t 20-25°C до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки.

Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машине, сушить в сушильной машине, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1/1). В сумку помещении при t от +5 °C до +25 °C и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см	60-67	67-75	75-83	83-87	87-98	98-109	109-118
Объем бедер, см	64-78	72-80	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ТУ 9398-008-46838010-2003

РФ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32,

стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Tel.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЕЖАЮЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (пп РФ от 31.12.2020 № 2463).




сделано
в России

ПОЯС ИНТЕКС
с шерстью мериноса




увеличение
кровотока



согревающий
эффект



микромассаж
лечение и
профилактика





ПОЯС ИНТЕКС
с шерстью верблюда



сделано
в России



- двусторонний
- увеличение кровотока
- согревающий эффект
- натуральные материалы
- лечение и профилактика
- микромассаж



Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «верблюд».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинским изделиям, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей, служат максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжелых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья).

Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 40°С, ручной отжим (в полотно) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при t 20÷25°С до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: целлюлозное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машине, сушить в сушильной машине, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(0). В сухом помещении при t от +5 °С до +25 °С и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см	60-67	67-75	75-83	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бедер, см	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-164

ТУ 9398-008-46838010-2003
ТУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Адрес производства: Россия, 143904, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5
Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1
Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82
www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (пп РФ от 31.12.2020 № 2463),



3.2. Макет вкладыша потребительской упаковки «пакет» МИ: Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «верблюд» (вариант № 1) {единый для всех размеров}



сделано в России

ПОЯС ИНТЕКС

с шерстью альпака

↑↓

двусторонний

↺↻

увеличение кровотока

!

согревающий эффект

+

лечение и профилактика

↺↻

натуральные материалы

⋈

микромассаж





Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «альпака».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучшего производителя, служат максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжелых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья).

Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 40°С, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при t 20±5°С до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(л). В сухом помещении при t от +5 °С до +25 °С и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от тепловыделяющих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см	60-67	67-75	75-83	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бедер, см	64-79	72-80	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ТУ 9398-008-46838010-2003
 РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах

срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока

хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32,

стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ

ИЛИ ОБМЕНУ (пп РФ от 31.12.2020 № 2463).

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ

ИЛИ ОБМЕНУ (пп РФ от 31.12.2020 № 2463).

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ

ИЛИ ОБМЕНУ (пп РФ от 31.12.2020 № 2463).

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ

ИЛИ ОБМЕНУ (пп РФ от 31.12.2020 № 2463).


















ПОЯС СОПРЕВЯЖИ



medical line



ПОЯС ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ «ИНТЕКС»


ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА



увеличение
кровотока



двусторонний



комфортное
согревание




натуральные
материалы



микромассаж



лечебный
эффект



Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделия для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению изделия гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжёлых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья). Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 40°C, ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при t 20±5°C до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(л), в сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см.	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бедер, см.	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ТУ 9598-008-46838010-2003

РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ» корп.»

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32,

стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (пп РФ от 31.12.2020 № 2463).



3.5. Макет вкладыша потребительской упаковки «пакет» МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС»
(вариант № 1) {единицы для всех размеров}

4. Макеты потребительской упаковки «коробка»

Макет потребительской упаковки «коробка» (общий вид) на примере МИ:


Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос»

{единый для всех размеров}



ИНТЕКС
ПОЯС СОГРЕВАЮЩИЙ

ПОЯС ИНТЕКС
с шерстью мериносо



Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделия, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект. Перед использованием обязательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжелых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, крестцовый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует прогреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья).

Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t, не превышающей 40°C, ручной отжим (в положении) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени, вдали от отопительных приборов при t 20-25°C до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, отпариватели, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: выжимать пояс, стирать и отжимать в стиральной машине, сушить в сушильной машине, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(II). В сухом помещении при t от +5°C до +25°C и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступном для детей месте. Отсутствия воздействия прямых солнечных лучей и нахождения на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бедер, см	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ТУ 9398-008-4648010-2003

РФ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ мэр»

Адрес производства: Россия, 141964, Московская область, с. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Масницкая, д. 32,


стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1


Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-96-62

www.bint.ru/inf@bint.ru

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену

(пп РФ от 31.12.2020 № 2463)





ИНТЕКС

ПОЯС СОГРЕВАЮЩИЙ

ПОЯС ИНТЕКС с шерстью мериноса



увеличение
кровотока



двусторонний



согревающий
эффект



натуральные
материалы



микромассаж



лечение и
профилактика



4.1.2. Макет потребительской упаковки «коробка» МИ: Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос» (оборотная сторона - вариант № 1) {единый для всех размеров}



Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «меринос».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжёлых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья). Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 40°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при $t 20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(л). В сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см.	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бёдер, см.	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

TU 9398-008-46838010-2003

РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»


Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1


Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).



4.2.1. Макет потребительской упаковки «коробка» МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «верблюд»
(лицевая сторона - вариант № 1) {единый для всех размеров}



ИНТЕКС ПОЯС СОГРЕВАЮЩИЙ

ПОЯС ИНТЕКС с шерстью верблюда



увеличение
кровотока



двусторонний



согревающий
эффект



натуральные
материалы



массаж
профилактика



4.2.2. Макет потребительской упаковки «коробка» МИ: Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «верблюд» (оборотная сторона - вариант № 1) {единый для всех размеров}



Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «верблюд».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжёлых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья). Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 40°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при $t 20\pm 5^{\circ}\text{C}$ до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(Л). В сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см.	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бёдер, см.	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ТУ 9398-008-46838010-2003

ПУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5


Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32,

стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ
(ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).





сделано
в России

ИНТЕКС

ПОЯС СОГРЕВАЮЩИЙ

ПОЯС ИНТЕКС с шерстью альпака



увеличение
кровотока



двусторонний



согревающий
эффект



натуральные
материалы



микромассаж



лечение и
профилактика



4.3.2. Макет потребительской упаковки «коробка» МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «альпака»
(оборотная сторона - вариант № 1) {единый для всех размеров}



Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «альпака».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесённых полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжёлых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья). Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 40°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при $t 20\pm 5^{\circ}\text{C}$ до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(л). В сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см.	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бёдер, см.	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ТУ 9398-008-46838010-2003

РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъёмное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»


Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5


Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ
(ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).





ИНТЕКС

ПОЯС СОГРЕВАЮЩИЙ

ПОЯС ИНТЕКС с шерстью ангорской козы



увеличение
кровотока



двусторонний



согревающий
эффект



натуральные
материалы



микромассаж



лечение и
профилактика



4.4.2. Макет потребительской упаковки «коробка» МИ: Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «ангора» (оборотная сторона - вариант № 1) {единый для всех размеров}



Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС» «ангора».

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжелых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья). Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 40°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при $t 20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(Л). В сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см.	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бёдер, см.	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ТУ 9398-008-46838010-2003

РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов,

ул. Железнодорожная, д. 5


Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32,

стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ
(ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).



4.5.1. Макет потребительской упаковки «коробка» МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС»
(лицевая сторона - вариант № 1) {единый для всех размеров}



medical line



ИНТЕКС

ИНТЕКС

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

ПОЯС ЭЛАСТИЧНЫЙ
ПОЛУШЕРСТЯНОЙ
«ИНТЕКС»



увеличение
кровотока



двусторонний



комфортное
согревание




натуральные
материалы



микромассаж




лечебный
эффект



сделано
в России

4.5.2. Макет потребительской упаковки «коробка» МИ:
 Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС»
 (оборотная сторона - вариант № 1) {единый для всех размеров}



Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС»

Эластичные полушерстяные пояса «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Пояса «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению изделий гарантирует, что продукция будет служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств. Все эластичные пояса «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения которых будет получен положительный лечебный эффект.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Инструкция по применению.

Назначение: для реабилитации (после перенесенных полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжёлых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

Область применения: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: надевать пояс следует через голову или через ноги. Затем расправить его в области поясницы для устранения складок. Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья). Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде и согласовывается с врачом.

Рекомендации по уходу: ручная стирка с применением жидких моющих средств или детских стиральных порошков при t , не превышающей 40°C , ручной отжим (в полотенце) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной плоскости в тени вдали от отопительных приборов при t $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ до эксплуатационного состояния.

Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Условия хранения: 1(Л). В сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Таблица подбора размера пояса:

Размер пояса	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
Объем талии, см.	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-118
Объем бёдер, см.	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ТУ 9398-008-46838010-2003

РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.

Добровольная сертификация

Состав: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

Конструкция: пояс представляет собой трубчатое неразъемное изделие.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Адрес производства: Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, этаж 1, пом. 4, комн. 1

Тел.: 8 (495) 528-51-09/528-86-82

www.bint.ru/info@bint.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).





Пояс

эластичный полушерстяной
двусторонний



КОМФОРТНОЕ
СОГРЕВАНИЕ



В СОСТАВЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



НЕЗАМЕТЕН
ПОД ОДЕЖДОЙ

Пояс эластичный полушерстяной двусторонний



ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА



хлопок



ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ

УНИВЕРСАЛЕН
В ПРИМЕНЕНИИ ДОМА,
НА РАБОТЕ И НА ОТДЫХЕ

4.5.4. Макет потребительской упаковки «коробка» МИ:
 Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС»
 (оборотная сторона - вариант № 2) {единый для всех размеров}



Часть денежных средств от продажи поступит на реализацию гуманитарных программ Российского Красного Креста для помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Пояс эластичный полушерстяной двусторонний

- Комфортно согревает и создает оптимальный тепловой баланс.
- Плотнo облегаeт, обеспечивая стабильную компрессию.
- Незаметен под одеждой.
- Предназначен для ношения в любое время года.
- Прост в обращении, легко санируется.
- Многослойная технология и натуральные материалы позволяют коже «дышать» и обеспечивают влагопоглощение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в стационарных, амбулаторных лечебных учреждениях и в домашних условиях.

НАЗНАЧЕНИЕ: для реабилитации (после перенесённых полостных операций, различных травм), лечения и профилактики заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника, особенно при тяжёлых физических нагрузках и работе в неблагоприятных климатических условиях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: воспалительные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника (радикулит, корешковый синдром, миозит и другие) и внутренних органов брюшной полости, а также мочекаменная болезнь и гинекологические заболевания. Пояс способствует согреванию поясницы и оказывает действие микромассажа, увеличивая кровоток.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: надевать пояс через голову или через ноги. Затем расправить в области поясницы для устранения складок.

Рекомендуется носить пояс поверх хлопчатобумажного белья, но допустимо ношение и непосредственно на теле (без белья). Длительность ношения зависит от тяжести заболевания и срока пребывания на холоде, согласовывается с врачом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: ручная стирка с применением жидких моющих средств или порошков стиральных порошков при температуре не превышающей 40 °С, ручной отжим (в горизонтальном состоянии) без выкручивания и сушка в расправленном состоянии на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов при температуре 20±5 °С до эксплуатационного состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ: не использовать щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить пояс, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

СОСТАВ: полушерсть, хлопок, латекс, полиэфир.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: использовать с осторожностью при воспалительных процессах на поверхности кожи, например, аллергии, царапинах, дерматите. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: аллергическая реакция.

КОНСТРУКЦИЯ: пояс представляет собой

трубчатое неразъемное изделие.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 1(л). В сухом помещении при t от +5 °С до +25 °С и относительной влажности от 30% до 60%, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ: в соответствии с СанПиН 1.1.3604-21 для медицинских отходов класса «А».

Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

РАЗМЕР ПОЯСА	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (XXXL)
ОБЪЕМ ТАЛИИ, см	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-118
ОБЪЕМ БЕДЕР, см	64-79	72-90	78-97	84-105	94-117	105-130	115-144

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп», Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1.
 АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.
 Тел.: +7 (495) 528-86-82/51-09.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет с даты изготовления. Не рекомендуется использовать медицинское изделие по истечении срока хранения.
 Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения (при соблюдении рекомендаций по уходу).

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
 Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС»
 по ТУ 9398.008-46838010-2003
 РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019 г.
 Добровольная сертификация.

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).



Пояс эластичный полушерстяной двусторонний

5. Общий вид транспортной упаковки

5.1. Общий вид транспортной упаковки на примере МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС», размер XXXL.



5.2. Общий вид маркировки транспортной упаковки на примере МИ:
Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС», размер XXXL



0 00 00000 00000 0

Пояс эластичный полушерстяной «ИНТЕКС»

Размер: XXXL

ТУ 9398-008-46838010-2003

РУ № ФСР 2008/02798 от 31.07.2019

Добровольная сертификация

Количество изделий в упаковке - **1 шт.**

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК – 30 шт.



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 02.2024

НОМЕР ПАРТИИ 02.2024

СРОК ХРАНЕНИЯ - 5 ЛЕТ

НОМЕР УПАКОВЩИКА - 1

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»



Прошито и скреплено печатью
29/04/2017 г. директор
Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Балашов О.Е.

