


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор—

ПАО «Красногорский завод

им. С.А. Зверева»



А.Б. Котягин

« 27 »

03

2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лампа щелевая ЛС-01-«Зенит»

ТУ 9442-006-07526142-2009


производства публичного акционерного общества


«Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ), Россия


Содержание

I	Лампа щелевая ЛС-01-«Зенит» БЛЗ.950.015	3
1	Лампа щелевая ЛС-01 -«Зенит» (без позиций 2-16)	7
2	Блок питания БЛ2.087.366 (на основании поз. 3)	8
3	Основание БЛ4.135.121 (с блоком питания поз. 2)	10
4	Стол офтальмологический БЛ4.135.122	11
5	Упор лицевой БЛ4.282.014	14
6	Экран БЛ6.431.316	15
7	Колесо зубчатое БЛ6.530.291	16
8	Валик БЛ8.301.106	17
9	Щиток БЛ8.642.682	18
10	Экран БЛ9.313.366	19
11	Прокладка БЛ9.367.554	20
12	Винт МЗ-6gx8.25X13H2 ГОСТ 1491-80	21
13	Винт М6-6gx25.Zn DIN 912	22
14	Винт М10-6gx10.Zn DIN 916	23
15	Шайба 6.Zn DIN 127	24
16	Кабель сетевой	25
17	Комплект запасных частей и инструмента БЛ4.078.258	26
17.1	Ключ 7812-0374 ГОСТ 11737-93	27
17.2	Отвертка 7810-0916 ГОСТ 17199-88	28
17.3	Вставка плавкая ВП2Б-1 1А, 250В, АГО.481.304 ТУ	29
17.4	Лампа галогенная 64261 «OSRAM», 12 В, 30 Вт	30
18	Паспорт БЛЗ.950.015ПС	31
19	Руководство по эксплуатации БЛЗ.950.015РЭ	32
20	Кабель USB 2.0 AM/mini BMSP 1,8 м	33
21	Компакт диск с драйвером телекамеры и программным обеспечением	34


I. Лампа щелевая ЛС-01-«Зенит» БЛЗ.950.015








1 Лампа щелевая ЛС-01-«Зенит» (без позиций 2-16)



1 Лампа щелевая ЛС-01-«Зенит» (без позиций 2-16)




2. Блок питания БЛ2.087.366 (на основании поз. 3)







3. Основание БЛ4.135.121 (с блоком питания поз. 2)



4. Стол офтальмологический БЛ4.135.122







ЗЕНИТ

СТОЛ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ

~ 220 В

50 Гц

300 ВА




Максимальная нагрузка 70 кг

ТУ 9442-006-07526142-2009


N 000242

12.18


5. Упор лицевой БЛ4.282.014




6. Экран БЛ6.431.316




7. Колесо зубчатое БЛ6.530.291




8. Валик БЛ8.301.106




9. Щиток БЛ8.642.682



10. Экран БЛ9.313.366



11. Прокладка БЛ9.367.554




12. Винт М3-6gx8.25Х13Н2 ГОСТ 1491-80




13. Винт М6-6gx25. Zn DIN 912



14. Винт М10-6gх10.Зп DIN 916



15. Шайба 6.Zn DIN 127



16. Кабель сетевой



17. Комплект запасных частей и инструмента БЛ4.078.258



17.1 Ключ 7812-0374 ГОСТ 11737-93



17.2 Отвертка 7810-0916 ГОСТ 17199-88



17.3 Вставка плавкая ВП2Б-1 1А, 250В, АГО.481.304 ТУ



17.4 Лампа галогенная 64261 «OSRAM», 12 В, 30Вт



**ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ
ЛС-01-«Зенит»**

Паспорт
БЛЗ.950.015 ПС


19. Руководство по эксплуатации БЛЗ.950.015РЭ

ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ ЛС-01-«Зенит»

Руководство по эксплуатации
БЛЗ.950.015 РЭ

20. Кабель USB 2.0 AM/mini BMSP 1,8 м





Прошито, пронумеровано и скреплено

34 (Технический директор) лист 1

Заместитель генерального директора –
Технический директор ПАО «Красногорский
Завод им. С.А. Зверева»

А. Б. Котягин

03 20 20 г.

