

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «НПО «МЕДСТАР»

«Научно-производственная фирма «МЕДСТАР»

В.П.Гнатюк

«_____» _____ 2011 г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению оправ корректирующих очков

1. Оправы корректирующих очков металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые производства фирмы «Shenzhen Ottimo Eyewear Optical Co., Ltd.», КНР, No. 4,3#RD Baolong Ave. Baolong Ind. Zone Longgang District Shenzhen, China (Шэньчжэнь Оттимо Оптикал Ко., Лтд., КНР, город Шэньчжэнь, район Лунган, промышленный городок Баолун, проспект Баолун, третья улица, дом 4) применяются для производства корректирующих очков изготавливаемых для пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским, профессиональным и эстетическим показаниям.
2. Оправы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51932-2002 и подбираются с учетом антропометрических данных пациента.
3. Противопоказанием к применению можно считать:
 - несоответствие оправ требованиям ГОСТ Р 51932-2002;
 - индивидуальная непереносимость данного вида коррекции зрения;
 - не возможность коррекции зрения данным методом.
4. Оправы предназначены для фиксации линз в заданном положении. Правила установки линз в оправу указаны в ГОСТ Р 51193-98.
5. Правила хранения и использования:
 - не допускается прикладывать к оправе значительные механические усилия;
 - оправу следует хранить в футляре либо в иной упаковке исключающей возможность механического повреждения;
 - полный средний срок службы оправы не менее 3 лет.