

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Научно-производственная
фирма «ВИНАР»
В.С. Андреев
«26» _____ 2020 г



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции
медицинских изделий и растворов

ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «СтериКОНТ-П» для режимов стерилизации
«120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «СтериКОНТ-П» для режимов стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «СтериКОНТ-П» для режимов стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.»

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

СтериКОНТ-П

Для режимов стерилизации: 120 °С, 45 мин.; 126 °С, 30 мин.; 132 °С, 20 мин.

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-104-1174404-2013

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № РЗН 2014/11604 от 14.06.2019 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная фармацевтическая фирма «ВИНАР» (ООО «НФ-ВИНАР»)
105094, Россия, Москва, Голубый остров, д.3, стр. 3А, пом. 101
тел./факс: +7 (495) 888 1847, www.vinar.ru
Для писем: 105094, Россия, Москва, Голубый остров, д.3, стр. 3А, пом. 101



ПАРТИЯ	7090000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	Апр 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	

Условия транспортирования:
максимальная температура +50 °С;
минимальная температура минус 50 °С;
максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.
Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе однократные паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный однократный паровой стерилизации «СтериТЕСТ-П» для контроля условий внутри изделий и упаковок в режимах стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «СтериТЕСТ-П» для контроля условий внутри изделий и упаковок в режимах стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «СтериТЕСТ-П» для контроля условий внутри изделий и упаковок в режимах стерилизации «120 °C, 45 мин.», «126 °C, 30 мин.», «132 °C, 20 мин.»



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

СтериТЕСТ-П

для контроля условий внутри изделий и упаковок в режимах стерилизации
«120 °C, 45 мин.», «126 °C, 30 мин.», «132 °C, 20 мин.»

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-104-1174404-2013
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
Рег.уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.
Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «ВИНАР»),
105094, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
тел./факс: +7(495)988-7667, www.vinar.ru
Для писем: 105094, Россия, Москва, а/я 26; e-mail: vinar@vinar.ru



ПАРТИЯ	9236000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °C;
 - минимальная температура минус 50 °C;
 - максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.
- Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-П» с двумя индикаторными метками для контроля условий как внутри изделий и упаковок, так и снаружи в режимах стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-П» с двумя индикаторными метками для контроля условий как внутри изделий и упаковок, так и снаружи в режимах стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-П» с двумя индикаторными метками для контроля условий как внутри изделий и упаковок, так и снаружи в режимах стерилизации «120 °С, 45 мин.», «126 °С, 30 мин.», «132 °С, 20 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ» для режимов стерилизации «121 °С, 20 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 5 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ» для режимов стерилизации

«121 °С, 20 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 5 мин.»

ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ
ИнТЕСТ-ПФ
Для режимов стерилизации: «121 °С, 20 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 5 мин.»
кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-104-1174404-2013
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
Рег. уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.
Гарантийный срок годности 72 месяца.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ШТАМП ОТК
9214000	ДЕК 2019	QC 12

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИнТЕСТ-ПФ

для режимов стерилизации: 121 °C, 20 мин.; 126 °C, 10 мин.; 134 °C, 5 мин.

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-104-11764404-2013

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
125094, Россия, Москва, Гоститальный вал, д.3, стр. 3А, пом. VIII;
тел./факс: +7(495)888-2667, info@vinar.ru
Для заказа: 125094, Россия, Москва, а/я 261 e-mail: order@vinar.ru

ПАРТИЯ	9214000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	

Условия транспортирования

- максимальная температура +50 °C;
- минимальная температура минус 50 °C;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ1» для режимов стерилизации
«121 °С, 20 мин.», «134 °С, 4 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ1» для режимов стерилизации
«121 °С, 20 мин.», «134 °С, 4 мин.»




Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИНТЕСТ-ПФ1» для режимов стерилизации «121 °C, 20 мин.», «134 °C, 4 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
 Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ2» для режимов стерилизации
 «121 °C, 25 мин.», «134 °C, 5 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ2» для режимов стерилизации
«121 °С, 25 мин.», «134 °С, 5 мин.»





ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИнТЕСТ-ПФ2

для режимов стерилизации: «121 °C, 25 мин.», «134 °C, 5 мин.»

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-104-11764404-2013

ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)

Рег. уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



ПАР



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «НПО «Винар»);
105094, Россия, Москва, Гостеприимный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
тел./факс: +7(495)988-7667, www.vinar.ru
Для писем: 105094, Россия, Москва, а/я 26; e-mail: vinar@vinar.ru



ПАРТИЯ	9191000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °C;
 - минимальная температура минус 50 °C;
 - максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.
- Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФЗ» для режимов стерилизации

«121 °C, 35 мин.», «126 °C, 20 мин.»; «134 °C, 7 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ3» для режимов стерилизации «121 °C, 35 мин.», «126 °C, 20 мин.», «134 °C, 7 мин.»



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИнТЕСТ-ПФ3

Для режимов стерилизации: «121 °C, 35 мин.», «126 °C, 20 мин.», «134 °C, 7 мин.»

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-104-1174404-2013

ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)

Рег. уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80% при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» 105094, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.3, стр. 7А, пом. VIII;
тел./факс: +7(495)688-7667, www.vinar.ru
Для писем: 105094, Россия, Москва, а/я 281; e-mail: vinar@vinar.ru




ПАРТИЯ	9232000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	

Условия транспортирования

- максимальная температура +50 °C;
- минимальная температура минус 50 °C;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ4» для режимов стерилизации
«121 °С, 15 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 3,5 мин.»





ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИнТЕСТ-ПФ4

для режимов стерилизации: 121 °C, 15 мин.; 126 °C, 10 мин.; 134 °C, 3,5 мин.

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-104-1174404-2013

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «НПО «Винар»),
105094, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
тел./факс: +7(495)688-7667, www.vinar.ru
Для почты: 105094, Россия, Москва, а/я 28; e-mail: vinar@vinar.ru



ПАРТИЯ	9028000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	


Условия транспортирования:

- максимальная температура +30 °C;
 - минимальная температура минус 50 °C;
 - максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.
- Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИНТЕСТ-ПФ5» для режимов стерилизации

«121 °С, 17 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 4 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ5» для режимов стерилизации «121 °С, 17 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 4 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИНТЕСТ-ПФ5» для режимов стерилизации

«121 °С, 17 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 4 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ6» для режимов стерилизации «121 °С, 30 мин.»,
«126 °С, 15 мин.», «134 °С, 7 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ6» для режимов стерилизации «121 °С, 30 мин.», «126 °С, 15 мин.», «134 °С, 7 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ6» для режимов стерилизации

«121 °C, 30 мин.», «126 °C, 15 мин.», «134 °C, 7 мин.»



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ **ИнТЕСТ-ПФ6**

для режимов стерилизации: +121 °C, 30 мин.; +126 °C, 15 мин.; +134 °C, 7 мин.

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-104-1174404-2013

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № РЭН 2014/1604 от 14.06.2019 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80% при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»-),
105094, Россия, Москва, Голубинский вал, д.3, стр. 7А, пом. VIII;
т./факс: +7(495)888-7667, www.vinar.ru
для писем: 105094, Россия, Москва, а/я 26; e-mail: vinar@vinar.ru




ПАРТИЯ	9106000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	

Условия транспортирования

- максимальная температура +30 °C;
 - минимальная температура минус 50 °C;
 - максимальная относительная влажность 100% при 23 °C.
- Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ7» для режимов стерилизации
«110 °С, 180 мин.», «121 °С, 60 мин.», «126 °С, 45 мин.», «134 °С, 18 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ7» для режимов стерилизации «110 °С, 180 мин.», «121 °С, 60 мин.», «126 °С, 45 мин.», «134 °С, 18 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ7» для режимов стерилизации «110 °С, 180 мин.», «121 °С, 60 мин.», «126 °С, 45 мин.», «134 °С, 18 мин.»



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИнТЕСТ-ПФ7

для режимов стерилизации: «110 °С, 180 мин.», «121 °С, 60 мин.», «126 °С, 45 мин.», «134 °С, 18 мин.»

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-104-1174404-2013

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР» (ООО «ВИАР»),
125094, Россия, Москва, Гусинский вал, д.3, стр.3А, пом. VIII;
тел./факс: +7(495)988-7667, www.viarnp.ru;
для писем: 125094, Россия, Москва, в/я 25; e-mail: info@viarnp.ru




ПАРТИЯ	8213000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
 - минимальная температура минус 50 °С;
 - максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.
- Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



12. Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ8» для режимов стерилизации
«121 °С, 15 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 5 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИНТЕСТ-ПФ8» для режимов стерилизации

«121 °C, 15 мин.», «126 °C, 10 мин.», «134 °C, 5 мин.»





ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ИнТЕСТ-ПФ8

для режимов стерилизации: «121 °C, 15 мин.», «126 °C, 10 мин.», «134 °C, 5 мин.»

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-104-1174404-2013
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
Рег.уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.
Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПО «ВИНАР»);
105094, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VII;
тел./факс: +7(495)988-7667, www.vinar.ru
для писем: 105094, Россия, Москва, в/я 25; e-mail: vinar@vinar.ru



ПАРТИЯ	5045000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	


Условия транспортирования

максимальная температура +50 °C;
минимальная температура минус 50 °C;
максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.
Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ9» для режимов стерилизации


«121 °С, 20 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 7 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ9» для режимов стерилизации
«121 °С, 20 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 7 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ9» для режимов стерилизации
«121 °С, 20 мин.», «126 °С, 10 мин.», «134 °С, 7 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации

«ИнТЕСТ-ПФ10» для режимов стерилизации «120 °C ÷ 137 °C»




Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации
«ИнТЕСТ-ПФ10» для режимов стерилизации «120 °С ÷ 137 °С»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013
 Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации
 «ИнТЕСТ-ПФ10» для режимов стерилизации «120 °С ÷ 137 °С»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-1»
для режимов «121 °С, 20 мин.», «115 °С, 35 мин.», «112 °С, 45 мин.», «105 °С, 100 мин.», «100 °С 150 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-1»
для режимов «121 °С, 20 мин.», «115 °С, 35 мин.», «112 °С, 45 мин.», «105 °С, 100 мин.», «100 °С 150 мин.»




Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-1»
для режимов «121 °С, 20 мин.», «115 °С, 35 мин.», «112 °С, 45 мин.», «105 °С, 100 мин.», «100 °С 150 мин.»



Индикатор химический многорежимный паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-2»
для режимов «121 °С, 15 мин.», «115 °С, 30 мин.», «112 °С, 35 мин.», «105 °С, 75 мин.», «100 °С, 120 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013


Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-2»

для режимов «121 °С, 15 мин.», «115 °С, 30 мин.», «112 °С, 35 мин.», «105 °С, 75 мин.», «100 °С, 120 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-2»
для режимов «121 °С, 15 мин.», «115 °С, 30 мин.», «112°С, 35 мин.», «105 °С, 75 мин.», «100 °С, 120 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-3»
для режимов «121 °С, 12 мин.», «115 °С, 20 мин.», «112 °С, 30 мин.», «105 °С, 60 мин.», «100 °С, 100 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-3»
для режимов «121 °С, 12 мин.», «115 °С, 20 мин.», «112 °С, 30 мин.», «105 °С, 60 мин.», «100 °С, 100 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-3» для режимов «121 °С, 12 мин.», «115 °С, 20 мин.», «112 °С, 30 мин.», «105 °С, 60 мин.», «100 °С, 100 мин.»



25.09.2020


Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-4»
для режимов «121 °С, 8 мин.», «115 °С, 15 мин.», «112 °С, 20 мин.», «105 °С, 45 мин.», «100 °С 60 мин.»




Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-4»
для режимов «121 °C, 8 мин.», «115 °C, 15 мин.», «112 °C, 20 мин.», «105 °C, 45 мин.», «100 °C 60 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-4»
для режимов «121 °С, 8 мин.», «115 °С, 15 мин.», «112 °С, 20 мин.», «105 °С, 45 мин.», «100 °С 60 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-5»
для режимов «115 °С, 12 мин.», «112 °С, 15 мин.», «105 °С, 30 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-5»
для режимов «115 °С, 12 мин.», «112 °С, 15 мин.», «105 °С, 30 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-5»
для режимов «115 °С, 12 мин.», «112 °С, 15 мин.», «105 °С, 30 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-6»
для режимов «115 °С, 10 мин.», «112 °С, 12 мин.», «105 °С, 25 мин.», «100 °С, 45 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-6»
для режимов «115 °С, 10 мин.», «112 °С, 12 мин.», «105 °С, 25 мин.», «100 °С, 45 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-6»
для режимов «115 °С, 10 мин.», «112 °С, 12 мин.», «105 °С, 25 мин.», «100 °С, 45 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-7»
для режимов «112 °С, 8 мин.», «105 °С, 20 мин.», «100 °С, 30 мин.»



Индикаторы химические многорежимные на пленочной основе одноразовые паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов ТУ 9398-104-1174404-2013

Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-7»
для режимов «112 °C, 8 мин.», «105 °C, 20 мин.», «100 °C, 30 мин.»



Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-7»
для режимов «112 °С, 8 мин.», «105 °С, 20 мин.», «100 °С, 30 мин.»



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
"Винар-Пром" (ООО "Винар-Пром"), 125049, Россия, Москва, Гусевский вал, д. 3, стр. 1А, пом. УЮ,
тел./факс: +7(495)888-7667, email: vinar@vinar.ru,
для России: 109264, Россия, Москва, ул. 28, в-мат: vinaprom@yandex.ru



ПАРТИЯ	4223000
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	дек 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	
МАССА БРУТТО	

Условия транспортирования:
- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.
Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых
солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

ФармаТЕСТ-7

для режимов: «112 °С, 8 мин.», «105 °С, 20 мин.», «100 °С, 30 мин.»

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-104-1174404-2013,
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4),
Рег.уд. № РЗН 2014/1604 от 14.06.2019 г.
Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и
относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного
света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Беречь от влаги.



Всего прошнуровано и скреплено
печатью

64 лист а

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»

В.С. Андреев

