

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО НПФ «Медстар»

Гнатюк В.П.

«19» ноября 2018 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Контейнер для хранения контактных линз по
ТУ 32.50.50-012-34704936-2018**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Медстар»
(ООО НПФ «Медстар»)

1- Общий вид. Контейнер для хранения контактных линз по
ТУ 32.50.50-012-34704936-2018



2 – Вид сверху (закрытый). Контейнер для хранения контактных линз по
ТУ 32.50.50-012-34704936-2018



3 – Вид сверху (открытый). Контейнер для хранения контактных линз по
ТУ 32.50.50-012-34704936-2018



4 – Вид сбоку (открытый). Контейнер для хранения контактных линз по
ТУ 32.50.50-012-34704936-2018



5 – Вид снизу. Контейнер для хранения контактных линз по
ТУ 32.50.50-012-34704936-2018



Прошито и пронумеровано

На 4 (четырех) листах

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»


В.П.Гнатюк



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО НПФ «Медстар»

Гнатюк В.П.

«11» декабря 2018 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Контейнер для хранения контактных линз по
ТУ 32.50.50-012-34704936-2018**


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Медстар»
(ООО НПФ «Медстар»)



КОНТЕЙНЕР для хранения контактных линз

TY 32.50.50-012-34704936-2018



ООО НПФ «Медстар»

Юридический адрес:

Россия, 400107, г. Волгоград, ул. Рионская, 4
www.medstar-npf.ru

Условия хранения:

1 по ГОСТ 15150. Контейнеры должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и не должны подвергаться длительному воздействию источников тепла, прямого солнечного света и ионизирующего излучения.

Назначение:

Для использования в качестве специализированной емкости при хранении, транспортировании, а также очистки и дезинфекции контактных линз специальными растворами, когда контактные линзы не используются владельцем.

Рекомендации:

1. Не применять после истечения срока хранения.
2. Всегда удаляйте любые остатки раствора из контейнера для линз после каждого цикла очистки и дезинфекции.
3. Ежемесячно заменяйте контейнер для контактных линз на новый.
4. Плотно закрывайте крышки контейнера для предотвращения вытекания раствора и высыхания контактных линз.

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Дата изготовления:	(месяц, год)	Номер партии:
Дата упаковки:	(месяц, год)	Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Адрес места производства:

- ☐ Россия, 404122, г. Волжский, ул. Горького, 11-Б.
☐ Россия, 400078, г. Волгоград, пр-т. им. В. И. Ленина, 100-А




- Изготовлен из высококачественного безопасного полистилена.
- Идеален для ежедневного использования дома и в путешествиях.

Указания по эксплуатации:

- Визуальным осмотром определить целостность потребительской упаковки.
- Открыть крышки контейнера, ополоснуть и затем наполнить контейнер специальным раствором для линз, положить контактные линзы и плотно закрыть крышки.
- Контейнеры выпускаются в нестерильном виде, относятся к изделиям многократного применения. Очистка и дезинфекция изделия производится специальными растворами для контактных линз.
- Помните: контейнер после очистки и дезинфекции следует сушить вверх дном на чистой салфетке.
- Универсальный размер для линз любого типа и диаметра.

2 - макет маркировки потребительской упаковки (вариант макета 2х 2)

КОНТЕЙНЕР для хранения контактных линз



- Изготовлен из высококачественного безопасного полиэтилена.
 - Идеален для ежедневного использования дома и в путешествиях.
- Назначение:**
Для использования в качестве специализированной емкости при хранении, транспортировании, а также очистки и дезинфекции контактных линз специальными растворами, когда контактные линзы не используются владельцем.
- Рекомендации:**
1. Не применять после истечения срока хранения.
2. Всегда удаляйте любые остатки раствора из контейнера для линз после каждого цикла очистки и дезинфекции.
3. Ежемесячно заменяйте контейнер для контактных линз на новый.
4. Плотно закрывайте крышки контейнера для предотвращения вытекания раствора и высыхания контактных линз.

Указания по эксплуатации:

- Визуальным осмотром определить целостность потребительской упаковки.
- Открыть крышки контейнера, ополоснуть и затем наполнить контейнер специальным раствором для линз, положить контактные линзы и плотно закрыть крышки.
- Контейнеры выпускаются в нестерильном виде, относятся к изделиям многократного применения. Очистка и дезинфекция изделия производится специальными растворами для контактных линз.
- Помните: контейнер после очистки и дезинфекции следует сушить вверх дном на чистой салфетке.
- Универсальный размер для линз любого типа и диаметра.

Условия хранения:
1 по ГОСТ 15150. Контейнеры должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и не должны подвергаться длительному воздействию источников тепла, прямого солнечного света и ионизирующего излучения.

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Россия, 400107, г. Волгоград, ул. Рискава, 4
Россия, 400122, г. Волгоград, ул. Горького, 11-б

Юридический адрес:
ООО НПФ «МедСтар»

Адрес места производства:

www.medstar-rfl.ru

TY 32.50.50-012-34704936-2018



КОНТЕЙНЕР для хранения контактных линз



Дата изготовления: _____ (месяц, год)
Дата увольнения: _____ (месяц, год)
Номер партии: _____
Регистрационное удостоверение: № _____ от _____

КОНТЕЙНЕР для хранения контактных линз



КОНТЕЙНЕР
для хранения контактных линз

- Изготовлен из высококачественного безопасного полиэтилена.
- Идеален для ежедневного использования дома и в путешествиях.

Назначение:

Для использования в качестве специализированной емкости при хранении, транспортировании, а также очистки и дезинфекции контактных линз специальными растворами, когда контактные линзы не используются владельцем.

Рекомендуемые

1. Не применяйте после истечения срока хранения.
2. Всегда удаляйте любые остатки раствора из контейнера для линз после каждого цикла очистки и дезинфекции.
3. Ежедневно заменяйте контейнер для контактных линз на новый.
4. Плотно закрывайте крышки контейнера для предотвращения вытекания раствора и высыхания контактных линз.

Гарантийный срок хранения - 5 лет
TV 32.50.50-012-34704936-2018

и в то же время не исключает возможности дальнейшего совершенствования и развития.

Успешно е изследван и разпространението на димитровата

Помните, что кофе не только бодрит, но и повышает давление. Поэтому людям с гипертонией лучше отказаться от кофе.

• Контейнеры выступают в нестандартном виде, относятся к изданию многократного применения. Их использование позволяет избежать затрат на приобретение дорогостоящих контейнеров, а также избежать затрат на транспортировку и хранение. Они могут быть использованы для хранения и транспортировки различных материалов, а также для хранения и транспортировки различных материалов, а также для хранения и транспортировки различных материалов.

• Открыть крышки контейнера, отогнуть и затем наложить контейнер с естественным расположением
линии, и положить контурные линии и плотно закрыть крышки.

Важнейшим условием успешности преобразований является:

Россия, 400078, г. Волгоград, пр. Т. им. В. И. Ленин, 100-А

Росси́я, 404122, г. Барнаул, ул. Гоголева, 11-6.

000 НПО «Медстар» Адрес места производства:





ООО НПФ «Медстар»
Россия, 400107, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Рионская, д.4

**Контейнер для хранения контактных линз
по ТУ 32.50.50-012-34704936-2018**

Дата изготовления _____

Номер партии _____

Адрес места производства _____

Упаковщик _____

ОТК _____

Дата упаковывания _____

Количество изделий, шт _____

ТУ 32.50.50-012-34704936-2018

РУ № _____ от _____ г.

- Изготовлен из высококачественного безопасного полиэтилена.
- Идеален для ежедневного использования дома и путешествиях.

Назначение: для использования в качестве специализированной емкости при хранении, транспортировании, а также очистки и дезинфекции контактных линз специальными растворами, когда контактные линзы не используются владельцем.

Рекомендации:

1. Не применять после истечения срока хранения.
2. Всегда удаляйте любые остатки раствора из контейнера для линз после каждого цикла очистки и дезинфекции.
3. Ежемесячно заменяйте контейнер для контактных линз на новый.
4. Плотно закрывайте крышки контейнера, для предотвращения вытекания раствора и высыхания контактных линз.

Указания по эксплуатации:

- Визуальным осмотром определить целостность потребительской упаковки.
- Открыть крышки контейнера, ополоснуть и затем наполнить контейнер специальным раствором для линз, положить контактные линзы, и плотно закрыть крышки.
- Контейнеры выпускаются в нестерильном виде, относятся к изделиям многократного применения. Очистка и дезинфекция изделия производится специальными растворами для контактных линз.
- Помните: контейнер после очистки и дезинфекции следует сушить верх дном на чистой салфетке.
- Универсальный размер для линз любого типа и диаметра.

Условия хранения: 1 по ГОСТ 15150. Контейнеры должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и не должны подвергаться длительному воздействию источников тепла, прямого солнечного света и ионизирующего излучения.

Гарантийный срок хранения - 5 лет



Медстар

научно-
производственная
фирма

«МЕДСТАР»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
РОССИЯ * ВОЛГОГРАД

**Контейнер для хранения контактных линз по
ТУ 32.50.50-012-34704936-2018**

№ партии	
Количество изделий	_____ шт. уп. по _____ шт.
Заказчик	
Дата изготовления	
Дата упаковывания	
Упаковщик	Штамп ОТК
Наименование грузоотправителя	
Пункт отправления	
Наименование грузополучателя	
Пункт назначения	
Масса брутто/нетто, кг	
Габаритные размеры, см	
Гарантийный срок хранения	5 лет

ТУ 32.50.50-012-34704936-2018

РУ № _____ от _____ г.

Условия хранения - 1



НЕ БРОСАТЬ!

7- Фото потребительской упаковки с макетом потребительской маркировки
(вариант макета № 1)



8- Фото потребительской упаковки с макетом потребительской маркировки
(вариант макета № 2)



9 - Фото потребительской упаковки с макетом потребительской маркировки
(вариант макета № 3)



10 - Фото потребительской упаковки с макетом потребительской маркировки
(вариант макета № 4)







Прошито и пронумеровано

На 12 (двенадцати) листах

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

В.П.Гнатюк

