

Фотографическое изображение

Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017.

**Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VasuLab®
по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 с капилляром и с пластиковой крышкой**





Фото 1 – Без наполнителя, объемом забираемой крови 0,1 мл





Фото 2 – С активатором свертывания, объемом забираемой крови 0,2 мл





Фото 3 – С К2ЭДТА, объемом забираемой крови 0,25 мл





Фото 4 – С КЗЭДТА, объемом забираемой крови 0,5 мл



Фото 6 – С лития гепарином, объемом забираемой крови 0,7 мл



Фото 7 – С натрия гепарином, объемом забираемой крови 0,8 мл





Фото 8 – С $\text{Na}_2\text{ЭДТА}$ и натрия фторидом, объемом забираемой крови 0,9 мл





Фото 9 – С К2ЭДТА и разделительным гелем, объемом забираемой крови 1 мл



Фото 10 – С разделительным гелем и лития гепарином, объемом забираемой крови 1 мл

**Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VasuLab®
по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 с капилляром и с резиновой крышкой**




Фото 11 – Без наполнителя, объемом забираемой крови 0,1 мл




Фото 12 – С активатором свертывания, объемом забираемой крови 0,2 мл






Фото 2.4 – С КЗ ЭДТА, объемом забираемой крови 0,5 мл,






Фото 15 – С активатором свертывания и разделительным гелем,
 объемом забираемой крови 0,6 мл







Фото 18 – С Na₂ЭДТА и натрия фторидом, объемом забираемой крови 0,9 мл




Фото 19 – С К2ЭДТА и разделительным гелем, объемом забираемой крови 1 мл





Фото 20 – С разделительным гелем и лития гепарином, объемом забираемой крови 1 мл

**Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VasuLab®
по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 без капилляра**





Фото 21 – Без наполнителя, объемом забираемой крови 0,1 мл





Фото 22 – С активатором свертывания, объемом забираемой крови 0,2 мл



Фото 23 – С К2 ЭДТА, объемом забираемой крови 0,25 мл





Фото 24 – С КЗ ЭДТА, объемом забираемой крови 0,5 мл




Фото 25 – С активатором свертывания и разделительным гелем, объемом забираемой крови 0,6 мл




Фото 26 – С лития гепарином, объемом забираемой крови 0,7 мл




Фото 27 – С натрия гепарином, объемом забираемой крови 0,8 мл



Фото 28 – С Na₂ЭДТА и натрия фторидом, объемом забираемой крови 0,9 мл



Фото 29 – С К2ЭДТА и разделительным гелем, объемом забираемой крови 1 мл





Фото 30 – С разделительным гелем и лития гепарином, объемом забираемой крови 1 мл



Фото 31 – Общий вид пробирок с капилляром

Пример проекта маркировки этикеток на пробирки:

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		
Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 (Вариант исполнения)		
Линия наполнения		
	STERILE R  IVD Номинальный объем: Объем забираемой крови: Номер серии: Дата изготовления:  Срок годности:	

Пример проекта маркировки этикеток (групповая упаковка):

ООО «МИНИМАКС» 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		
Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 (Вариант исполнения)		
   	Номер серии	
	Дата изготовления	
	Срок годности	
	Номинальный объем	
	Объем забираемой крови	
	Буквенный код	Z
	Цветовой код	
	Условия хранения	При температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.
	Рекомендации по хранению	см. ТУ XXXXXXXXXX
	масса нетто	
	масса брутто	
	Количество	
ТУ XXXXXXXXXX Номер и дата РУ:		
Инструкция по использованию: см. Инструкцию по применению.		
ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ: ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А, тел. +7 (812) 309-57-66, elena@miniimax.com		

Пример проекта маркировки этикеток (потребительская упаковка):

ООО «МИНИМАКС» 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		
Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 (Вариант исполнения)		
  	Номер серии	
	Дата изготовления	
	Срок годности	
	Номинальный объем	
	Объем забираемой крови	
	Буквенный код	Z
	Цветовой код	
	Рекомендации по хранению	см. ТУ XXXXXXXXXX
	Количество	
	ТУ XXXXXXXXXX Номер и дата РУ:	
Инструкция по использованию: см. Инструкцию по применению.		
ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ: «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А, тел. +7 (812) 309-57-66. elena@miniimax.com		

Пример проекта маркировки этикеток (транспортная упаковка):


ООО «МИНИМАКС» 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab[®]	
Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab[®] по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017			
⊗ STERILE			
Грузоотправитель			
Пункт отправителя			
Грузополучатель			
Пункт назначения			


Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 59 листа(-ов)
Генеральный директор
ООО «МиниМакс»
Маханова Е.А.





Чертежи общего вида медицинского изделия

Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ
32.50.50-003-31043776-2017










капилляр

крышка

пробирка

добавка



Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью _____, 5 _____ листа(-ов)

Генеральный директор
ООО «МиниМакс»

Маханова Е.А.

