

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»



О.Е. Балашов


«13» апреля 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия

**Бандаж абдоминальный «ИНТЕКС»
по ТУ 9396-009-46838010-2004**

2018



**Общий вид Бандажа абдоминального «ИНТЕКС» по ТУ 9396-009-46838010-2004
(шириной 22 см)**



**Общий вид Бандажа абдоминального «ИНТЕКС» по ТУ 9396-009-46838010-2004
(шириной 30 см)**



Общий вид потребительской упаковки Бандажа абдоминального «ИНТЕКС» по ТУ 9396-009-46838010-2004 (пакет) – лицевая сторона.

бандажи абдоминальные «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями к медицинской продукции, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики.

Бандаж применяется в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Бандажи абдоминальные «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению гарантирует, что бандажи будут служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств.

Все лечебные бандажи «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения, которых будет получен положительный лечебный эффект.

Назначение: Бандаж абдоминальный предназначен для поддержания мышц спины и живота в послеродовой период; для профилактики осложнений после операционного вмешательства в области брюшной полости или спины, способствует заживлению послеоперационного шва.

Показания для применения Бандажей абдоминальных «ИНТЕКС»

При выпадении и ущемлении неоперабельных грыж передней брюшной стенки, слабости мышц живота (у тучных и пожилых людей), расхождении мышц передней брюшной стенки после полостных операций, опущении внутренних органов.

Рекомендации по применению: в положении лежа надеть бандаж непосредственно на тело или хлопчатобумажное бельё, зафиксировав его с помощью одной из застёжек, в зависимости от желаемой плотности прилегания изделия к телу.

Рекомендации по уходу: стирка с применением жидкого мыла или детских стиральных порошков при температуре, не превышающей 40° С, ручной отжим без выкручивания и сушка при температуре 20±5° С до эксплуатационного состояния. Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить бандаж, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, а также на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия. Открытые раны, плохо заживляющие швы и кожные заболевания.

Меры предосторожности: при наличии хронических заболеваний почек, желудка и т.д. перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Утилизация Использованные бандажи относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Допускается утилизировать неиспользованные изделия, утратившие товарный вид вместе с бытовыми отходами.

Хранение: Бандажи в упаковке предприятия-производителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от +5°С до +25°С.

Перед применением обязательно ознакомится с рекомендациями по применению.

ПОДБОР РАЗМЕРА БАНДАЖЕЙ АБДОМИНАЛЬНЫХ «ИНТЕКС»

Размер бандажа	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)	5 (XXL)	6 (XXXL)
Объем талии, см	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-121

Срок хранения 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев

со дня продажи в пределах срока хранения.

Состав сырья: пряжа полиэфирная, латексная нить, нить текстильная полипропиленовая, лэкса (молонит), застёжка текстильная "Велкро".

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва,

ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, пом. IV

Адрес производства: 143004, Россия,

Московская область, Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5

Телефон/факс: (495) 528-86-82/51-08

www.bint.ru/info@bint.ru

ТУ 9396-009-46838010-2004
РФ № ФСР 2008/03889 от 30.09.2016



PELD

PAP



Общий вид потребительской упаковки Бандажа абдоминального «ИНТЕКС»
по ТУ 9396-009-46838010-2004 (пакет) – оборотная сторона.

Ширина
22 см

Бандаж абдоминальный 22 см.
размер: **S**
дата изготовления: **10.2017 г.**
4 605 086 000164

ИНТЕКС

БАНДАЖ

АБДОМИНАЛЬНЫЙ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ



Европейское качество
по доступной цене

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ
УКРЕПЛЕНИЕ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
РАЗЪЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ



ХИРУРГИЧЕСКИЙ БАНДАЖ

Общий вид потребительской упаковки Бандажа абдоминального «ИНТЕКС»
по ТУ 9396-009-46838010-2004 (коробка)

Макет маркировки потребительской упаковки Бандажа абдоминального «ИНТЕКС»
по ТУ 9396-009-46838010-2004

ИНТЕКС

БАНДАЖ АБДОМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕКС

Бандаж абдоминальный 22 см.

размер: S

10.2017 г.



ИНТЕКС

европейское качество по доступной цене

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ
УКРЕПЛЕНИЕ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
РАЗЪЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ



22 см

ИНТЕКС

БАНДАЖ АБДОМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕКС

Бандажи абдоминальные «ИНТЕКС» изготовлены в соответствии с современными требованиями и медицинской продукцией, что дает возможность широкого применения изделий для лечения и профилактики. Применение: Бандаж применяется в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Бандажи абдоминальные «ИНТЕКС» имеют в своем составе материалы лучших производителей. Такой подход к изготовлению гарантирует, что бандажи будут служить максимально долго, не теряя своих лечебных свойств.

Все лечебные бандажи «ИНТЕКС» проходят многоуровневую проверку. Постоянный контроль обеспечивает высокое качество изделий, в результате применения, которых будет получен положительный лечебный эффект.

Назначение: Бандаж абдоминальный предназначен для поддержания мышц стины и живота в послеродовой период; для профилактики осложнений после операционного вмешательства в области брюшной полости или стины, способствует заживлению послеоперационного шва.

Показания для применения Бандажей абдоминальных «ИНТЕКС»: При выпадении и ущемлении неоперированных грыж передней брюшной стенки, слабости мышц живота (у тучных и пожилых людей), расхождении мышц передней брюшной стенки после полостных операций, опущении внутренних органов.

Рекомендации по применению: в положении лежа надеть бандаж непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье, зафиксировав его с помощью одной из застежек, в зависимости от желаемой плотности прилегания изделия к телу.

Рекомендации по уходу: стирка с применением жидкого мыла или детского стирального порошка при температуре, не превышающей 400 С, ручной отжим без выкручивания и сушка при температуре 20+50 С до эксплуатационного состояния. Примечание: Не использовать: щелочное мыло, отбеливатели, пятновыводители, растворители и обычные стиральные порошки. Запрещается: кипятить бандаж, стирать и отжимать в стиральной машинке, сушить в сушильной машинке, в тачке на обогревателе или батарее и гладить при помощи утюга.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия. Открытые раны, лихорадка, воспалительные и кожные заболевания.

Меры предосторожности: при наличии хронических заболеваний почек, желудка и т.д. перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Утилизация: Использованные бандажи относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Допускается утилизировать неиспользованные изделия, утратившие товарный вид, вместе с бытовыми отходами.

Хранение: Бандажи в упаковке предприятия-производителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от +5°С до +25°С.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по применению.

ПОДБОР РАЗМЕРА БАНДАЖЕЙ АБДОМИНАЛЬНЫХ «ИНТЕКС»

Размер бандажа	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)	5 (XXL)	6 (XXXL)
Объем талии, см	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-120

Срок хранения 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи в пределах срока хранения.

Состав сырья: пряжа полиэфирная, латексная нить, нить текстильная полипропиленовая, леска (моноконт), застежка текстильная "Велкро".

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ юрп»

Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, пом. IV
Адрес производства: 143964, Россия, Московская область, Раутов, ул. Железнодорожная, д. 6
Телефон/факс: (495) 528-86-62/61-09
www.bint.ru/info@bint.ru

ТУ 9396-009-46838010-2004
РФ № ФСР 2008/03689 от 30.09.2016





Бандаж абдоминальный
«ИНТЕКС» 22 см.
ТУ 9396-009-46838010-2004
РУ № ФСР 2008 03889 от 30.09.2016
РАЗМЕР - S
Количество изделий в упаковке - 1
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК - 36
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 10.2017.
НОМЕР ПАРТИИ 10.2017.
СРОК ХРАНЕНИЯ - 5 ЛЕТ
УПАКОВЩИК 1
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»



**Общий вид транспортной упаковки Бандажа абдоминального «ИНТЕКС»
по ТУ 9396-009-46838010-2004**

Прошито и
скреплено печатью
8 (восемь) лист 20

Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Балашов О.Е.

