


«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора
В. В. Малеев
2017 г.



Фотография общего вида набора реагентов АмплиСенс® Yellow fever virus-FL
формы комплектации 1 до вскрытия упаковки

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора
В.В.Малеев

«29» / 06 / 2017 г.

Набор реагентов АмплиСенс® Yellow fever virus-FL после вскрытия упаковки
с указанием компонентов изделия (Форма 1)

1. ПЦР-смесь YFV (1 пробирка); 2. ТМ-Рвертаза (MMIV) (1 пробирка); 3. ПЦР-буфер-С (1 пробирка);

4. ДНК-полимераза (1 пробирка); 5. К- (1 пробирка); 6. К- (1 пробирка); 7. ДНК-полимераза (1 пробирка);
8. ДНК-полимераза (1 пробирка); 9. ДНК-полимераза (1 пробирка); 10. ДНК-полимераза (1 пробирка).



«УТВЕРЖДАЮ»


Зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

В.В. Малеев

«24» 2017 г.


Фотография общего вида набора реагентов АмплиСенс® *Yellow fever virus-FL* после вскрытия упаковки (Форма 1)

1. ПЦР-смесь YFV (1 пробирка);
2. ТМ-Ревертаза (MMiv) (1 пробирка);
3. ПЦР-буфер-С (1 пробирка);
4. Полимераза (TaqF) (1 пробирка);
5. RT-G-mix-2 (1 пробирка);
6. К- (1 пробирка);
7. ПКО YFV (1 пробирка);
8. ВКО-FL (1 пробирка);
9. К+ YFV (1 пробирка);
10. ОКО (7 пробирок).



«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора

В.В. Малеев
«29» 2017 г.



Фотография общего вида набора реагентов АмплиСенс® Yellow fever virus-FL

УТВЕРЖДАЮ»


Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора

В.В. Малеев

2017 г.

Набор реагентов АмплиСенс® *Yellow fever virus-FL* после вскрытия упаковки
с указанием компонентов изделия (Форма 2)

1. ОКО (7 пробирок);
2. ПЦР-смесь YFV-Луо (48 пробирок);
3. К+ YFV (1 пробирка);
4. К- (1 пробирка);
5. ПКО YFV (1 пробирка);
6. ВКО-FL (1 пробирка).



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора

В.В. Малеев

«29» 06 2017 г.

Набор реагентов АмплиСенс® *Yellow fever virus-FL* после вскрытия упаковки
с указанием компонентов изделия (Форма 2)

1. ОКО (7 пробирок); 2. ПЦР-смесь YFV-Луо (48 пробирок); 3. К+ YFV (1 пробирка); 4. К- (1 пробирка);
5. ПКО YFV (1 пробирка); 6. ВКО-FL (1 пробирка).



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора Федерального бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека



В.В. Малеев

2017 г.

Образцы наклеек и этикеток набора реагентов АмплиСенс® Yellow fever virus-FL

Наименование реагента	Образец этикетки
ПЦР-смесь-FL YFV	
ПЦР-смесь YFV-Lyo	
ПЦР-буфер-С	
Полимераза (TaqF)	
TM-Ревертаза (MMIv)	
RT-G-mix-2	
K+YFV	
K-	
ПКО YFV	
ВКО-FL	
ОКО	

Наименование
комплекта

Образец наклейки

ПЦР-
комплект»
вариант FRT-
0 F
Часть 1 из 2)

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru

IVD ⓘ ⚠

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® Yellow fever virus-FL
ТУ 21.20.23.110-246-01897593-2017

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей
Часть 1 из 2. Состав:

К+ YFV	0,2 мл x 1
К-	0,2 мл x 1
ПКО YFV	0,1 мл x 1
ВКО-FL	0,5 мл x 1
ОКО	1,2 мл x 7

2 °C → 8 °C

REF R246(1) LOT

Свидетельство на товарный знак № 212724 Регистрационный номер:

«ПЦР-
комплект»
вариант FRT-
50 F
(Часть 2 из 2)

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru

IVD ⓘ ⚠

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® Yellow fever virus-FL
ТУ 21.20.23.110-246-01897593-2017

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей
Часть 2 из 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL YFV	0,6 мл x 1
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1
TM-Ревёртаза (MMiv)	0,015 мл x 1
RT-G-mix-2	0,015 мл x 1

-24 °C → -18 °C

REF R246(1) LOT

Свидетельство на товарный знак № 212724 Регистрационный номер:

«ПЦР-
комплект»
вариант FRT-L

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru

IVD ⓘ ⚠

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® Yellow fever virus-FL
ТУ 21.20.23.110-246-01897593-2017

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-L

Состав комплекта:

ПЦР-смесь YFV-Lyo	- x 48
К+ YFV	0,2 мл x 1
К-	0,2 мл x 1
ПКО YFV	0,1 мл x 1
ВКО-FL	0,5 мл x 1
ОКО	1,2 мл x 7

2 °C → 8 °C

ПЦР-смесь YFV-Lyo ПЦР-смесь YFV-Lyo

REF R246(2)-Ly LOT

Свидетельство на товарный знак № 212724 Регистрационный номер:

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 2 лист

Зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

 В.В.Малышев

