



Набор изделий смотровой гинекологической,
из нетканых материалов,
одноразовый стерильный «Пелигрин»

Состав:

-простыня малая	-2шт
-головной убор (типа «Берет») для пациента	-1шт
-бахилы для пациента(высокие и низкие)	-1пара
-пеленка впитывающая	-1шт
-зеркало гинекологическое полимерное по Куско №2	-1шт
-зонд урогенитальный универсальный	-1шт
-шпатель гинекологический для взятия мазка двусторонний полимерный	-1шт
-ложка Фолькмана полимерная	-1шт
-перчатки латексные смотровые	-1шт
-зонд урогенитальный Пайпеля	-1шт
-зонд урогенитальный комбинированный	-1шт
-цитощетка	-1шт

СТЕРИЛЬНО

STERILE R

НЕТОКСИЧНО



Порядок использования:

Вскрыть групповую упаковку, проверив герметичность упаковки, в стерильную зону изделия вносить с учетом правил асептики. Не допускается применение в случае нарушения целостности упаковки.

ТУ 9398-003-84005787-2008

РУ №ФСР 2009/04085 от 12.12.2014

Партия №НС1018

Дата изготовления: октябрь 2018г Годен до: октябрь 2022г

ООО «Пелигрин Матен» адрес: Россия, 117574 г. Москва, пр-д Одоевского д3 кор7,эт.1,
пом. II, оф.97

т. (499)322-01-77 www.peligrin.ru

Простыня защитная малая
70x80см, пл.25 г/м2



Шапочка-берет

Бахилы для пациента
высокие, пл.25г/м2

Пеленка впитывающая
60x40см

Зеркало гинекологическое полимерное по Куско №2



Ложка Фолькмана

**Шпатель гинекологический
для взятия мазка
двухсторонний
полимерный.**


Зонд урогениальный универсальный



Зонд уrogenитальный Пайпеля

Зонд урогенитальный комбинированный





Цитощетка



Перчатки латексные
смотровые

194
и сиреневых
и фиолетовых



Утверждаю
Генеральный директор

ООО «ПелигринМатен»

Прокопеня А.М.

« 4 » сентября 2019г.



Фотографические изображения.

Маркировка.

Набор изделий смотровой гинекологический, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный, «Пелигрин» по ТУ 9398-003-84005787-2008
Производства: ООО "Пелигрин Матен" РФ, 117574, г. Москва, проезд Одоевского, дом 3, корпус 7, эт. 1, пом. II, оф. 97

2019г.



Набор изделий смотровой гинекологической
из нетканых материалов
одноразовый стерильный «Пелигрин»
по ТУ 9398-003-84005787-2008

Набор №2

Состав:

-простыни малая 70x80см, пл. 25г/м2	-1шт
-простыни малая 70x80 см, ламинат	-1шт
-головной убор (тип «Берет») для пациента	-1шт
-бахилы для пациента высокие, пл. 25г/м2	-1 пара
-пеленка впитывающая 60x40см (РУ ФСЗ 2008/01217)	-1шт
-зеркало гинекологическое полимерное по Куско №2 (РУ ФСР 2010/07047)	-1шт
-дожка Фолькмана полимерная (РУ ФСР 2010/07047)	-1 шт.
-зонд уретеральный универсальный (РУ ФСР 2010/07047)	-1шт
-шпатель гинекологический для взятия мазка двухсторонний полимерный (РУ ФСР 2010/07047)	-1шт
-перчатки латексные смотровые (РУ ФСЗ 2010/07368)	-1 пара
-зонд уретеральный Пайпеля (РУ ФСР 2010/07047)	-1шт
-зонд уретеральный комбинированный (РУ ФСР 2010/07047)	-1шт
-антисептик (РУ ФСР 2010/07047)	-1шт

STERILE R

СТЕРИЛЬНО

нетоксично



Не допускается применение в случае нарушения целостности упаковки.

ТУ-9398-003-84005787-2008


№ФСР 2009/04085 от 12.12.2014г

Партия №НС 0918


Дата изготовления: сентябрь 2018 г. Годен до: сентябрь 2022г

ООО «Пелигрин Материал», адрес: 117574 г. Москва, пр-д Одоевского д3 кор7, эт.1,
пом. II, оф.97

т. (499)322-01-77 www.petigrin.ru



Простыня малая, 70x80 см, пл. 25 г/м2




Простыня малая, 70x80 см, пл. 25 г/м2, ламинат




Головной убор (типа «Берет») для пациента



Бахилы для пациента высокие, пл. 25 г/м2



Пеленка впитывающая 60x40 см



Зеркало гинекологическое полимерное по Куско №2



Ложка Фолькмана полимерная

Зонд урогенитальный универсальный



Шпатель гинекологический для взятия мазка двухсторонний полимерный



Перчатки латексные смотровые

Зонд урогенитальный Пайпеля



Зонд урогенитальный комбинированный

Цитощетка



Принято
и исполнено
15.11