



Пронито пронумеровано скреплено
печатью на 10) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

«07» ноября 2018 г.




Образцы маркировки медицинского изделия

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра» набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018

Внешняя маркировка
Комплект 3 на 96 определений однокомпонентный состав:

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01 факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018 комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 1 шт |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 фл |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «РК-2» – раствор конъюгата №2 | 1 фл. |
| 8. «РХ» – раствор хромогена | 1 фл. |
| 9. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фл. |
| 10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 11. Защитная пленка для микропланшетов | 2 шт. |
| 12. Ванночка для реагентов | 2 шт |
| 13. Наконечник полимерный одноразовый с дозатором пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 16 шт |
| 14. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Для клинической лабораторной диагностики


Боковая сторона:

REF XX-XX LOT XXXXX XXXX.XX
Замораживание не допускается XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

РУ № XXXXXX 4 606816 003820
ТУ 21.20.23-064-26329720-2018

Лицевая сторона:



Россия 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018 комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам p24 ВИЧ-1 и p27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 1 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «Кг-1» – конъюгат №1 | 1 фл. |
| 7. «РРК-1» – раствор для разведения конъюгата №1 | 1 фл. |
| 8. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 9. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 1 фл. |
| 10. «БРС» – буферный раствор субстрата | 1 фл. |
| 11. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 12. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фл. |
| 13. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 14. Защитная пленка для микропланшетов | 2 шт. |
| 15. Ванночка для реагентов | 2 шт. |
| 16. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 16 шт. |
| 17. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX		LOT XXXXX		XXXX.XX
Замораживание не допускается				XXXX.XX
"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"				
ПУ № XXXXXX				
ТУ 21.20.23-064-26329720-2018			4 606816 003820	

Лицевая сторона:



Россия 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам p24 ВИЧ-1 и p27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 1 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 8. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 1 фл. |
| 9. «БРС» – буферный раствор субстрата | 1 фл. |
| 10. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 11. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фл. |
| 12. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 13. Защитная пленка для микропланшетов | 2 шт. |
| 14. Ванночка для реагентов | 2 шт. |
| 15. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 16 шт. |
| 16. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX



LOT XXXXX



XXXX.XX

Замораживание не допускается



XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

РУ № XXXXXX



ТУ 21.20.23-064-26329720-2018



4 606816 003820

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018

комплект 3



Состав набора

- | | |
|---|-------------|
| 1. «Иммунсорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 2 шт |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 4 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 2 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «РК-2» – раствор конъюгата №2 | 2 фл. |
| 8. «РХ» – раствор хромогена | 2 фл. |
| 9. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 11. Защитная пленка для микропланшетов | 4 шт. |
| 12. Ванночка для реагентов | 4 шт |
| 13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 32 шт. |
| 14. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX LOT XXXXX XXXX.XX

Замораживание не допускается

XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"


РУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-064-26329720-2018



4 606816 003837

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 2 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 4 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 2 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «Кг-1» – конъюгат №1 | 1 фл. |
| 7. «РРК-1» – раствор для разведения конъюгата №1 | 1 фл. |
| 8. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 9. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 2 фл. |
| 10. «БРС» – буферный раствор субстрата | 2 фл. |
| 11. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 12. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 13. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 14. Защитная пленка для микропланшетов | 4 шт. |
| 15. Ванночка для реагентов | 4 шт. |
| 16. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 32 шт. |
| 17. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX

LOT XXXXX

XXXX.XX

Замораживание не допускается

XXXX.XX**"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"**

РУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-064-26329720-2018

4 606816 003837

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 «Медико-биологический союз» продаж. тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
 антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
 (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы О, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 2 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 4 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 2 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «КГ-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 8. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 2 фл. |
| 9. «БРС» – буферный раствор субстрата | 2 фл. |
| 10. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 11. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 12. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 13. Защитная пленка для микропланшетов | 4 шт. |
| 14. Ванночка для реагентов | 4 шт. |
| 15. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 32 шт. |
| 16. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX



LOT XXXXX



XXXX.XX

Замораживание не допускается



XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"


РУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-064-26329720-2018



4 606816 003837

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|--------------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы О, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 5 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 или 10 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «РК-2» – раствор конъюгата №2 | 2 фл. |
| 8. «РХ» – раствор хромогена | 2 фл. |
| 9. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 11. Защитная пленка для микропланшетов | 10 шт. |
| 12. Ванночка для реагентов | 10 шт. |
| 13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пилеточным от 0,5 до 250 мкл | 80 шт. |
| 14. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX



LOT XXXXX



XXXX.XX

Замораживание не допускается



XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"


РУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-064-26329720-2018



4 606816 003844

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|---|--------------------|
| 1. «Иммунсорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам p24 ВИЧ-1 и p27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 5 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 или 10 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «Кг-1» – конъюгат №1 | 1 фл. |
| 7. «РРК-1» – раствор для разведения конъюгата №1 | 1 фл. |
| 8. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 9. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 2 фл. |
| 10. «БРС» – буферный раствор субстрата | 2 фл. |
| 11. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 12. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 13. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 14. Защитная пленка для микропланшетов | 10 шт. |
| 15. Ванночка для реагентов | 10 шт. |
| 16. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 80 шт. |
| 17. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF	XX-XX		LOT	XXXXX		XXXX.XX
Замораживание не допускается					XXXX.XX	
"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"						
РУ № XXXXXX						
ТУ 21.20.23-064-26329720-2018					4 606816 003844	

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-064-26329720-2018 комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|--------------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группу О, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 5 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 или 10 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «РК-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 8. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 2 фл. |
| 9. «БРС» – буферный раствор субстрата | 2 фл. |
| 10. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 11. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 12. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 13. Защитная пленка для микропланшетов | 10 шт. |
| 14. Ванночка для реагентов | 10 шт. |
| 15. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 80 шт. |
| 16. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX

LOT XXXXX

XXXX.XX

Замораживание не допускается

XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

РУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-064-26329720-2018

Внутренняя маркировка

Комплект 3 на 96 определений

ООО "Медико-биологический Союз"

Иммуносорбент

планшет разборный с сорбированной смесью рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003455

IVD

Σ 96

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

ФСБ-Т(x25)

LOT XXXXX 50,0 мл
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-1 8,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-2 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РХ 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АТ 2,0 мл
инaktivированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ 2,0 мл
инaktivированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РДР-О 6,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-1 (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-2 (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

ТМБ (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

К- 3,0 мл
инaktivированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ V = X,XXX
инaktivированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент 10,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-1 8,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-2 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

БРС 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ИЛИ

И

И

И

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ООО "Медико-биологический Союз"

Иммуносорбент

планшет разборный с сорбированной смесью рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD



4 606816 003455

IVD











2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

ФСБ-Т(х25)

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

50,0 мл



4 606816 003592

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-1

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

16,0 мл



4 606816 003523

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-2

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

20,0 мл



4 606816 003554

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РХ

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

20,0 мл



4 606816 003585

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АТ

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

3,0 мл



4 606816 003462

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

3,0 мл



4 606816 003479

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РДР-О

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

12,0 мл



4 606816 003493

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-1 (хХ)

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

х,х мл



4 606816 003509

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-2 (хХ)

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

х,х мл



4 606816 003530

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

ТМБ (хХ)

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

х,х мл



4 606816 003578

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

К-

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

3,0 мл



4 606816 003486

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

V = х,ххх



4 606816 003479

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

20,0 мл



4 606816 003608

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-1

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

16,0 мл



4 606816 003516

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-2

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

20,0 мл



4 606816 003547

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"


БРС

LOT XXXXX

XXXX.XX

IVD

20,0 мл



4 606816 003561

IVD



2°C 8°C

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ИЛИ

И

И

И

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ООО "Медико-биологический Союз"

Иммунсорбент

планшет разборный с сорбированной смесью рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену p24 ВИЧ-1

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003455

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

K+АТ
инактивированный

10,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003462

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

K-
инактивированный

15,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003486

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

K+АГ
инактивированный

10,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003479

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

K+АГ
инактивированный

V = X,XXX

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003479

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РДР-О

30,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003493

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент

50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003608

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

ФСБ-Т(х25)

125,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003522

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-1 (хХ)

Х,Х мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003509

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-1

40,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003516

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-2

50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003554

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-2 (хХ)

Х,Х мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003530

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-2

50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003547

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

РХ

50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003585

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

ТМБ (хХ)

Х,Х мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003578

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ООО "Медико-биологический Союз"

БРС

50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX


4 606816 003561

IVD



"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра"

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

И

ИЛИ

И


ИЛИ

И



 ООО «Медико-биологический Союз»
Россия, 630090, г. Новосибирск
Ул. Инженерная, 16
Тел.: (383) 363-77-01
E-mail: info@mbu.ru
www.mbu.ru

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ-Ультра»



LOT XXXX
 XXXX.XX
 XXXX.XX

Срочный груз

Не бросать

Замораживание не допускается

Число потребительских упаковок в транспортной таре: XX шт.
Масса нетто транспортной тары: X,XX кг
Масса брутто транспортной тары: X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки: X,XX кг



Прочито, пронумеровано, скреплено
печатью на () листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев