



















«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2019 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного определения концентрации
цистатина С в сыворотке крови
(Цистатин С-ИФА-БЕСТ)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Цистатин С-ИФА-БЕСТ»

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к цистатину С	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Контрольный образец	

Наименование компонента	Этикетка
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина плюс (раствор ТМБ плюс)	
Стоп-реагент	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	
Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	
Ванночки для реагентов	

2. Образцы этикеток на коробке набора "Цистатин С-ИФА-БЕСТ"

2.1. Верхняя этикетка.

набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации цистатина С в сыворотке крови	
Цистатин С-ИФА-БЕСТ	
Состав:	
1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к цистатину С	1 шт.
2. Калибровочные образцы	6 пр. по 200 мкл
3. Контрольный образец	1 пр., 200 мкл
4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл., 10,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл., 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фл., 13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл
10. Планшеты разборные для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
13. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.
14. Ванночки для реагентов	2 шт.

2.2. Боковая этикетка № 1.

LOT	XXXX XXXX-XX-XX
Цистатин С-ИФА-БЕСТ	
ТУ 21.20.23-018-23548172-2018 РУ №	IVD 2 ⁺ 37°C
Контрольный образец инактивирован Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют	

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО "Вектор-Бест"
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru


Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников
«04» июля

2019 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"




А.В. Масаго

2019 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ”
 серия 1


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ” №1
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”
М.Д. Хусаинов
2019 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“19.02” 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Цистатин С-ИФА-БЕСТ" № 4
серия 1


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"19" 07/ 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.





набор реагентов
для иммуноферментного определения
концентрации цистатина С
в сыворотке крови


Цистатин С-ИФА-БЕСТ

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к цистатину С	1 шт.
2. Калибровочные образцы	6 пр. по 200 мкл
3. Контрольный образец	1 пр. 200 мкл
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фл. 13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
10. Планшеты разборные для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
13. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.
14. Ванночки для реагентов	2 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Цистатин С-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" _____ М.Д. Хусаинов
"19" 07/ 2019 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"




А.В. Масяго
2019 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ”
 серия 2


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ” №1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Цистатин С-ИФА-БЕСТ" № 4
серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Цистатин С-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.





набор реагентов
для иммуноферментного определения
концентрации цистатина С
в сыворотке крови

Цистатин С-ИФА-БЕСТ

СОСТАВ:


- | | |
|---|------------------|
| 1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к цистатину С | 1 шт. |
| 2. Калибровочные образцы | 6 пр. по 200 мкл |
| 3. Контрольный образец | 1 пр. 200 мкл |
| 4. Конъюгат | 1 фла. 13,0 мл |
| 5. Раствор для разведения сывороток | 1 фла. 12,0 мл |
| 6. Раствор для предварительного разведения сывороток | 1 фла. 10,0 мл |
| 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фла. 28,0 мл |
| 8. Раствор тетраметилбензидина плюс | 1 фла. 13,0 мл |
| 9. Стоп-реагент | 1 фла. 12,0 мл |
| 10. Планшеты разборные для предварительного разведения исследуемых образцов | 2 шт. |
| 11. Пленки для заклеивания планшета | 2 шт. |
| 12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл | 16 шт. |
| 13. Трафарет для построения калибровочного графика | 1 шт. |
| 14. Ванночки для реагентов | 2 шт. |

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Цистатин С-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



М.Д. Хусаинов
2019 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест» _____ А.В. Масыго
« 07 _____ 2019 г.

