

 Изготовитель ООО "ФАКТОР-МЕД" Москва, Россия

**НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ
ГЕПАТИТА С В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ)
ИЛИ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ**

ИХА-анти-ВГС-ФАКТОР

Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" 125080, Россия, г. Москва, пр-д Ботанический д. 3а, тел: (495) 607-0234, 607-0235, e-mail: info@factor-med.ru, www.factor-med.ru

Данный набор реактивов предназначен для выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) или цельной крови.

ИХА-анти-ВГС-ФАКТОР

Способ применения:

1. Вскрыть пакет и достать планшет.
2. Планшет начинать использовать сразу после вскрытия пакета. Вскрытый планшет хранить при комнатной температуре (18-25°C).
3. Набрать в каплю для анализа (каплюшка) 10-15 мкл сыворотки, плазмы или цельной крови и удерживать ее вертикально, пока в капле не образуется прозрачная корочка (около 1 минута).
4. В 1 мл раствора добавить 2-4 капли (100-140 мкл) раствора для выявления антител к вирусу гепатита С (10 минут) и оставить планшет вертикально еще 10-15 минут.

Хранить в сухом месте при температуре 2-30°C.

Серия №: 4 607024 560189

Годен до:

**САЛФЕТКА
ПРЯЖЕНАЯ
ВИПС-МЕД**



ОДНОРАЗОВАЯ
Размер 30 x 50 мм
Срок годности 3 года

4607024560189



СТЕКЛЯННЫЙ
ВИПС-МЕД

4607024560189-2003

Изготовитель:
ООО "ФАКТОР-МЕД"

