


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РУМЭКС Медикал»
Макарова Н.В.


«10» _____ 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонометр офтальмологический бесконтактный TonoCare




Рисунок 1 – Тонومتر офтальмологический бесконтактный ТопоСаре




Рисунок 2 – Ручной блок с предварительно установленной аккумуляторной батареей.



Рисунок 3 – Установочная станция для обеспечения печати, экспорта данных и функций зарядки устройства.




Рисунок 4 – Металлическая пластина для настенного монтажа с 4 винтами и 4 роллагами (при необходимости).



Рисунок 5 – Блок питания для непосредственной зарядки ручного блока (во время транспортировки) или посредством установочной станции.



Рисунок 6 – Рулон термографической бумаги (при необходимости).



Рисунок 7 – Подлобник регулируемой высоты.



Рисунок 8 – USB-кабель с целью экспорта данных (при необходимости).




Рисунок 9 – Кабель питания.



Рисунок 10 – Комплект из 4 вилок под различные типы розеток (при необходимости).

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРИМЕНЕНІЮ

Тонометр офтальмологический бесконтактный ТопоСage

Рисунок 11 – Руководство по эксплуатации.

Прошито, пронумеровано


1218686821 лист (а/ов)
Скреплено печатью.


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
МАКАРОВА Н.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонометр офтальмологический бесконтактный TonoCare







Генеральный директор



Макарова Н.В.

Закон