

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «БЕЛАЯ РЕКА»

А. А. Сайфуллин

«28» сентября 2018 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

X.000.02.РЭ

**«Белье медицинское одноразовое нестерильное, в наборах по ТУ
14.12.30-001-32048698-2017»**

Производства: ООО «БЕЛАЯ РЕКА», Россия.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Состав медицинского изделия	3
3. Производитель медицинского изделия	10
4. Назначение медицинского изделия	10
5. Показания	10
6. Противопоказания	10
7. Возможные побочные действия	10
8. Общее описание медицинского изделия	10
9. Технические характеристики	11
10. Функциональные возможности изделия	30
11. Стерильность, методы стерилизации	30
12. Применение изделия	30
12.1 Способ применения	30
12.2 Правила применения. Меры предосторожности	30
12.3 По окончании применения	31
13. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия	31
14. Условия применения	31
15. Утилизация. Требования к охране окружающей среды	31
16. Комплектность поставки	31
17. Упаковка медицинского изделия	32
18. Условия транспортировки и хранения медицинского изделия, срок годности	32
19. Маркировка медицинского изделия	33
20. Рекламация	34
21. Гарантии изготовителя	35
22. Гарантийные обязательства и сведения о регистрации	35
23. Свидетельство о приемке	35
24. Свидетельство об упаковывании	36
25. Гарантийный талон	36
Приложение А	37
Приложение Б	115

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

1. Наименование медицинского изделия

Белье медицинское одноразовое нестерильное, в наборах по ТУ 14.12.30-001-32048698-2017.

(Далее по тексту – белье, белье медицинское, медицинское изделие, изделие).

2. Состав медицинского изделия

Белье медицинское одноразовое нестерильное, в наборах по ТУ 14.12.30-001-32048698-2017, варианты исполнения:

I. Набор №1, в составе:

1. Маска медицинская двухслойная на резинках / на завязках (длина х ширина в см (17,5 х 9,5); (19,5 х 7,5)), различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Шапочка медицинская – «Колпак» на завязках / на липучке (размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Халат медицинский, рукав – на резинке / на манжете / на завязках, ворот – завязки / липучки / кнопки, застежка сзади, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
4. Бахилы медицинские высокие на завязках / с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

II. Набор №2, в составе:

1. Маска медицинская трехслойная на резинках / на завязках (длина х ширина в см (17,5 х 9,5); (19,5 х 7,5)), различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Шапочка – берет медицинская «Шарлотта» (размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Халат медицинский процедурный, рукав - на резинке / на манжете / на завязках, завязка сзади, размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
4. Бахилы медицинские средней высоты на завязках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

III. Набор №3, в составе:

1. Халат медицинский с ламинированной рабочей поверхностью (перед и рукава), рукав - на резинке / на манжете / на завязках, ворот - завязки / липучки / кнопки, застежка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

сзади, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);

2. Бахилы медицинские высокие с ламинированной подошвой, на завязках / с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Простыня медицинская ламинированная, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

IV. Набор №4, в составе:

1. Костюм медицинский (рубашка и брюки), рукав - на манжете / на завязках / на резинке, брюки - на резинке / на завязках, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Бахилы медицинские высокие с двойной подошвой на завязках / с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

V. Набор №5, в составе:

1. Костюм медицинский (рубашка и брюки), рукав короткий, брюки - на резинке / на завязках, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Бахилы медицинские средней высоты с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Наручники медицинские, на манжете / на резинке / на завязках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

VI. Набор №6, в составе:

1. Рубашка для пациента, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62; различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Бахилы медицинские низкие на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

3. Простыня медицинская, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
4. Салфетка медицинская, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

VII. Набор №7, в составе:

1. Халат медицинский смотровой, рукав - на резинке / на манжете / на завязках, застежка впереди - липучка / кнопка / завязка, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Бахилы медицинские средней высоты с двойной подошвой, на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (белый, голубой, зеленый).

VIII. Набор №8, в составе:

1. Халат медицинский смотровой с ламинированной рабочей поверхностью (перед и рукава), рукав - на резинке / на манжете / на завязках, застежка впереди - липучка / кнопка / завязка, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Бахилы медицинские высокие с ламинированной двойной подошвой, на завязках / с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

IX. Набор №9, в составе:

1. Халат медицинский процедурный, рукав короткий, завязка сзади, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

2. Бахилы медицинские низкие с двойной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

Х. Набор №10, в составе:

1. Брюки процедурные для пациента, с отверстием, на резинке / на завязках, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Бахилы медицинские средней высоты с ламинированной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Простыня медицинская с карманом, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

ХI. Набор №11, в составе:

1. Трусы для колонотерапии с отверстием, на резинке / на завязках, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Простыня медицинская с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Чехол медицинский для ног, на завязках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

ХII. Набор №12, в составе:

1. Накладка медицинская для пациента, на завязках / на липучке / на кнопках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый);

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

2. Бахилы медицинские полиэтиленовые, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, различных цветов (синий, зеленый, желтый, коричневый, красный);
3. Салфетка медицинская ламинированная, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

XIII. Набор №13, в составе:

1. Фартук медицинский ламинированный, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Бахилы медицинские низкие с ламинированной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Наручники медицинские ламинированные, на манжете / на резинке / на завязках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
4. Простыня медицинская ламинированная с карманом, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

XIV. Набор №14, в составе:

1. Фартук медицинский, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Бахилы медицинские низкие с ламинированной двойной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

3. Комбинезон медицинский защитный с капюшоном, застежка впереди – на липучке, размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);

XV. Набор №15, в составе:

1. Чехол медицинский на матрас, ламинированный, на резинке, размеры: 1, 2, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Простыня медицинская ламинированная с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Салфетка медицинская ламинированная с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

XVI. Набор №16, в составе:

1. Чехол медицинский на матрас, на резинке, размеры: 1, 2, различных цветов (голубой, белый, зеленый).
2. Простыня медицинская, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый).
3. Салфетка медицинская с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

XVII. Набор №17, в составе:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

1. Комбинезон медицинский ламинированный защитный с капюшоном, застежка впереди - на липучке, размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Простыня медицинская П-образная ламинированная с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
3. Бахилы медицинские средней высоты с ламинированной двойной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый);

XVIII. Набор №18, в составе:

1. Простыня медицинская в рулоне, с перфорацией, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Салфетка медицинская в рулоне, с перфорацией, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

IX. Набор №19, в составе:

1. Простыня медицинская ламинированная в рулоне, с перфорацией, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый);
2. Салфетка медицинская ламинированная в рулоне, с перфорацией, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

3. Производитель медицинского изделия

Официальный производитель: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛАЯ РЕКА» (ООО «БЕЛАЯ РЕКА»).

Юридический адрес: 453480 Россия, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Чкалова, д.5.

Адрес производства: 453480, Россия, Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 161А

4. Назначение медицинского изделия

Используется при осмотре пациента, проведении медицинских процедур и нахождении в условиях лечебного учреждения.

5. Показания

Используется при осмотре пациента, проведении медицинских процедур и нахождении в условиях лечебного учреждения.

6. Противопоказания

Нет.

7. Возможные побочные действия

Нет.

8. Общее описание медицинского изделия

Белье медицинское представляет собой изделия одноразового применения: маски, папочки, халаты, костюмы, бахилы разной высоты, чехлы для ног, брюки, трусы, накидки, фартуки, нарукавники, простыни, салфетки, чехлы на матрас, рубашки для роженицы, комбинезоны (См. п.2 «Состав медицинского изделия»), изготовленные из нетканого материала вариантов исполнений:

- СС: спандбонд;
- СМС: спандбон-мелтблаун-спандбонд;
- СММС: спандбонд-мелтблаун-мелтблаун-спандбонд;
- Лам.: ламинированный материал (полиэтилен).

(В исполнениях: Лам СС – ламинированный спандбонд; Лам СМС - ламинированный спандбон-мелтблаун-спандбонд; Лам СММС - ламинированный спандбонд-мелтблаун-мелтблаун-спандбонд);

- Б: бумажный материал;
- БЛ: бумажно-ламинированный материал;
- ПЭ: Полиэтилен.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

цветов: голубой, белый, зеленый. Для изделия: Бахилы медицинские полиэтиленовые, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, различных цветов (синий, зеленый, желтый, коричневый, красный), должен использоваться материал изготовления: полиэтилен (ПЭ), варианты исполнения цветов: синий, зеленый, желтый, коричневый, красный. По плотности изделие должно соответствовать приложению В в ТУ, приложении А руководства по эксплуатации.

Принцип действия

Принцип действия медицинского изделия основан на свойствах материала изготовления изделия.

9. Технические характеристики

Белье медицинское соответствует требованиям ГОСТ EN 13795-1-2011 и ГОСТ 23134-78.

Размеры белья медицинского соответствуют значениям, приведённым в таблице 1, 1.1, 1.2:

Таблица 1. Основные размеры изделий (1)

№ пп	Наименование изделия	Размер	Длина рука ва, см., Г	Ворот, см	Ширина спины, см (В)	Длина, см (А)	Обхват груди, см (Б)	Обхват бедер, см
1	Халат медицинский процедурный	44-46	67±1	26±1	48±1	100-160	96±1	-
		48-50	67±1	27±1	50±1	100-160	100±1	-
		52-54	68±1	28±1	52±1	100-160	106±1	-
		56-58	69±1	29±1	54±1	100-160	108±1	-
2	Халат медицинский процедурный, рукав короткий	44-46	22±1	26±1	48±1	100-160	96±1	-
		48-50	22±1	27±1	50±1	100-160	100±1	-
		52-54	23±1	28±1	52±1	100-160	106±1	-
		56-58	24±1	29±1	54±1	100-160	108±1	-
3	Халат медицинский	44-46	67±1	26±1	48±1	100-160	96±1	-
		48-50	67±1	27±1	50±1	100-160	100±1	-
		52-54	68±1	28±1	52±1	100-160	106±1	-
		56-58	69±1	29±1	54±1	100-160	108±1	-
	Халат медицинский	44-46	67±1	26±1	48±1	100-160	96±1	-
		48-50	67±1	27±1	50±1	100-160	100±1	-

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

4	с ламинирован ной рабочей поверхность ю	52-54	68±1	28±1	52±1	100-160	106±1	-
		56-58	69±1	29±1	54±1	100-160	108±1	-
5	Халат медицинский смотровой	44-46	67±1	26±1	48±1	100-160	96±1	-
		48-50	67±1	27±1	50±1	100-160	100±1	-
		52-54	68±1	28±1	52±1	100-160	106±1	-
		56-58	69±1	29±1	54±1	100-160	108±1	-
6	Халат медицинский смотровой с ламинирован ной рабочей поверхность ю	44-46	67±1	26±1	48±1	100-160	96±1	-
		48-50	67±1	27±1	50±1	100-160	100±1	-
		52-54	68±1	28±1	52±1	100-160	106±1	-
		56-58	69±1	29±1	54±1	100-160	108±1	-
7	Рубашка для пациента.	44-46	-	-	72±1	100-160	144±1	144±1
		48-50	-	-	74±1	100-160	148±1	148±1
		52-54	-	-	76±1	100-160	152±1	152±1
		56-58	-	-	78±1	100-160	156±1	156±1
		60-62	-	-	80±1	100-160	158±1	158±1
8	Комбинезон медицинский защитный с капюшоном	44-46	74±1	-	70±1	178±1	140±1	140±1
		48-50	75±1	-	72±1	182±1	144±1	144±1
		52-54	76±1	-	74±1	186±1	148±1	148±1
		56-58	77±1	-	76±1	190±1	152±1	152±1
9	Комбинезон медицинский ламинирован ный защитный с капюшоном	44-46	74±1	-	70±1	178±1	140±1	140±1
		48-50	75±1	-	72±1	182±1	144±1	144±1
		52-54	76±1	-	74±1	186±1	148±1	148±1
		56-58	77±1	-	76±1	190±1	152±1	152±1
10	Костюм медицинский (Рубашка)	44-46	66±1	26±1	69±1	73±1	138±1	-
		48-50	67±1	27±1	71±1	77±1	142±1	-
		52-54	68±1	28±1	73±1	81±1	146±1	-
		56-58	69±1	29±1	75±1	85±1	150±1	-
11	Костюм медицинский (Брюки)	44-46	-	-	-	113±1	-	106±1
		48-50	-	-	-	117±1	-	116±1
		52-54	-	-	-	121±1	-	126±1
		56-58	-	-	-	125±1	-	136±1
	Брюки процедурные	44-46	-	-	-	113±1	-	106±1
		48-50	-	-	-	117±1	-	116±1

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

12	для пациента, с отверстием	52-54	-	-	-	121±1	-	126±1
		56-58	-	-	-	125±1	-	136±1
13	Трусы для колонотерапии и с отверстием	44-46	-	-	-	78±1	-	106±1
		48-50	-	-	-	82±1	-	116±1
		52-54	-	-	-	86±1	-	126±1
		56-58	-	-	-	90±1	-	136±1

Таблица 1.1. (а) Размеры масок:

№ пп	Наименование изделия	Размеры (см) (Допустимое отклонение ±1 см)	
		длина	ширина
1	Маска медицинская двухслойная	17,5 x 9,5	19,5 x 7,5
2	Маска медицинская трехслойная на резинках	17,5 x 9,5	19,5 x 7,5

Размеры шапочек:

Таблица 1.1. (б)

Шапочка медицинская – «Колпак» на завязках / на липучке

(размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), различных цветов (голубой, белый, зеленый):

Размер	Высота стенки колпака спереди, см. (2)	Длина доньшка, см (4)	Длина внутренней окружности, см (1)
1	16±1	18±1	57±1
2	18±1	18±1	57±1
3	20±1	18±1	57±1
4	22±1	18±1	57±1
5	24±1	18±1	57±1

Таблица 1.1. (б1) Шапочка медицинская – «Колпак» на завязках / на липучке (размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), различных цветов (голубой, белый, зеленый):

Размер	Высота стенки колпака спереди, см. (2)	Длина доньшка, см (4)	Длина внутренней окружности, см (1)
6	16±1	21±1	57±1
7	18±1	21±1	57±1

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

8	20±1	21±1	57±1
9	22±1	21±1	57±1
10	24±1	21±1	57±1

Таблица 1.1. (б2)

Шапочка – берет медицинская «Шарлотта» (размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), различных цветов (голубой, белый, зеленый)

Размер	Диаметр, см. (А)	Длина резинки, см (Б)
1	25±1,5	21±1
2	30±1,5	26±1
3	35±1,5	31±1
4	40±1,5	36±1
5	45±1,5	41±1
6	50±1,5	46±1
7	55±1,5	51±1

Таблица 1.1. (в) Бахилы медицинские средней высоты

Размер	Высота, см (Б)	Длина следа, см (А)
1	20±1	25±1
2	20±1	28±1
3	20±1	31±1
4	20±1	34±1
5	30±1	25±1
6	30±1	28±1
7	30±1	31±1
8	30±1	34±1
9	40±1	25±1
10	40±1	28±1
11	40±1	31±1
12	40±1	34±1

Таблица 1.1. (в1) Бахилы медицинские высокие

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Размер	Высота, см (Б)	Длина следа, см (А)
1	40±1	25±1
2	40±1	28±1
3	40±1	31±1
4	40±1	34±1
5	50±1	25±1
6	50±1	28±1
7	50±1	31±1
8	50±1	34±1
9	60±1	25±1
10	60±1	28±1
11	60±1	31±1
12	60±1	34±1

Таблица 1.1. (в2) Бахилы медицинские низкие

Размер	Высота, см (Б)	Длина следа, см (А)
1	12±1	25±1
2		28±1
3		31±1
4		34±1
5	14±1	25±1
6		28±1
7		31±1
8		34±1
Размер	Высота, см (Б)	Длина следа, см (А)
9	16±1	25±1
10		28±1
11		31±1
12		34±1

Таблица 1.1. (в3) Бахилы медицинские полиэтиленовые

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Размер	Высота, см (Б)	Длина следа, см (А)
1	8±1	25±1
2		28±1
3		31±1
4		34±1
5	10±1	25±1
6		28±1
7		31±1
8		34±1
9	12±1	25±1
10		28±1
11		31±1
12		34±1
13	15±1	25±1
14		28±1
15		31±1
16		34±1

Таблица 1.1. (г) Чехол медицинский для ног

Размер	Высота, см (Б)	Длина следа, см (А)
1	45±1	25±1
2		28±1
3		31±1
4		34±1
5	55±1	25±1
6		28±1
7		31±1
8		34±1
9	65±1	25±1
10		28±1
11		31±1
12		34±1
13	80±1	25±1
14		28±1
15		31±1
16		34±1

Таблица 1.1. (д) Накидка медицинская для пациента

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Размер	Длина, см (А)	Ширина, см (Б)
1	90±1	90±1
2		110±1
3		130±1
4		160±1
5	120±1	90±1
6		110±1
7		130±1
8		160±1
9	160±1	90±1
10		110±1
11		130±1
12		160±1

Таблица 1.1. (е) Фартук медицинский, Фартук медицинский ламинированный

Размер	Длина, см (А)	Ширина, см (Б)	Размер	Длина, см (А)	Ширина, см (Б)
1	85±1	65±1	17	105±1	65±1
2		75±1	18		75±1
3		85±1	19		85±1
4		95±1	20		95±1
5		105±1	21		105±1
6		115±1	22		115±1
7		125±1	23		125±1
8		130±1	24		130±1
9	95±1	65±1	25	115±1	65±1
10		75±1	26		75±1
11		85±1	27		85±1
12		95±1	28		95±1
13		105±1	29		105±1
14		115±1	30		115±1
15		125±1	31		125±1
16		130±1	32		130±1

Таблица 1.1. (е) Фартук медицинский, Фартук медицинский ламинированный

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Размер	Длина, см (А)	Ширина, см (Б)	Размер	Длина, см (А)	Ширина, см (Б)
33	125±1	65±1	49	150±1	65±1
34		75±1	50		75±1
35		85±1	51		85±1
36		95±1	52		95±1
37		105±1	53		105±1
38		115±1	54		115±1
39		125±1	55		125±1
40		130±1	56		130±1
41	135±1	65±1			
42		75±1			
43		85±1			
44		95±1			
45		105±1			
46		115±1			
47		125±1			
48		130±1			

Таблица 1.1. (ж) Наручники медицинские, Наручники медицинские ламинированные

Размер	Длина, см (А)	Ширина по верхнему срезу, см (Б)	Ширина по нижнему срезу, см (В)
1	23±1,5	15±1,5	10±1
2		21±1,5	12±1
3		24±1,5	15±1
4	26±1,5	15±1,5	10±1
5		21±1,5	12±1
6		24±1,5	15±1
7	30±1,5	15±1,5	10±1
8		21±1,5	12±1
9		24±1,5	15±1
10	34±1,5	15±1,5	10±1
11		21±1,5	12±1
12		24±1,5	15±1
13	37±1,5	15±1,5	10±1
14		21±1,5	12±1
15		24±1,5	15±1
16	40±1,5	15±1,5	10±1
17		21±1,5	12±1

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

18		24±1,5	15±1
19	43 ±1,5	15±1,5	10±1
20		21±1,5	12±1
21		24±1,5	15±1
22	46±1,5	15±1,5	10±1
23		21±1,5	12±1
24		24±1,5	15±1
25	49±1,5	15±1,5	10±1
26		21±1,5	12±1
27		24±1,5	15±1

Простыня медицинская, Простыня медицинская ламинированная (Где «Р» - Размер):
Таблица 1.1. (32)

Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)
41	70 ±1	220± 1
42	80 ±1	
43	90 ±1	
44	100 ±1	
45	110 ±1	
46	120 ±1	
47	130 ±1	
48	140 ±1	
49	150 ±1	
50	160 ±1	

Таблица 1.1. (3)

Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)
1	70 ±1	120± 1	11	70 ±1	140 ± 1
2	80 ±1		12	80 ±1	
3	90 ±1		13	90 ±1	
4	100 ±1		14	100 ±1	
5	110 ±1		15	110 ±1	
6	120 ±1		16	120 ±1	
7	130 ±1		17	130 ±1	
8	140 ±1		18	140 ±1	
9	150 ±1		19	150 ±1	
10	160 ±1		20	160 ±1	

Таблица 1.1. (31)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)
21	70 ±1	180± 1	31	70 ±1	200± 1
22	80 ±1		32	80 ±1	
23	90 ±1		33	90 ±1	
24	100 ±1		34	100 ±1	
25	110 ±1		35	110 ±1	
26	120 ±1		36	120 ±1	
27	130 ±1		37	130 ±1	
28	140 ±1		38	140 ±1	
29	150 ±1		39	150 ±1	
30	160 ±1		40	160 ±1	

Простыня медицинская с карманом, Простыня медицинская ламинированная с карманом
(Где «Р» - Размер)

Таблица 1.1. (и)

Р	Ширина, см (Б)	Карман, длина х ширина, см	Длина, см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Карман, длина х ширина, см	Длина, см (А)
1	70 ±1	10 (± 0,5) × 10 (± 0,5)	120± 1	11	70 ±1	10 (± 0,5) × 10 (± 0,5)	140± 1
2	80 ±1			12	80 ±1		
3	90 ±1	15 (± 0,5) × 15 (± 0,5)		13	90 ±1	15 (± 0,5) × 15 (± 0,5)	
4	100 ±1			14	100 ±1		
5	110 ±1			15	110 ±1		
6	120 ±1	20 (± 0,5) × 20 (± 0,5)		16	120 ±1	20 (± 0,5) × 20 (± 0,5)	
7	130 ±1			17	130 ±1		
8	140 ±1			18	140 ±1		
9	150 ±1	30 (± 0,5) × 30 (± 0,5)		19	150 ±1	30 (± 0,5) × 30 (± 0,5)	
10	160 ±1			20	160 ±1		

Таблица 1.1. (и1)

Р	Ширин а, см (Б)	Карма н, длина х ширин а, см	Длин а, см (А)	Р	Ширин а, см (Б)	Карма н, длина х ширин а, см	Длин а, см (А)	Р	Ширин а, см (Б)	Карма н, длина х ширин а, см	Длин а, см (А)
2	70 ±1	10 (± 0,5) x	180± 1	3	70 ±1	10 (± 0,5) x	200±	4	70 ±1	10 (± 0,5) x	220±
1		10 (± 0,5)		1		10 (± 0,5)		1		10 (± 0,5)	
2	80 ±1	15 (± 0,5) x		3	80 ±1	15 (± 0,5) x		4	80 ±1	15 (± 0,5) x	
2		10 (± 0,5)		2		10 (± 0,5)		2		10 (± 0,5)	
3	90 ±1	10 (± 0,5) x		3	90 ±1	10 (± 0,5) x		4	90 ±1	10 (± 0,5) x	
2		15 (± 0,5) x		3		15 (± 0,5) x		3		15 (± 0,5) x	
2	100 ±1			3	100 ±1			4	100 ±1		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

4		15 (± 0,5)		4		15 (± 0,5)	1	4		15 (± 0,5)	1
2				3				4			
5	110 ±1			5	110 ±1			5	110 ±1		
2		20 (± 0,5) x		3		20 (± 0,5) x		4		20 (± 0,5) x	
6	120 ±1			6	120 ±1			6	120 ±1		
2		20 (± 0,5)		3		20 (± 0,5)		4		20 (± 0,5)	
7	130 ±1			7	130 ±1			7	130 ±1		
2				3				4			
8	140 ±1			8	140 ±1			8	140 ±1		
2		30 (± 0,5) x		3		30 (± 0,5) x		4		30 (± 0,5) x	
9	150 ±1			9	150 ±1			9	150 ±1		
3		30 (± 0,5)		4		30 (± 0,5)		5		30 (± 0,5)	
0	160 ±1			0	160 ±1			0	160 ±1		

Простыня медицинская с липким краем, Простыня медицинская ламинированная с липким краем, Простыня медицинская П-образная ламинированная с липким краем (Где «Р» - Размер)

Таблица 1.1. (к)

Р	Ширин а, см (Б)	Ширин а липког о края, см	Длин а, см (А)	Р	Ширин а, см (Б)	Ширин а липког о края, см	Длин а, см (А)	Р	Ширин а, см (Б)	Ширин а липког о края, см	Длин а, см (А)
1	70 ±1	2 ± 0,5		1	70 ±1	2 ± 0,5		2	70 ±1	2 ± 0,5	
2	80 ±1			1	80 ±1			2	80 ±1		
3	90 ±1	3 ± 0,5		1	90 ±1	3 ± 0,5		2	90 ±1	3 ± 0,5	
4	100 ±1			1	100 ±1			2	100 ±1		
5	110 ±1			1	110 ±1			2	110 ±1		
6	120 ±1	4 ± 0,5		1	120 ±1	4 ± 0,5		2	120 ±1	4 ± 0,5	
7	130 ±1			1	130 ±1			2	130 ±1		
8	140 ±1			1	140 ±1			2	140 ±1		
9	150 ±1	5 ± 0,5		1	150 ±1	5 ± 0,5		2	150 ±1	5 ± 0,5	
1				2				3			
0	160 ±1			0	160 ±1			0	160 ±1		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Таблица 1.1. (к1)

Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края, см	Длина, см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края, см	Длина, см (А)
31	70 ±1	2 ± 0,5	200± 1	41	70 ±1	2 ± 0,5	220± 1
32	80 ±1			42	80 ±1		
33	90 ±1	3± 0,5		43	90 ±1	3± 0,5	
34	100 ±1			44	100 ±1		
35	110 ±1			45	110 ±1		
36	120 ±1	4± 0,5		46	120 ±1	4± 0,5	
37	130 ±1			47	130 ±1		
38	140 ±1			48	140 ±1		
39	150 ±1	5± 0,5		49	150 ±1	5± 0,5	
40	160 ±1			50	160 ±1		

Салфетка медицинская, Салфетка медицинская ламинированная (Где «Р» - Размер):

Таблица 1.1. (л)

Р	Ширина , см (Б)	Длина , см (А)	Р	Ширина , см (Б)	Длина , см (А)	Р	Ширина , см (Б)	Длина , см (А)	Р	Ширина , см (Б)	Длина , см (А)
1	30 ±1	30 ±1	10	30 ±1	35 ±1	19	30 ±1	40 ±1	28	30 ±1	45 ±1
2	35 ±1		11	35 ±1		20	35 ±1		29	35 ±1	
3	40 ±1		12	40 ±1		21	40 ±1		30	40 ±1	
4	45 ±1		13	45 ±1		22	45 ±1		31	45 ±1	
5	50 ±1		14	50 ±1		23	50 ±1		32	50 ±1	
6	55 ±1		15	55 ±1		24	55 ±1		33	55 ±1	
7	60 ±1		16	60 ±1		25	60 ±1		34	60 ±1	
8	65 ±1		17	65 ±1		26	65 ±1		35	65 ±1	
9	70 ±1		18	70 ±1		27	70 ±1		36	70 ±1	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Таблица 1.1. (л1)

Р	Шири на, см (Б)	Дли на, см (А)	Р	Шири на, см (Б)	Дли на, см (А)	Р	Шири на, см (Б)	Дли на, см (А)	Р	Шири на, см (Б)	Дли на, см (А)	Р	Шири на, см (Б)	Дли на, см (А)
3 7	30 ±1	50 ±1	4 6	30 ±1	55 ±1	5 5	30 ±1	60 ±1	6 4	30 ±1	65 ±1	7 3	30 ±1	70 ±1
3 8	35 ±1		4 7	35 ±1		5 6	35 ±1		6 5	35 ±1		7 4	35 ±1	
3 9	40 ±1		4 8	40 ±1		5 7	40 ±1		6 6	40 ±1		7 5	40 ±1	
4 0	45 ±1		4 9	45 ±1		5 8	45 ±1		6 7	45 ±1		7 6	45 ±1	
4 1	50 ±1		5 0	50 ±1		5 9	50 ±1		6 8	50 ±1		7 7	50 ±1	
4 2	55 ±1		5 1	55 ±1		6 0	55 ±1		6 9	55 ±1		7 8	55 ±1	
4 3	60±1		5 2	60±1		6 1	60±1		7 0	60±1		7 9	60±1	
4 4	65±1		5 3	65±1		6 2	65±1		7 1	65±1		8 0	65±1	
4 5	70±1		5 4	70±1		6 3	70±1		7 2	70±1		8 1	70±1	

Салфетка медицинская с липким краем, Салфетка медицинская ламинированная с липким краем (Где «Р» - Размер): Таблица 1.1. (м)

Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края , см	Длина , см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края , см	Длина , см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края , см	Длина , см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края , см	Длина , см (А)
1	30 ±1	1 ± 0,5	30 ±1	1	30 ±1	1 ± 0,5	35 ±1	1	30 ±1	1 ± 0,5	40 ±1	2	30 ±1	1 ± 0,5	45 ±1
2	35 ±1			1	35 ±1			2	35 ±1			2	35 ±1		
3	40 ±1			1	40 ±1			2	40 ±1			3	40 ±1		
4	45 ±1			1	45 ±1			2	45 ±1			3	45 ±1		
5	50 ±1	2 ± 0,5		1	50 ±1	2 ± 0,5		2	50 ±1	2 ± 0,5		3	50 ±1	2 ± 0,5	
6	55 ±1			1	55 ±1			2	55 ±1			3	55 ±1		
7	60±1			1	60±1			2	60±1			3	60±1		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

				6				5				4			
8	65±1			1				2				3			
				7	65±1			6	65±1			5	65±1		
9	70±1			1				2				3			
				8	70±1			7	70±1			6	70±1		

Таблица 1.1. (м1)

Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края, см	Длина, см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края, см	Длина, см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края, см	Длина, см (А)	Р	Ширина, см (Б)	Ширина липкого края, см	Длина, см (А)
3		1 ± 0,5		4		1 ± 0,5		5		1 ± 0,5		6		1 ± 0,5	
7	30 ± 1			6	30 ± 1			5	30 ± 1			4	30 ± 1		
3	35 ± 1			4	35 ± 1			5	35 ± 1			6	35 ± 1		
3	40 ± 1			4	40 ± 1			5	40 ± 1			6	40 ± 1		
4	45 ± 1			4	45 ± 1			5	45 ± 1			6	45 ± 1		
4	50 ± 1	2 ± 0,5	50 ± 1	5	50 ± 1	2 ± 0,5	55 ± 1	5	50 ± 1	2 ± 0,5	60 ± 1	6	50 ± 1	2 ± 0,5	65 ± 1
4	55 ± 1			5	55 ± 1			6	55 ± 1			6	55 ± 1		
4	60 ± 1			5	60 ± 1			6	60 ± 1			7	60 ± 1		
4	65 ± 1			5	65 ± 1			6	65 ± 1			7	65 ± 1		
4	70 ± 1			5	70 ± 1			6	70 ± 1			7	70 ± 1		

Таблица 1.1. (м2)

Размер	73	74	75	76	77	78	79	80	81
Ширина, см (Б)	30 ±1	35 ±1	40 ±1	45 ±1	50 ±1	55 ±1	60 ±1	65 ±1	70 ±1
Ширина липкого края, см	1 ± 0,5				2 ± 0,5				
Длина, см (А)	70 ±1								

Таблица 1.1. (н) Чехол медицинский на матрас, Чехол медицинский на матрас, ламинированный

Размер	Длина, см (Б)	Ширина, см (Б)
1	200	90
2	250	90

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

Таблица 1.2. (о) Простыня медицинская в рулоне, с перфорацией; Простыня медицинская ламинированная в рулоне, с перфорацией

(Где «Р» - Размер):

Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Кол-во в рулоне, шт	Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Кол-во в рулоне, шт	Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Кол-во в рулоне, шт	Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Кол-во в рулоне, шт
1	70 ±1	120 ±1	150 шт.	1	70 ±1	140 ±1	150 шт.	2	70 ±1	180 ±1	150 шт.	3	70 ±1	200 ±1	150 шт.
2	80 ±1			2	80 ±1			2	80 ±1			3	80 ±1		
3	90 ±1			3	90 ±1			3	90 ±1			3	90 ±1		
4	100 ±1			4	100 ±1			4	100 ±1			4	100 ±1		
5	110 ±1			5	110 ±1			5	110 ±1			5	110 ±1		
6	120 ±1			6	120 ±1			6	120 ±1			6	120 ±1		
7	130 ±1			7	130 ±1			7	130 ±1			7	130 ±1		
8	140 ±1			8	140 ±1			8	140 ±1			8	140 ±1		
9	150 ±1			9	150 ±1			9	150 ±1			9	150 ±1		
10	160 ±1			10	160 ±1			10	160 ±1			10	160 ±1		

Таблица 1.2. (о1)

Размер	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Ширина, см (Б)	70 ±1	80 ±1	90 ±1	100 ±1	110 ±1	120 ±1	130 ±1	140 ±1	150 ±1	160 ±1
Длина, см (А)	220 ±1									
Кол-во в рулоне, шт	150 шт.									

Салфетка медицинская в рулоне, с перфорацией; Салфетка медицинская ламинированная в рулоне, с перфорацией

Таблица 1.2. (п) (Где «Р» - Размер):

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Кол-во в рулоне, шт	Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Кол-во в рулоне, шт	Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Кол-во в рулоне, шт	Р	Ширина, см (Б)	Длина, см (А)	Кол-во в рулоне, шт
1	30 ±1	30 ± 1	250 шт.	1	30 ±1	35 ± 1	250 шт.	1	30 ±1	180 ± 1	40 шт.	2	30 ±1	45 ± 1	250 шт.
2	35 ±1			0	35 ±1			9	35 ±1			8	35 ±1		
3	40 ±1			1	40 ±1			2	40 ±1			2	40 ±1		
4	45 ±1			2	45 ±1			1	45 ±1			3	45 ±1		
5	50 ±1			3	50 ±1			2	50 ±1			3	50 ±1		
6	55 ±1			4	55 ±1			3	55 ±1			2	55 ±1		
7	60 ±1			1	60 ±1			2	60 ±1			3	60 ±1		
8	65 ±1			5	65 ±1			4	65 ±1			3	65 ±1		
9	70 ±1			6	70 ±1			5	70 ±1			4	70 ±1		

Таблица 1.2. (п1)

Р	Шир ина, см (Б)	Дли на, см (А)	Кол -во в рул оне, шт	Р	Шир ина, см (Б)	Дли на, см (А)	Кол -во в рул оне, шт	Р	Шир ина, см (Б)	Дли на, см (А)	Кол -во в рул оне, шт	Р	Шир ина, см (Б)	Дли на, см (А)	Кол -во в рул оне, шт
3 7	30 ±1	50± 1	250 шт..	4 6	30 ±1	55± 1	250 шт..	5 5	30 ±1	60± 1	250 шт.	6 4	30 ±1	65± 1	250 шт.
3 8	35 ±1			4 7	35 ±1			5 6	35 ±1			6 5	35 ±1		
3 9	40 ±1			4 8	40 ±1			5 7	40 ±1			6 6	40 ±1		
4 0	45 ±1			4 9	45 ±1			5 8	45 ±1			6 7	45 ±1		
4 1	50 ±1			5 0	50 ±1			5 9	50 ±1			6 8	50 ±1		
4 2	55 ±1			5 1	55 ±1			6 0	55 ±1			6 9	55 ±1		
4	60±1			5	60±1			6	60±1			7	60±1		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

3				2				1				0			
4				5				6				7			
4	65±1			3	65±1			2	65±1			1	65±1		
4				5				6				7			
5	70±1			4	70±1			3	70±1			2	70±1		

Таблица 1.2. (п2)

Размер	73	74	75	76	77	78	79	80	81
Ширина, см (Б)	30 ±1	35 ±1	40 ±1	45 ±1	50 ±1	55 ±1	60 ±1	65 ±1	70 ±1
Длина, см (А)	70 ± 1								
Кол-во в рулоне, шт	250 шт.								

Материалы изготовления изделия:

Белье медицинское изготовлено из нетканых материалов вариантов исполнений и фурнитуры, представленных в *приложении А*.

Материалы изготовления:

Материал, деталь изделия	Марка
Основной материал изготовления (СС, СМС, СММС, Лам СС, Лам СМС, Лам СММС, Б, БЛ)	«Полиспан МЕДИ»
Краситель материала СС, СМС, СММС	Краситель голубой, марка: CC60332 LD Blue Краситель белый, марка: CC58332 LD White Краситель зеленый, марка: CC59332 LD Green
Резинка (латексная основа, покрытая нейлоном)	Veritas (nitex), Краситель белый, марка: Veritas
Носовой фиксатор (вариант 2: покрытая полиэтиленом алюминиевая пластинка толщиной 0,5 мм, длина 90 мм; вариант 3: покрытая полиэтиленом стальная проволока диаметром 0,5 мм, длина 90 мм.)	Полиэтилен PE Hostalen; Краситель белый PH00075525
Носовой фиксатор (вариант 1: алюминиевая проволока)	Алюминий марки АМг2
Носовой фиксатор (вариант 3: покрытая полиэтиленом стальная проволока диаметром 0,5 мм, длина 90 мм.)	Полиэтилен PE, марка: Hostalen; Краситель белый, марка: PH00075525 Сталь AISI 316L

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

Материал скрепления материала (частей изделия)	Нитки хлопчатобумажные швейные «Экстра», белые; Краситель белый, марка: «Экстра»
Липучки (Текстильная застежка)	Полиамид, марка Velcro Краситель белый, марка: Velcro

Материал, деталь изделия	Марка
Кнопки	Полипропилен, марка: Veritas S501, Краситель белый: Veritas S501 white
Манжета (латексная основа, покрытая нейлоном)	Латексная основа Нейлон, марка: Veritas (nitex), Краситель белый, марка: Veritas
Ламинированный материал прозрачный (для Лам СС, Лам СМС, Лам СММС, БЛ)	«Полиспан МЕДИ», краситель отсутствует.
Липкий край (Адгезионный край): (Для салфеток)	Клеевой слой: Акриловый клей, марки: Kores; Подложка (нижний слой): Полипропилен, марки: Kores; Верхний отрывной слой: Вощеная бумага, марки: Kores; Краситель желтый, марки: Kores AY901
Липкий край (Адгезионный край): (Для простыней)	Клеевой слой (подложка): Каучуковый клей, марки: Kores; Верхний отрывной слой: Вощеная бумага, марки: Kores; Краситель белый, марки: Kores KY902
Основной материал изделия (Полиэтилен ПЭ) для изделия «Бахилы медицинские полиэтиленовые»	Полиэтилен ПЭ, марка: PPG1035
Краситель основного материала	Краситель синий, марка: CC60332 LD D-Blue
	Краситель зеленый, марка: CC59332 LD Green
	Краситель желтый, марка: CC51332 LD Yellow
	Краситель коричневый, марка: CC50332 LD Brown
	Краситель красный, марка: CC50232 LD Red

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 5 г/кв.м., но не более 60 г/м²:

- плотность нетканых материалов СС, СМС, СММС, составляет от 5 до 60 г/м².
- плотность ламинированного материала составляет от 5 до 30 г/м².
- плотность бумажного материала (Б) составляет: 25-45 г/м².
- плотность бумажно-ламинированного материала (БЛ) составляет: 40 – 60 г/м². (Б. 25-45 г/м²., Лам.: 15 г/м².)
- плотность ПЭ (для изделия бахилы медицинские полиэтиленовые) составляет: от 20 до 40 г/м².

Прочность швов между деталями изделий не менее 25 Н.

Медицинское изделие должно соответствовать следующим требованиям:

Характеристика (нетканые материалы СС, СМС, СММС, Лам СС, Лам СМС, Лам СММС, Б, БЛ, ПЭ)	Требование (не более)
Микробная проницаемость в сухом состоянии	300 КОЕ
Микробная проницаемость во влажном состоянии	6,0 BI
Микробная чистота	2 Lg (CFU/дм ²)
Чистота в части инородных частиц	3,5 IPM
Пылевосоротделение (от подсчитанных частиц корпии)	4,0 Log10
Прочность на разрыв в сухом состоянии	80 кПа
Прочность на разрыв во влажном состоянии	80 кПа
Прочность на растяжение в сухом состоянии	30 Н
Прочность на растяжение во влажном состоянии	30 Н

Характеристика	Требование
Усилие отрыва перфорации (для изделий в рулоне)	6 ± 1 Н

Характеристика (липкий край)	Требование
Параметры адгезии липкого края	2,5-3,5 Н/см

Отклонение размеров:

Допустимое отклонение размеров должно быть в пределах ±1см.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

Допустимое отклонение плотности должно быть в пределах от ± 3 до $\pm 5\%$
Допустимое отклонение массы должно быть в пределах $\pm 3\%$

Стойкость к внешним воздействиям:

Белье медицинское выдерживает разрывную нагрузку не менее 137 Н. Прочность соединений должна быть не менее 137 Н, согласно ГОСТ 15902.3.

Величина водоупорности нетканого материала не менее 500 мм.вд.ст.

Соответствие стандартам раскроя деталей, стежков, строчек и швов:

Раскрой деталей изделия по ГОСТ 21219.

Стежки, строчки и швы изделия соответствуют требованиям ГОСТ 12807, ГОСТ 29122.

10. Функциональные возможности изделия

Белье медицинское представляет собой изделия одноразового применения, изготовленное из материалов: СС, СМС, СММС, Лам СС, Лам СМС, Лам СММС, Б, БЛ, ПЭ, которые являются безопасными для здоровья человека и оказывают эффективность предусмотренного применения.

Характеристики:

- эффективно обеспечивают барьерные свойства для пользователя;
- изделие соответствует требованиям эргономичности согласно ГОСТ 4103.

11. Стерильность, методы стерилизации

Медицинское изделие нестерильно. Стерилизации не подлежит.

12. Применение изделия

Изделия применяются при проведении медицинских процедур и нахождении в условиях лечебного учреждения.

Изделие используется медицинским персоналом и пациентами в медицинских учреждениях при проведении различных медицинских процедур.

12.1 Способ применения

Взять пакет, аккуратно вскрыть упаковку белья медицинского, чтобы не повредить содержимое упаковки, извлечь изделия. Каждое изделие использовать по его прямому назначению.

Изделие предназначено для однократного применения.

Использовать изделие не рекомендуется более 24 часов.

В случае загрязнения изделия, следует заменить изделие.

12.2 Правила применения. Меры предосторожности

Изделие необходимо применять в соответствии с современными требованиями к проведению медицинских процедур.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

Меры предосторожности при обращении с изделием:

- Запрещается применение изделия в случае, если упаковка была открыта или повреждена;
- Запрещается применение изделия по истечению срока годности;
- Запрещается повторное применение изделия.

12.3 По окончании применения

По окончании использования изделия, необходимо утилизировать изделие согласно требованиям лечебного учреждения.

13. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Изделие предназначено для однократного применения. Ремонту не подлежит.

14. Условия применения

«Белье медицинское одноразовое нестерильное, в наборах по ТУ 14.12.30-001-32048698-2017» применяется при проведении медицинских процедур и нахождении в условиях лечебного учреждения.

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха: от плюс 1 до плюс 40 °С;

Относительная влажность окружающего воздуха - до 80 % при 25°С;

Атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.)

15. Утилизация. Требования к охране окружающей среды

Изделие поставляется нестерильным. При необходимости, допускается стерилизация изделия.

Белье медицинское по степени воздействия на организм человека относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007 (веществам малоопасным), не оказывает местного раздражающего и общего токсического действия на организм человека.

Белье медицинское, загрязненное кровью и/или другими биологическими жидкостями утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса Б.

Упаковка, белье медицинское с истекшими сроками годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса А.

16. Комплектность поставки

Комплект поставки (количество подготовленного к поставке белья медицинского) должен соответствовать, контракту, заказу, договору или иному документу, согласованному потребителем и поставщиком в установленном порядке.

Каждый комплект поставки белья медицинского должен сопровождаться документом, удостоверяющим его качество, утвержденным поставщиком изделия в установленном порядке.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

Документ может быть оформлен в виде отдельного гарантийного талона (свидетельства о приёмке) или может быть включён в сопроводительную документацию (паспорт) по усмотрению поставщика.

17. Упаковка медицинского изделия

Перед применением убедитесь в целостности упаковки. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. При обнаружении повреждений не используйте изделие и верните его в место продажи.

В качестве индивидуальной упаковки белья медицинского могут использоваться целлофановые и/или полимерные пакеты, представляющие первичную упаковку изделия, согласно ГОСТ 12302-2013, для изделий в рулонах – полиэтиленовая пленка, представляющая первичную упаковку изделия, согласно ГОСТ 10354-82 или другой нормативной или технической документации.

Вторичная упаковка изделия отсутствует.

В качестве транспортной упаковки изделия может быть использованы следующие её виды:

- групповая упаковка по ГОСТ 25776;
- пакетирование с применением плоских поддонов, например по ГОСТ 9557 и ГОСТ 9078, полиэтиленовой или другой полимерной плёнки и средств крепления по ГОСТ 21650.
- пакетирование в гофрированные короба по ГОСТ 9142-90 и ГОСТ Р 52901-2007, которые заклеиваются лентой полиэтиленовой с липким слоем (скотчем) согласно требованиям ГОСТ 20477 или бумажной лентой по ГОСТ 18251, исключающей возможность вскрытия его без нарушения целостности, а также групповой упаковки согласно требованиям ГОСТ 25776.

Размеры и количество ящиков определяются в зависимости от конкретного заказа.

Допускается (при необходимости и/или договорённости с потребителем) применять ящики из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959.

Масса ящика (брутто) должна быть не более 20 кг.

По согласованию поставщика с потребителем возможно применение другой тары, отвечающей требованиям нормативной или технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Допускается использование другой индивидуальной и транспортной тары, другой массы, обеспечивающей сохранность изделия и отвечающей требованиям соответствующей нормативной или технической документации, утвержденной в установленном порядке.

18. Условия транспортировки и хранения медицинского изделия, срок годности

Белье медицинское в упакованном виде транспортируется любыми видами транспорта крытого исполнения или контейнерах на любые расстояния, с любой скоростью в соответствии с требованиями правил перевозки, действующими на данном виде транспорта.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

Допускается транспортирование белья медицинского в открытых автотранспортных средствах без использования контейнеров с защитой ее от атмосферных осадков.

Храниться изделие должно в упакованном виде в крытых, сухих, проветриваемых неотапливаемых складских помещениях на поддонах или стеллажах, обеспечивающих его защиту от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования белья медицинского:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С, относительная влажность 98 % при 25 °

Условия хранения белья медицинского:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С, влажность воздуха: от 0 до 80%

Транспортирование изделия в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – по ГОСТ 15846.

В процессе погрузочно-разгрузочных работ изделие не должен проводиться подвергаться воздействию влаги.

Срок годности изделия 5 лет.

19. Маркировка медицинского изделия

Маркировка изделия соответствует ГОСТ Р ИСО 15223-2002.

Символы встречающиеся в маркировке:

Таблица 2:

	Беречь от влаги
	Маркировка добровольной сертификации

Каждая упаковка белья медицинского должна содержать следующую информацию:

- наименование, размер белья медицинского;
- наименование предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- дату изготовления (месяц, год);
- условия хранения;
- срок годности;
- материал изготовления;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер партии;
- номер регистрационного удостоверения медицинского изделия;
- другую информацию, включая информацию рекламного характера.

Допускается сокращение маркировочных данных. В этом случае недостающие данные должны быть указаны в эксплуатационной документации.

(Образец маркировки изделия указан в приложении Б.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия
Утилизацию изделия следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322.

Маркировка транспортной тары изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знаков «Беречь от влаги» и содержать следующую информацию:

- наименование;
- наименование предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- номер партии;
- количество единиц потребительских упаковок в транспортной упаковке;
- дату упаковки;
- массу брутто;
- обозначение настоящих технических условий;
- условия транспортирования;
- другую информацию, включая информацию рекламного характера.

Маркировка должна наноситься непосредственно на наружную поверхность тары или на этикетку или ярлык, прикрепляемые к таре или вкладываться в прозрачную упаковку.

Пример обозначения белья медицинского при заказе и/или в другой документации изделия:

Халат медицинский, рукав – на резинке / на манжете / на завязках, ворот – завязки / липучки / кнопки, застежка сзади, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый) – 1 шт.

Или:

Халат медицинский, рукав – на резинке, ворот – завязки, застежка сзади, размер: 48-50, цвет: голубой – 1 шт.

Для обозначения белья медицинского при заказе и/или в другой документации изделия, конкретные технические параметры, размеры, конфигурация изделия либо выделяется жирным начертанием и/или подчеркиванием, или указываются непосредственно конкретные технические параметры, размеры, конфигурация, относящиеся к конкретному изделию.

20. Рекламация

Претензия, вытекающая из поставки изделия, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, техническим условиям, должна предъявляться в строгом соответствии с установленным порядком в Российской Федерации.

При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции, тары и упаковки требованиям нормативной документации получатель

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

(потребитель) обязан вызвать представителя предприятия-изготовителя для участия в продолжении проверки и составления двухстороннего акта.

Претензии направляются предприятию-изготовителю по адресу: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛАЯ РЕКА» (ООО «БЕЛАЯ РЕКА»).

Адрес: 453480 Россия, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Чкалова, д.5. Телефон: 8 919 609-86-55, email: mpkbr@mail.ru

21. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 14.12.30-001-32048698-2017 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи.

При вводе в эксплуатацию изделия действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается гарантийный срок эксплуатации.

Изделие одnorазового применения. Ремонту не подлежит.

Действие гарантии изготовителя прекращается:

- при повреждении, связанными с форс- мажорными обстоятельствами (молния, пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, теракты и т.п.);
- при истечении гарантийного срока эксплуатации.

22. Гарантийные обязательства и сведения о регистрации

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: ООО «БЕЛАЯ РЕКА»

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок – 5 лет.

23. Свидетельство о приемке

Изделие, заводской номер

_____, соответствует техническим условиям

_____ и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

М.П.

24. Свидетельство об упаковывании

Изделие, заводской номер, _____ упаковано на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

М.П.

25. Гарантийный талон

1. «Белье медицинское одноразовое нестерильное, в наборах по ТУ 14.12.30-001-32048698-2017»
2. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне (либо в счете-фактуре).
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
4. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его замены только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 5 лет

Дата продажи _____

Мы гарантируем, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических повреждений на момент осуществления продажи.

Претензий по качеству, состоянию и комплектации оборудования не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомился и согласен.

Покупатель: _____ (_____)

Продавец:

тел:

(_____)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

**Приложение А
(обязательное)
Основные материалы и фурнитура**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

1	2	3	4	5
№ пп / Наименование изделия	Варианты плотности основного материала изготовления изделия (СС, СМС, СММС, Лам СС, Лам СМС, Лам СММС, Б, БЛ, ПЭ)	Нормативно-технический документ	Вид скрепления частей изделия	Часть изделия (С указанием вариантов материала изготовления)
1. Маска медицинская двухслойная на резинках / на завязках (длина х ширина в см (17,5 х 9,5); (19,5 х 7,5)), различных цветов (голубой, белый, зеленый);	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 42 г/м ² 7. СМС 5 г/м ² 8. СМС 10 г/м ² 9. СМС 15 г/м ² 10. СМС 20 г/м ² 11. СМС:25 г/м ² 12. СМС 40 г/м ² 13. СММС 5 г/м ² 14. СММС 10 г/м ² 15. СММС 15 г/м ² 16. СММС 20 г/м ² 17. СММС:25 г/м ² 18. СММС 35 г/м ² 19. СММС 40 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 12.4.293.	Ультразвук овая сварка	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном; 3. Варианты обшивной ленты: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 4. Варианты носового фиксатора: 1. алюминиевая проволока толщиной 0,5 мм, длина 90 мм; 2. покрытая полиэтиленом алюминиевая

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

				пластинка толщиной 0,5 мм, длина 90 мм; 3. покрытая полиэтиленом стальная проволока диаметром 0,5 мм, длина 90 мм.
2. Маска медицинская трехслойная на резинках / на завязках (длина x ширина в см (17,5 x 9,5); (19,5 x 7,5)), различных цветов (голубой, белый, зеленый);	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 42 г/м ² 7. СМС 5 г/м ² 8. СМС 10 г/м ² 9. СМС 15 г/м ² 10. СМС 20 г/м ² 11. СМС:25 г/м ² 12. СМС 40 г/м ² 13. СММС 5 г/м ² 14. СММС 10 г/м ² 15. СММС 15 г/м ² 16. СММС 20 г/м ² 17. СММС:25 г/м ² 18. СММС 35 г/м ² 19. СММС 40 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795- 1-2011; 3. ГОСТ 12.4.293.	Ультразвук овая сварка	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном; 3. Варианты обшивной ленты: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 4. Варианты носового фиксатора: 1. алюминиевая проволока толщиной 0,5 мм, длина 90 мм; 2. покрытая полиэтиленом алюминиевая пластинка толщиной 0,5 мм, длина 90 мм;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

				3. покрытая полиэтиленом стальная проволока диаметром 0,5 мм, длина 90 мм.
3. Шапочка медицинская – «Колпак» на завязках / на липучке (размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), различных цветов (голубой, белый, зеленый);	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 30019.	Ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3) 3. Липучки (текстильная застежка) – Полиамид (нейлон)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ²			
4. Шапочка – берет медицинская «Шарлотта» (размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795- 1-2011.	Ультразвук овая сварка	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Варианты материалов резинок: Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
5. Халат медицинский, рукав – на резинке / на манжете / на завязках, ворот – завязки / липучки / кнопки, застежка сзади, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807;	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов.	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3);

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2	5. ГОСТ 29122; 6. ГОСТ 30019.		3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном; Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном; 4. Кнопки – из полипропилена, диаметром 10 мм; 5. Липучки (текстильная застежка) – Полиамид (нейлон)
6. Халат медицинский с ламинированной рабочей поверхностью (перед и рукава), рукав - на резинке /	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

на манжете / на завязках, ворот - завязки / липучки / кнопки, застежка сзади, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2	2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122; 6. ГОСТ 30019.		3. СММС. 4. Лам СС; 5. Лам СМС; 6. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: латексная основа, покрытая нейлоном; Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном; 4. Кнопки – из полипропилена, диаметром 10 мм; 5. Липучки (текстильная застежка) – Полиамид (нейлон)
--	---	---	--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² + 5 г/м ² (ламинация) + 10 г/м ² (ламинация) + 15 г/м ² (ламинация) + 20 г/м ² (ламинация) + 25 г/м ² (ламинация) + 30 г/м ² (ламинация)			
7. Костюм медицинский (рубашка и брюки), рукав короткий, брюки - на резинке / на завязках, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс x 3

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2	12807; 5. ГОСТ 29122.		Рн 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов резинок : Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;
--	---	-----------------------------	--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
8. Костюм медицинский (рубашка и брюки), рукав - на манжете / на завязках / на резинке, брюки - на резинке / на завязках, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Варианты материалов завязок, манжет: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
9. Бахилы медицинские высокие на завязках / с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ² 23. СМС 55 г/м ² 24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ²			
10. Бахилы медицинские высокие с двойной подошвой на завязках / с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: латексная основа, покрытая нейлоном;
11. Бахилы медицинские высокие с ламинированной подошвой, на завязках / с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309;	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Лам СС; 5. Лам СМС;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация)	4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.		6. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: латексная основа, покрытая нейлоном;
--	--	--	--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	+ 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация) + 30 г/м2 (ламинация)			
12. Бахилы медицинские высокие с ламинированной двойной подошвой, на завязках / с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Лам СС; 5. Лам СМС; 6. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация) + 30 г/м2			2. СМС; 3. СММС. Резинки: латексная основа, покрытая нейлоном;
--	--	--	--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	(ламинация)			
13. Бахилы медицинские средней высоты на завязках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
14. Бахилы медицинские средней высоты с двойной подошвой, на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (белый, голубой, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ²			
15. Бахилы медицинские средней высоты с ламинированной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Лам СС; 5. Лам СМС; 6. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация)			Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;
--	---	--	--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	+ 30 г/м ² (ламинация)			
16. Бахилы медицинские средней высоты с ламинированной двойной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ² 23. СМС 55 г/м ² 24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Лам СС; 5. Лам СМС; 6. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс x 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация) + 30 г/м2 (ламинация)			
17. Бахилы медицинские средней высоты с двумя резинками, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309;	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс x 3

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2	4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.		Рн 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;
18. Бахилы медицинские низкие на завязках / на	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2	1. ГОСТ 4103;	Ультразвуков ая сварка,	11. Варианты изготовления основного материала изделия:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2	2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	ниточный шов	1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;
--	---	---	-----------------	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
19. Бахилы медицинские низкие с двойной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	11. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
20. Бахилы медицинские низкие с ламинированной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Лам СС; 5. Лам СМС; 6. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Рн 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	20. СМС 40 г/м² 21. СМС 45 г/м² 22. СМС 50 г/м² 23. СМС 55 г/м² 24. СМС 60 г/м² 25. СММС 5 г/м² 26. СММС 10 г/м² 27. СММС 15 г/м² 28. СММС 20 г/м² 29. СММС 25 г/м² 30. СММС 30 г/м² 31. СММС 35 г/м² 32. СММС 40 г/м² 33. СММС 45 г/м² 34. СММС 50 г/м² 35. СММС 55 г/м² 36. СММС 60 г/м² + 5 г/м² (ламинация) + 10 г/м² (ламинация) + 15 г/м² (ламинация) + 20 г/м² (ламинация) + 25 г/м² (ламинация) + 30 г/м²			2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;
--	--	--	--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	(ламинация)			
21. Бахилы медицинские низкие с ламинированной двойной подошвой на завязках / на резинке, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Лам СС; 5. Лам СМС; 6. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация) + 30 г/м2 (ламинация)			
22. Чехол медицинский для ног, на завязках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2	12807; 5. ГОСТ 29122.		Рн 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС.
--	--	-----------------------------	--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

23. Брюки процедурные для пациента, с отверстием, на резинке / на завязках, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;
--	--	--	--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
24. Трусы для колонотерапии с отверстием, на резинке / на завязках, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
25. Накладка медицинская для пациента, на завязках / на липучке / на кнопках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122; 6. ГОСТ 30019.	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			3. СММС. 4. Кнопки – из полипропилена, диаметром 10 мм; 5. Липучки (текстильная застежка) – Полиамид (нейлон)
26. Фаргук медицинский ламинированный, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, различных	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807;	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3);

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

цветов (голубой, белый, зеленый)	10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2	5. ГОСТ 29122.		
---	--	---------------------------	--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация) + 30 г/м2 (ламинация)			
27. Фартук медицинский, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3);

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ² 23. СМС 55 г/м ² 24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ²			
28. Наручники медицинские ламинированные, на манжете / на резинке / на завязках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, различных цветов	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

(голубой, белый, зеленый)	10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2	12807; 5. ГОСТ 29122.		хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном; Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном;
---------------------------	--	-----------------------------	--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	(ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация) + 30 г/м2 (ламинация)			
29. Наручники медицинские, на манжете / на резинке / на завязках, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном;
30. Простыня медицинская, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011.	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Б.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ² 23. СМС 55 г/м ² 24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² 37. Бумажный материал (Бумага 25-45 г/м ²)			
31. Простыня медицинская ламинированная, размеры: 1,	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25	13795-1- 2011.		1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ.
---	---	-------------------	--	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	г/м2			
	30. СММС 30			
	г/м2			
	31. СММС 35			
	г/м2			
	32. СММС 40			
	г/м2			
	33. СММС 45			
	г/м2			
	34. СММС 50			
	г/м2			
	35. СММС 55			
	г/м2			
	36. СММС 60			
	г/м2			
	+ 5 г/м2			
	(ламинация)			
	+ 10 г/м2			
	(ламинация)			
	+ 15 г/м2			
	(ламинация)			
	+ 20 г/м2			
	(ламинация)			
	+ 25 г/м2			
	(ламинация)			
	+ 30 г/м2			
	(ламинация)			

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	37. Бумажно-ламинированный материал (Бумага 25-45 г/м ² /Ламинация 15 г/м ²)			
32. Простыня медицинская в рулоне, с перфорацией, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ² 23. СМС 55 г/м ² 24. СМС 60 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011.	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 4. Б.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² 37. Бумажный материал (Бумага 25-45 г/м ²)			
33. Простыня медицинская ламинированная в рулоне, с перфорацией, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011.	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

14. СМС 10 г/м2			
15. СМС 15 г/м2			
16. СМС 20 г/м2			
17. СМС 25 г/м2			
18. СМС 30 г/м2			
19. СМС 35 г/м2			
20. СМС 40 г/м2			
21. СМС 45 г/м2			
22. СМС 50 г/м2			
23. СМС 55 г/м2			
24. СМС 60 г/м2			
25. СММС 5 г/м2			
26. СММС 10 г/м2			
27. СММС 15 г/м2			
28. СММС 20 г/м2			
29. СММС 25 г/м2			
30. СММС 30 г/м2			
31. СММС 35 г/м2			
32. СММС 40 г/м2			
33. СММС 45 г/м2			
34. СММС 50 г/м2			
35. СММС 55 г/м2			
36. СММС 60 г/м2			
+ 5 г/м2			
(ламинация)			
+ 10 г/м2			
(ламинация)			
+ 15 г/м2			
(ламинация)			

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	+ 20 г/м ² (ламинация) + 25 г/м ² (ламинация) + 30 г/м ² (ламинация) 37. Бумажно- ламинированн ый материал (Бумага 25-45 г/м ² /Ламинаци я 15 г/м ²)			
34. Простыня медицинская ламинированная с карманом, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011;	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация)			
--	---	--	--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	+ 30 г/м ² (ламинация) 37. Бумажно- ламинированн ый материал (Бумага 25-45 г/м ² /Ламинаци я 15 г/м ²)			
35. Простыня медицинская с карманом, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011.	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 4. Б.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	23. СМС 55 г/м ² 24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² 37. Бумажный материал (Бумага 25-45 г/м ²)			
36. Простыня медицинская с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой,	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011.	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 4. Б. 2. Полоска липкой ленты на крае изделия для соединения частей изделия на акриловой основе.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

белый, зеленый)	12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ² 23. СМС 55 г/м ² 24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² 37. Бумажный материал (Бумага 25-45 г/м ²)			Липкий край (адгезионный край)
-----------------	---	--	--	--------------------------------

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

37. Простыня медицинская ламинированная с липким красм, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011	-	1. Материал изготовления: 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ. 2. Полоска липкой ленты на крае изделия для соединения частей изделия на акриловой основе. Липкий край (адгезионный край)
---	--	--	----------	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация) + 30 г/м2 (ламинация) 37. Бумажно- ламинированный материал (Бумага 25-45 г/м ² /Ламинация 15 г/м ²)			
--	--	--	--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

38. Простыня медицинская П-образная ламинированная с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011	-	1. Материал изготовления: 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ 2. Полоска липкой ленты на крае изделия для соединения частей изделия на акриловой основе. Липкий край (адгезионный край)
--	--	--	---	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² + 5 г/м ² (ламинация) + 10 г/м ² (ламинация) + 15 г/м ² (ламинация) + 20 г/м ² (ламинация) + 25 г/м ² (ламинация) + 30 г/м ² (ламинация) 37. Бумажно- ламинированный материал (Бумага 25-45 г/м ² /Ламинация 15 г/м ²)			
39. Салфетка медицинская, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2	1-2011.		3. СММС. 4. Б.
---	---	----------------	--	---------------------------

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² 37. Бумажный материал (Бумага 25-45 г/м ²)			
40. Салфетка медицинская ламинированная, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ² 23. СМС 55 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011.	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	24. СМС 60 г/м² 25. СММС 5 г/м² 26. СММС 10 г/м² 27. СММС 15 г/м² 28. СММС 20 г/м² 29. СММС 25 г/м² 30. СММС 30 г/м² 31. СММС 35 г/м² 32. СММС 40 г/м² 33. СММС 45 г/м² 34. СММС 50 г/м² 35. СММС 55 г/м² 36. СММС 60 г/м² + 5 г/м² (ламинация) + 10 г/м² (ламинация) + 15 г/м² (ламинация) + 20 г/м² (ламинация) + 25 г/м² (ламинация) + 30 г/м² (ламинация) 37. Бумажно- ламинированный материал			
--	---	--	--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	(Бумага 25-45 г/м ² /Ламинация 15 г/м ²)			
41. Салфетка медицинская с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795- 1-2011.	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 4. Б 2. Полоска липкой ленты на крае изделия для соединения частей изделия на акриловой основе. Липкий край (адгезионный край)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² 37. Бумажный материал (Бумага 25-45 г/м ²)			
42. Салфетка медицинская ламинированная с липким краем, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795- 1-2011.	-	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ 2. Полоска липкой ленты на крае изделия для соединения частей изделия на акриловой основе. Липкий край (адгезионный край)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

17. СМС 25 г/м2			
18. СМС 30 г/м2			
19. СМС 35 г/м2			
20. СМС 40 г/м2			
21. СМС 45 г/м2			
22. СМС 50 г/м2			
23. СМС 55 г/м2			
24. СМС 60 г/м2			
25. СММС 5 г/м2			
26. СММС 10 г/м2			
27. СММС 15 г/м2			
28. СММС 20 г/м2			
29. СММС 25 г/м2			
30. СММС 30 г/м2			
31. СММС 35 г/м2			
32. СММС 40 г/м2			
33. СММС 45 г/м2			
34. СММС 50 г/м2			
35. СММС 55 г/м2			
36. СММС 60 г/м2			
+ 5 г/м2			
(ламинация)			
+ 10 г/м2			
(ламинация)			
+ 15 г/м2			
(ламинация)			
+ 20 г/м2			
(ламинация)			
+ 25 г/м2			

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	(ламинация) + 30 г/м ² (ламинация) 37. Бумажно- ламинированный материал (Бумага 25-45 г/м ² /Ламинация 15 г/м ²)			
43. Чехол медицинский на матрас, ламинированный, на резинке, размеры: 1, 2, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rн 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов резинок : Резинки – латексная основа, покрытая нейлоном: - диаметром 0,6 мм.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

22. СМС 50 г/м2			
23. СМС 55 г/м2			
24. СМС 60 г/м2			
25. СММС 5 г/м2			
26. СММС 10 г/м2			
27. СММС 15 г/м2			
28. СММС 20 г/м2			
29. СММС 25 г/м2			
30. СММС 30 г/м2			
31. СММС 35 г/м2			
32. СММС 40 г/м2			
33. СММС 45 г/м2			
34. СММС 50 г/м2			
35. СММС 55 г/м2			
36. СММС 60 г/м2			
+ 5 г/м2			
(ламинация)			
+ 10 г/м2			
(ламинация)			
+ 15 г/м2			
(ламинация)			
+ 20 г/м2			
(ламинация)			
+ 25 г/м2			
(ламинация)			
+ 30 г/м2			
(ламинация)			
37. Бумажно-			

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	ламинированный материал (Бумага 25-45 г/м ² /Ламинация 15 г/м ²)			
44. Чехол медицинский на матрас, на резинке, размеры: 1, 2, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ² 16. СМС 20 г/м ² 17. СМС 25 г/м ² 18. СМС 30 г/м ² 19. СМС 35 г/м ² 20. СМС 40 г/м ² 21. СМС 45 г/м ² 22. СМС 50 г/м ² 23. СМС 55 г/м ² 24. СМС 60 г/м ² 25. СММС 5 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуковая сварка, ниточный шов;	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4.Б. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов резинок : Резинки – латексная основа, покрытая нейлоном: - диаметром 0,6 мм.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² 37. Бумажный материал (Бумага 25-45 г/м ²)			
45. Рубашка для пациента, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62; различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс x 3 Rn 50,0 текс (40/3);

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
46. Халат медицинский смотровой, рукав - на резинке / на манжете / на завязках, застежка впереди - липучка / кнопка / завязка, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309;	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов;	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

(голубой, белый, зеленый)	9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2	4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122; 6. ГОСТ 30019.		хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном; Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном; 4. Кнопки – из полипропилена, диаметром 10 мм; 5. Липучки (текстильная застежка) – Полиамид (нейлон)
47. Халат медицинский смотровой с ламинированной	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2	1. ГОСТ 4103;	Ультразвуков ая сварка,	1. Варианты изготовления основного материала изделия:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

рабочей поверхностью (перед и рукава), рукав - на резинке / на манжете / на завязках, застежка впереди - липучка / кнопка / завязка, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2	2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122; 6. ГОСТ 30019.	ниточный шов	1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Лам СС; 5. Лам СМС; 6. Лам СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном;; Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном; 4. Кнопки – из полипропилена, диаметром 10 мм;
---	---	---	-------------------------	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2 + 5 г/м2 (ламинация) + 10 г/м2 (ламинация) + 15 г/м2 (ламинация) + 20 г/м2 (ламинация) + 25 г/м2 (ламинация) + 30 г/м2 (ламинация)			5. Липучки (текстильная застежка) – Полиамид (нейлон)
48. Халат медицинский процедурный, рукав - на резинке / на манжете / на завязках, завязка сзади, размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122	Ультразвуковая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс x 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок,

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном; Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном; 4. Кнопки – из полипропилена, диаметром 10 мм;
49. Халат медицинский процедурный, рукав короткий, завязка сзади, размеры: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011; 3. ГОСТ	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

(голубой, белый, зеленый)	7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2 31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2	6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122		2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинок: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном; Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном; 4. Кнопки – из полипропилена, диаметром 10 мм;
---------------------------	---	---	--	--

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

50. Комбинезон медицинский защитный с капюшоном, застежка впереди – на липучке, размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2 27. СММС 15 г/м2 28. СММС 20 г/м2 29. СММС 25 г/м2 30. СММС 30 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122; 6. ГОСТ 30019.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Варианты материалов завязок, резинки: Завязки: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС. Резинки: 1. латексная основа, покрытая нейлоном; Манжеты: - шириной 5 мм; - диаметром 0,6 мм. / манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном; 4. Липучки (текстильная застежка) – Полиамид (нейлон)
---	--	--	---	---

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	31. СММС 35 г/м2 32. СММС 40 г/м2 33. СММС 45 г/м2 34. СММС 50 г/м2 35. СММС 55 г/м2 36. СММС 60 г/м2			
51. Комбинезон медицинский ламинированный защитный с капюшоном, застежка впереди - на липучке, размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011; 3. ГОСТ 6309; 4. ГОСТ 12807; 5. ГОСТ 29122 6. ГОСТ 30019.	Ультразвуков ая сварка, ниточный шов	1. Варианты изготовления основного материала изделия : 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 2. Материал скрепления - нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс х 3 Rn 50,0 текс (40/3); 3. Манжеты - латексная основа, покрытая нейлоном; 4. Липучки (текстильная застежка) – Полиамид (нейлон)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	25. СММС 5 г/м ² 26. СММС 10 г/м ² 27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² + 5 г/м ² (ламинация) + 10 г/м ² (ламинация) + 15 г/м ² (ламинация) + 20 г/м ² (ламинация) + 25 г/м ² (ламинация) + 30 г/м ² (ламинация)			
52. Бахилы медицинские полиэтиленовые, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, различных	1. ПЭ 20 г/м ² 2. ПЭ 25 г/м ² 3. ПЭ 30 г/м ² 4. ПЭ 35 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011		1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. Полиэтилен (ПЭ)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

цветов (синий, зеленый, желтый, коричневый, красный)	5. ПЭ 40 г/м ²			
53. Салфетка медицинская в рулоне, с перфорацией, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных цветов (голубой, белый, зеленый)	1. СС 5 г/м2 2. СС 10 г/м2 3. СС 15 г/м2 4. СС 20 г/м2 5. СС 25 г/м2 6. СС 30 г/м2 7. СС 35 г/м2 8. СС 42 г/м2 9. СС 45 г/м2 10. СС 50 г/м2 11. СС 55 г/м2 12. СС 60 г/м2 13. СМС 5 г/м2 14. СМС 10 г/м2 15. СМС 15 г/м2 16. СМС 20 г/м2 17. СМС 25 г/м2 18. СМС 30 г/м2 19. СМС 35 г/м2 20. СМС 40 г/м2 21. СМС 45 г/м2 22. СМС 50 г/м2 23. СМС 55 г/м2 24. СМС 60 г/м2 25. СММС 5 г/м2 26. СММС 10 г/м2	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1-2011		1. Варианты изготовления основного материала изделия: 1. СС; 2. СМС; 3. СММС; 4. Б.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	27. СММС 15 г/м ² 28. СММС 20 г/м ² 29. СММС 25 г/м ² 30. СММС 30 г/м ² 31. СММС 35 г/м ² 32. СММС 40 г/м ² 33. СММС 45 г/м ² 34. СММС 50 г/м ² 35. СММС 55 г/м ² 36. СММС 60 г/м ² 37. Бумажный материал (Бумага 25-45 г/м ²)			
54. Салфетка медицинская ламинированная в рулоне, с перфорацией, размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, различных	1. СС 5 г/м ² 2. СС 10 г/м ² 3. СС 15 г/м ² 4. СС 20 г/м ² 5. СС 25 г/м ² 6. СС 30 г/м ² 7. СС 35 г/м ² 8. СС 42 г/м ² 9. СС 45 г/м ² 10. СС 50 г/м ² 11. СС 55 г/м ² 12. СС 60 г/м ² 13. СМС 5 г/м ² 14. СМС 10 г/м ² 15. СМС 15 г/м ²	1. ГОСТ 4103; 2. ГОСТ EN 13795-1- 2011.		1. Материал изготовления: 1. Лам СС; 2. Лам СМС; 3. Лам СММС; 4. БЛ.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

цветов (голубой, белый, зеленый)	16. СМС 20 г/м2			
	17. СМС 25 г/м2			
	18. СМС 30 г/м2			
	19. СМС 35 г/м2			
	20. СМС 40 г/м2			
	21. СМС 45 г/м2			
	22. СМС 50 г/м2			
	23. СМС 55 г/м2			
	24. СМС 60 г/м2			
	25. СММС 5 г/м2			
	26. СММС 10 г/м2			
	27. СММС 15 г/м2			
	28. СММС 20 г/м2			
	29. СММС 25 г/м2			
	30. СММС 30 г/м2			
	31. СММС 35 г/м2			
	32. СММС 40 г/м2			
	33. СММС 45 г/м2			
	34. СММС 50 г/м2			
	35. СММС 55 г/м2			
	36. СММС 60 г/м2			
	+ 5 г/м2			
	(ламинация)			
	+ 10 г/м2			
	(ламинация)			
	+ 15 г/м2			
	(ламинация)			
	+ 20 г/м2			
	(ламинация)			

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»**

	+ 25 г/м ² (ламинация) + 30 г/м ² (ламинация) 37. Бумажно- ламинированный материал (Бумага 25-45г/м ² / Лaminaция 15 г/м ²)			
--	---	--	--	--

Приложение Б

Фото упаковки. Образец упаковки и маркировки изделия

Рисунок 1. Образец упаковки и маркировки изделия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛАЯ РЕКА»

Белье медицинское одноразовое нестерильное, в наборах по ТУ
14.12.30-001-32048698-2017

Наименование изделия:

Набор №18, в составе:

1. Простыня медицинская в рулоне, с перфорацией, размер: 2, цвет: голубой.
2. Салфетка медицинская в рулоне, с перфорацией, размер: 21, цвет: голубой.

Производитель:

ООО «БЕЛАЯ РЕКА»

mpkbr@mail.ru

Адрес: 453480 Россия, Республика Башкортостан,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Чкалова, д.5.

Информация по изделию:

1. Простыня медицинская в рулоне:

- ширина: 80 ± 1 см;
- длина: 120 ± 1 см;
- количество в рулоне: 150 шт.

2. Салфетка медицинская в рулоне:

- ширина: 40 ± 1 см;
- длина: 40 ± 1 см;
- количество в рулоне: 250 шт.

Материал изготовления: СС
(спандбон-мелтблаун-спандбонд), плотность 42
г/м².

Партия №:

Дата изготовления: 04.2018г.

Срок годности: 5 лет

ТУ 14.12.30-001-32048698-2017

Условия хранения:

температура: от -50 до $+40$ °С;
влажность воздуха: от 0 до 80%

РУ №



Беречь от влаги



Маркировка добровольной сертификации

ЛИСТ(ОВ) 117

