

Фотографические изображения медицинского изделия
Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных
автомобилей НППж-01-«МЕДПЛАНТ»
по ТУ 9437-011-52777873-2016

для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей НППж-01-«Медплант» в рюкзаке медицинском универсальном РМУ-01



МЕДПЛАНТ

арт.

**Набор для оказания первой помощи для оснащения
пожарных автомобилей НППж-01-«МЕДПЛАНТ»
в рюкзаке медицинском универсальном РМУ-01**

ПУ № РЗН 2016/4774 от ____ г.

Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей
НППж-01-«МЕДПЛАНТ» по ТУ 9437-011-52777873-2016

Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации
Год выпуска, срок хранения,
номер партии см. в экпл. док.



EN ISO 13485:

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ»,
Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1,
ком.296-318. тел. +7 (495) 223-6016

Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей НППж-01-«Медплант» в рюкзаке медицинском универсальном РМУ-02



МЕДПЛАНТ

арт.

**Набор для оказания первой помощи для оснащения
пожарных автомобилей НППж-01-«МЕДПЛАНТ»
в рюкзаке медицинском универсальном РМУ-02**

РУ № РЗН 2016/4774 от ____ г.

Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей
НППж-01-«МЕДПЛАНТ» по ТУ 9437-011-52777873-2016

Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации

Год выпуска, срок хранения,
номер партии см. в эксл. док.

EN ISO 13485:

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ»,

Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1,
ком.296-518.

тел. +7 (495) 223-6016

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью _____

_____ Цифрами
_____ прописью

_____ ЛИСТОВ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____

Должность _____ ФИО _____ Подпись _____



Дополнения к фотографическим изображениям медицинского изделия
Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных
автомобилей НППж-01-«МЕДПЛАНТ»
по ТУ 9437-011-52777873-2016

1. Жгут кровоостанавливающий резиновый



2. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см



3. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см



4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см





БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
ТРУБЧАТЫЙ

№4

АППОЛО

Длина бинта 20 ± 2 см

7. Пакет перевязочный индивидуальный стерильный



9. Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2 см



Тканевый, цвета. На полимерной основе.

Предназначен для обработки мелких ран, порезов, царапин. Может применяться непосредственно на поврежденную поверхность. Для изготовления и туго, бактерицидный. Изготовлен с применением акрилового клея и антисептического вещества - акрилола.


Не использовать по истечении срока годности.

Хранить в сухом месте, при комнатной температуре. Не токсично, однократного применения, не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Производитель: Changzhou Huailan Health Dressing Co., Ltd. / Changzhou Huailan Health Dressing Co., Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhongguo Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.

Поискать: GOSZ Care, 303008, Орел, ул. Вокзальная, д. 37, тел: +7 (4862) 44-02-02.

Срок годности / Shelf life: 04.2018 / 04.2023 / 04.2018
Срок годности / Use before: 04.2018 / 04.2023 / 04.2018



STERILE



Рег. № № 003 2011 L000004 от 20.04.2011



11. Салфетки марлевые медицинские стерильные N 10 не менее 16 см x 14 см



12. Стерильная салфетка (либо комплект белья со стерильной салфеткой) не менее 40 см x 60 см



РУ №ФСР 2009/05684 от 15 09 2009г.

ЗАО «Здравмедтех-К»

Россия Калужская область, г. Кондрово,

Ул. Рабочая 2, тел: (48434-3-25-34), (495-628-81-69)

Комплект белья и одежды хирургический, из нетканых
материалов одноразовый Стерильный Отк 90

ТУ 9398-005-48357450-2009 1

«Радиационно стерилизовано»


Простыня мел. 60x60см. пл25 -1шт.

Партия № 23 дата выпуска 09 2015г.

Срок годности 5 лет с даты стерилизации.

Имеется сертификат соответствия Госстандарта Р.Ф.

13. Стерильная салфетка или простыня (либо комплект белья со стерильной салфеткой или простыней) не менее 70 см х 140 см




14. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) салфетка, не менее 24 x24 см




15. Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) для **новорожденных**, детей, взрослых



15. Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) для новорожденных, **детей**, взрослых



16. Воротник-шина шейная (либо комплект шин) для взрослых



18. Шины иммобилизационные (заготовки шин, либо комплект шин) однократного применения длиной не менее 60 см



19. Шины иммобилизационные (заготовки шин, либо комплект шин) однократного применения длиной не менее 80 см



20. Шины иммобилизационные (заготовки шин, либо комплект шин) однократного применения длиной не менее 120 см





ОКПД2 32.50.22.127
19438-001-91531720-2011
2012/13255 от 21.02.2019 г.

МЕДПЛАНТ

арт. 1361

Комплект шин транспортных иммобилизационных
ослабленных многоуровневого применения
КШТИ-01 «Медплант»

Повязка косыночная универсальная ПКУ-01

Руководство 2012/13255 от 21.02.2019

Комплект шин транспортных иммобилизационных
ослабленных КШТИ-01 «Медплант»

по ТУ 9438-001-91531720-2011

Перед применением обработать

к руководству по эксплуатации

Год выпуска: 2019

Срок хранения: 36 мес

ЕН ISO 13485:2016



применения

ИТ

АЛЬНАЯ ПКУ-01

3-2011

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316,
г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5, эт. 2, пом. 1,
ком. 296-318.
тел. +7 (495) 223-6016



23. Ножницы для разрезания повязок по Листеру




24. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые не менее М

Смотровые латексные перчатки размер М
По заказу ООО «Фарм-Глобал», Россия, г. Москва, ул.
Мясницкая, 30/12-стр.2.
Изготовлено: Топ Глав Сна Бхд. (Малайзия).
Рег. ул. № ФСЗ 2009/03130 от 25.09.2009
Дата выпуска: апрель 2018 г. Срок годности: 5 лет.
Партия №: 210028936LPZA
Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла
(температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных
лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и
ионизирующего излучения.
CP 625-27838-20188: продукция, изготовленная по инструкции
использования латекса могут вызывать аллергическую реакцию.
Не предназначены для использования в качестве основной
химической защиты.

Смотровые латексные перчатки размер М
По заказу ООО «Фарм-Глобал», Россия, г. Москва, ул.
Мясницкая, 30/12-стр.2.
Изготовлено: Топ Глав Сна Бхд. (Малайзия).
Рег. ул. № ФСЗ 2009/03130 от 25.09.2009
Дата выпуска: апрель 2018 г. Срок годности: 5 лет.
Партия №: 210028936LPZA
Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла
(температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных
лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и
ионизирующего излучения.
CP 625-27838-20188: продукция, изготовленная по инструкции
использования латекса могут вызывать аллергическую реакцию.
Не предназначены для использования в качестве основной
химической защиты.

125. Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками





27. Салфетки антисептические из бумажного текстиленподобного материала стерильные спиртовые не менее 12,5 x 11,0 см



LEINA-WERKE

Ein starker Partner bringt Sicherheit

RETTUNGSDECKE

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ

для пострадавших от перегревания или переохлаждения, для комплектации аптечек первой медицинской помощи.

160 x 210 см серебряный/золотой

Защита от холода:

Серебряной стороной к телу. Таким образом отражается тепло тела. Опасность переохлаждения уменьшается.



Защита от жары:

Золотой стороной к телу. Благодаря отражению солнечных лучей тело предохраняется от нагрева.

Правила пользования:

1. Расстелить спасательное покрывало (одеяло).
2. Пострадавшего положить на бок, голову наклонить вперед ртом вниз и хорошо завернуть.
3. Концы покрывала закрепить с помощью пластыря.
4. Обеспечить доступ воздуха.

29. Носилки мягкие бескаркасные не менее 170 см х 70 см



attaché

Блокнот А7

32 листа

Арт. 140354

ТУ 546-001-96124698-08



EAC

Производитель: ООО «БОЛЬШОЙ КИТ»

Россия, 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, пом. XI, оф. 58

Срок годности не ограничен

Безопасен при использовании по назначению
Товар не подлежит обязательной сертификации
и декларированию соответствия


Для записей

Не требует особых условий хранения

32. Маркер перманентный черного цвета



33. Английская булавка стальная со спиралью не менее 38 мм



34. Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см х 25 см



Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью -37-

Цифрами

(тридцать семь

прописью

) листов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Должность

ХАРДИНА С.М.

ФИО

Подпись

