

Концентрация алкоголя	
процент	0,0 0,02 0,05 0,1 0,2
промилле	0,0 0,2 0,5 1,0 2,0


Хранить в сухом месте при температуре 2-30°C



4 607024 580196

Способ применения

1. Открыть пакет, достать тест-полоску
2. Подготовить полосу к использованию
3. Через 5-30 сек нанести тест-полоску в острый угол рта, чтобы слюна не соприкоснулась с тестовой поверхностью
4. Через две минуты (но не более 5 мин) с помощью пинцетов нанести в слюну образец слюны с датчика. В течение 10 мин не принимать пищу и не пить
5. Через 10 мин в течение 20 мин после нанесения образца слюны измерить температуру



Место для
нанесения образца слюны

Серия №

Годен до:



Ижевск, ООО "ФАКТОР-МЕД", 117574, Россия, г. Москва, пр-д Одревского, д. 1400 0957965, e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru

Полоска индикаторная для качественного и
полуколичественного определения
алкоголя в слюне

АЛКОТЕСТ-ФакторМ

Полоска для определения содержания

Зарегистрирован в Роспотребнадзоре МЗ РФ

Регистрационный удостоверение МЗ РФ № 90-01242034 (194-00 от 15.02.2006) ТУ 9396-010-51062368-2004

Концентрация алкоголя					
проценты	0,0	0,02	0,05	0,1	0,2
промилле	0,0	0,2	0,5	1,0	2,0

Хранить в сухом месте при температуре 2-30°C



УСТРОЙСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

1. Разорвать пакет, достать тест-полоску.
2. Поместить полоску в слюну.
3. Через 5-10 сек. извлечь тест-полоску и осторожно удалить избыток слюны на салфетку или чашку.
4. Через две минуты (но не более 5 мин) с момента погружения полоски в слюну принять верную с цветом-4 цифрой на упаковке упаковку.
5. Измерить: сразу в течение 30 мин. после взятия пробы при комнатной температуре.

Место для
использования
образца слюны

Серия №

Годен до:

Ижевск, ООО "ФАКТОР-МЕД", 117574, Россия, г. Москва, пр-д Одолевского, д. 1, тел.: +7(800) 5527505, e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru

Полоска индикаторная для качественного и
полуколичественного определения
алкоголя в слюне

АЛКОТЕСТ-ФакторМ

Результат для анализа: Визуальный

Зарегистрировано в Роспотребнадзоре МЗ РФ

Регистрационный сертификат МЗ РФ № 50-01242008-753-05 от 10.02.2008 г. ТУ 93.95.075-10.02.2008

