



Фотографии медицинского изделия
«Раствор очищающий CELLCLEAN AUTO для гематологического оборудования Sysmex для диагностики in vitro»
производства компании SYSMEX CORPORATION, Япония


Фото 1. Раствор очищающий CELLCLEAN AUTO (в упаковке, вид сверху)



Фото 2. Внешняя коробка. Сторона 1







适用于全自动血液分析仪的清洁液
(体外诊断用)

清洗液

危险

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

应急咨询电话: 400-820-0815

主要组成成分:

次氯酸钠(有效氯浓度 5.0%)

警告及注意事项:

使用前请仔细阅读说明书及化学品安全技术说明书。

经销商及售后服务单位

名称: 希森美康医用电子(上海)有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号5幢209室

联系方式: 400-820-0815

生产企业:

名称: SYSMEX CORPORATION

住所: 1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

生产地址: 17 Takumidai, Ono, Hyogo 675-1322, Japan

联系方式: 81-78-265-0500

Components:

Sodium Hypochlorite
(available chlorine concentration 5.0%)

Éléments:

Hypochlorite de sodium
(concentration du chlore à 5,0%)

Componentes:

Hipoclorito sódico
(concentración en cloro del 5,0%)

Composição:

Hipoclorito de sódio
(concentração de cloro de 5,0%)

組成:

次亜塩素酸ナトリウム
(有効塩素濃度 5.0%)

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de acesso ao site www.sysmex.com.br.
Centro de Informacoes Toxicologicas de Curitiba: 0800410148

製造販売元

シスメックス株式会社

神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1

〒651-0073

CCA-500A
CA793032C

GHS requirements: **Danger**

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

P264 Wash skin thoroughly after handling.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations.

Obligaciones del SGA: **Peligro**

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P264 Lavarse la pelle concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local y nacional.

Obrigações GHS: **Perigo**

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.


P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

Фото 6. Раствор очищающий CELLCLEAN AUTO (флакон)





**Инструкция по применению
медицинского изделия**

**«Раствор очищающий CELLCLEAN AUTO для
гематологического оборудования Sysmex для
диагностики in vitro»**

**производства компании
SYSMEX CORPORATION, Япония**

Версия 1 от 01.03.2018

Только для Российской Федерации



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 9
_____ листах