

ООО «Терумо Рус»

Бизнес-Центр «Северная Башня»
ул.Тестовская, д.10, 2-ой под., 13-й этаж,
Помещение I, офис 5
123112, Москва, Россия,
Tel.: +7 495 988 4740

www.terumo-europe.com



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Терумо Рус»

Уэно Минору

21 » октября 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Катетер направляющий Climber,
производства PendraCare International B.V., Нидерланды

2021




ФОТО 1. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P5AL070N, наружный диаметр 5 Fr. (1,76 мм), внутренний диаметр 0,058" (1,47 мм), форма кончика AL.75, длина катетера 100 см (общий вид).

Внешний вид катетеров наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм), 7 Fr. (2,37 мм), 8 Fr. (2,68 мм) с формой кончика AL.75, AL1, AL1.5, AL2, AL3 аналогичен




ФОТО 2. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P6HS000N, наружный диаметр 6 Fr. (2,08 мм), внутренний диаметр 0,071" (1,80 мм), форма кончика HS, длина катетера 100 см (общий вид)




ФОТО 3. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P8JR450N, наружный диаметр 8 Fr. (2,68 мм), внутренний диаметр 0,091" (2,31 мм), форма кончика JR4.5, длина катетера 100 см (общий вид)

Разный вид катетеров наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм), 7 Fr. (2,37 мм), 8 Fr. (2,68 мм) с формой кончика JR3, JR3.5, JR4, JR4.5, JR5, JR6 аналогичен




ФОТО 4. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P8JL400A, наружный диаметр 8 Fr. (2,68 мм), внутренний диаметр 0,091" (2,31 мм), форма кончика JL4, длина катетера 100 см, 2 боковых отверстия (общий вид)

Внешний вид катетеров наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм), 7 Fr. (2,37 мм), 8 Fr. (2,68 мм) с формой кончика JL3, JL3.5, JL4, JL4.5, JL5, JL6 аналогичен



ФОТО 5. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P6BP010A, наружный диаметр 6 Fr. (2,08 мм), внутренний диаметр 0,071" (1,80 мм), форма кончика LCB, длина катетера 100 см, 2 боковых отверстия (общий вид)




ФОТО 6. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P7BP020A, наружный диаметр 7 Fr. (2,37 мм), внутренний диаметр 0,082" (2,08 мм), форма кончика RCB, длина катетера 100 см, 2 боковых отверстия (общий вид)

Внешний вид катетеров наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм) с формой кончика RCB аналогичен представленному на фото. Отличие в размерах..



ФОТО 7. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P6TR300N, наружный диаметр 6 Fr. (2,08 мм), внутренний диаметр 0,071" (1,80 мм), форма кончика TIG3, длина катетера 100 см (общий вид)

Внешний вид катетеров с наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм) с формой кончика TIG3, TIG3.5, TIG4, TIG4.5, TIG5 аналогичен представленному на фото.




ФОТО 8. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P7EB370A, наружный диаметр 7 Fr. (2,37 мм), внутренний диаметр 0,082" (2,08 мм), форма кончика EBU3.75, длина катетера 100 см, 2 боковых отверстия (общий вид)

Внешний вид катетеров наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм), 7 Fr. (2,37 мм), 8 Fr. (2,68 мм) с формой кончика EBU3, EBU3.25, EBU3.5, EBU3.75, EBU4,



ФОТО 9. Катетер направляющий Climber, вариант исполнения: GC-P8XR370A, наружный диаметр 8 Fr. (2,68 мм), внутренний диаметр 0,091" (2,31 мм), форма кончика XBRCА3.75, длина катетера 100 см, 2 боковых отверстия (общий вид)

Внешний вид катетеров наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм), 7 Fr. (2,37 мм), 8 Fr. (2,68 мм) с формой кончика XBRCА3, XBRCА3.5, XBRCА3.75, XBRCА4,




ФОТО 10. Форма кончика AR (крупный план).

Внешний вид формы кончика AR1 и AR2 катетеров наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм), 7 Fr. (2,37 мм), 8 Fr. (2,68 мм) аналогичен представленному на фото.

Отличие в размерах.




ФОТО 11. Форма кончика IM (крупный план).

Внешний вид формы кончика IM катетеров с наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм), 7 Fr. (2,37 мм) аналогичен представленному на фото. Отличие в размерах.




ФОТО 12. Форма кончика МРА (крупный план).

Внешний вид формы кончика МРА катетеров с наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм), 7 Fr. (2,37 мм) аналогичен представленному на фото. Отличие в размерах.




ФОТО 13. Форма кончика RAD (крупный план).

Важно! RAD катетеров наружным диаметром 5Fr (1,76 мм), 6 Fr. (2,08 мм) аналогичен представленному на фото. Отличие в размерах.




ФОТО 14. Форма кончика RBK (крупный план).




ФОТО 15. Форма кончика RBL (крупный план).

Внешний вид формы кончика RBL3.5, RBL4 катетеров с наружным диаметром 5Fr. (1,76 мм) аналогичен представленному на фото. Отличие в размерах.




ФОТО 16. Форма кончика RBM (крупный план).



ФОТО 17. Форма кончика МР1 (крупный план)




ФОТО 18. Форма кончика RN1 (крупный план)



ФОТО 19. Форма кончика RN2 (крупный план)




ФОТО 20. Форма кончика RN3 (крупный план)




ФОТО 21. Катетер направляющий Climber (пример индивидуальной стерильной упаковки)





ФОТО 22. Катетер направляющий Climber (пример отдельной коробки)

Fr.5 Guiding Catheter

LOT 2107-0056
REF GC-P5TR40CN
2024-06

Climber™

Guiding Catheter, Cathéter de guidage, Führungskatheter, Cathéter de guía, Catheter-guia, Catetere guida, Geleidekatheter, Styrkatheter, Guidekatheter, Ledekatheter, Olyajinkatheter, Οδηγός καθετήρας, направляющий катетер, Cewnik prowadzący, Vezetőkatéter, Vodiči katér, Vodiaci katéter, Klavuz Kateter, Juhdekateter, Vaditājkatērs, Kreipiamoji kateterio, Vodišni kateter, Kateter za navođenje, Cateter ghid, Подводный катетер, Провідниковий катетер



TIG4

Fr.5	I.D.	P max	Hydrophilic coating
O.D. 1.76 mm	0.058" 1.47 mm	725 psi 5000 kPa	

TERUMO Fr.5 GUIDING CATHETER REF GC-P5TR40CN



(01)08718122022832(17)170600(10)1407-0056

TERUMO Fr.5 GUIDING CATHETER REF GC-P5TR40CN



(01)08718122022832(17)170600(10)1407-0056



STERILE EO

PendraCare International B.V.
Van der Waalspark 27
9351 VC Leek, The Netherlands

Distributed by:
TERUMO EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN 40
3001 LEUVEN, BELGIUM

CE 0344 TERUMO


03-18-02

Fr.5 Guiding Catheter

LOT 2107-2103
REF GC-P5AL070N
2024-07

Climber™

Guiding Catheter, Cathéter de guidage, Führungskatheter, Cathéter de guía, Catheter-guia, Catetere guida, Geleidekatheter, Styrkatheter, Guidekatheter, Ledekatheter, Olyajinkatheter, Οδηγός καθετήρας, направляющий катетер, Cewnik prowadzący, Vezetőkatéter, Vodiči katér, Vodiaci katéter, Klavuz Kateter, Juhdekateter, Vaditājkatērs, Kreipiamoji kateterio, Vodišni kateter, Kateter za navođenje, Cateter ghid, Подводный катетер, Провідниковий катетер



AL.75

Fr.5	I.D.	P max	Hydrophilic coating
O.D. 1.76 mm	0.058" 1.47 mm	725 psi 5000 kPa	

TERUMO Fr.5 GUIDING CATHETER REF GC-P5AL070N



(01)08718122022832(17)220700(10)1908-2103

TERUMO Fr.5 GUIDING CATHETER REF GC-P5AL070N



(01)08718122022832(17)220700(10)1908-2103



STERILE EO

PendraCare International B.V.
Van der Waalspark 27
9351 VC Leek, The Netherlands

Distributed by:
TERUMO EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN 40
3001 LEUVEN, BELGIUM

CE 0344 TERUMO

03-18-02

ФОТО 23. Катетер направляющий Climber (проект маркировки на индивидуальной упаковке)

TERUMO

Fr.5 REF GC-P6TR400N TIG4
LOT 2107-0056 2024-06

Climber™

Guiding Catheter, Cathéter de guidage, Führungskatheter, Cathéter de guía, Cateter guía, Catetere guida, Geleidekatheter, Styrkatheter, Guidekatheter, Ledekatheter, Öngyűző katéter, направляющий катетер, Cewnik prowadzący, Vezetőkathéter, Vodici kateter, Vodiaci kateter, Kılavuz Kateter, Juhtekatheter, Vadítőkathéter, Kierpiamojo kateterio, Vodilni kateter, Kateter za navođenje, Cateter ghid, Водоц катетър, Провідниковий катетер



TIG4

Fr.5	I.D.	P max	Hydrophilic coating
O.D. 1.76 mm	0.058" 1.47 mm	725 psi 5000 kPa	

2024-06 REF GC-P6TR400N LOT 2107-0056



(01)38718122022833(17)170690(10)1407-0056



PendraCare International B.V.
Van der Waalspark 22
9351 VC Leek, The Netherlands

Distributed by:
TERUMO EUROPE N.V.
NTER-EURONLADN 40
3001 LEUVEN, BELGIUM

CE 0344 TERUMO

TERUMO

Fr.5 REF GC-P6AL070N AL.75
LOT 2107-2103 2024-07

Climber™

Guiding Catheter, Cathéter de guidage, Führungskatheter, Cathéter de guía, Cateter guía, Catetere guida, Geleidekatheter, Styrkatheter, Guidekatheter, Ledekatheter, Öngyűző katéter, направляющий катетер, Cewnik prowadzący, Vezetőkathéter, Vodici kateter, Vodiaci kateter, Kılavuz Kateter, Juhtekatheter, Vadítőkathéter, Kierpiamojo kateterio, Vodilni kateter, Kateter za navođenje, Cateter ghid, Водоц катетър, Провідниковий катетер



AL.75

Fr.5	I.D.	P max	Hydrophilic coating
O.D. 1.76 mm	0.058" 1.47 mm	725 psi 5000 kPa	

2024-07 REF GC-P6AL070N LOT 2107-2103



(01)38718122022833(17)220700(10)1908-2103



PendraCare International B.V.
Van der Waalspark 22
9351 VC Leek, The Netherlands

Distributed by:
TERUMO EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN 40
3001 LEUVEN, BELGIUM

CE 0344 TERUMO

ФОТО 24. Катетер направляющий Climber (проект маркировки на отдельной коробке)

Катетер направляющий Climber	
Производитель: ПендраКеа Интернешнл Б.В., Нидерланды, PendraCare International B.V., Van der Waalspark 22, 9351 VC Leek, The Netherlands Произведено в Нидерландах	
См. REF LOT  на основной маркировке производителя	
     	
Обратитесь к основной маркировке, упаковке и эксплуатационной документации производителя за нормативными сведениями и полной информацией о безопасном использовании изделия.	
 Апирогенно Нетоксично 	Представитель производителя в РФ: ООО «Терумо Рус», Россия, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10, эт/пом/ком 13/1/5. Тел. + 7 495 988 47 40 Регистрационное удостоверение № PЗН 2020/9577 от XX.XX.XXXX

ФОТО 25. Катетер направляющий Climber (макет стикера на русском языке)

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
НА 26 (двадцати шести) ЛИСТАХ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ТЕРУМО РУС»
ИНОРУ УЭНО