

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЕВРОФЛОН в/в канюля с соединителем «Луер-Лок» и портом для инъекций

Показания:

- ✓ переливание внутривенных растворов;
- ✓ прерывистое внутривенное введение лекарственных растворов;
- ✓ поддержание гидратации и/или исправление дегидратации, если пациент не способен принимать достаточный объем жидкости через рот.

Противопоказание:

- ✓ изделие не должно использоваться у пациентов с известной сверхчувствительностью к любому из использованных материалов;
- ✓ введение очень вязких жидкостей;
- ✓ переливание большого количества крови.

Инструкция по использованию:

- ✓ тщательно выбрать и асептически подготовить участок для прокола;
- ✓ выбрать подходящий размер в/в канюли и визуально убедиться, что пакет не поврежден;
- ✓ извлечь канюлю из стерильной упаковки и снять колпачок с иглы;
- ✓ держать канюлю за крышку порта для инъекций и его проекции на втулку;
- ✓ сделать укол в вену и проверить на обратный поток крови в камеру обратного потока;
- ✓ продвинуть катетер в вену и одновременно отвести иглу;

Никогда не пробуйте повторно вставить частично или полностью убранный иглу!

- ✓ убрать иглу полностью, нажимая вену около участка прокола и выбросить иглу в подходящий контейнер;
- ✓ соединить с линией устройства для в/в переливания;
- ✓ закрыть участок прокола стерильной повязкой;
- ✓ выполнять наблюдение и уход за участком прокола согласно медицинским нормам.

Предупреждение:

- ✓ использовать эту продукцию можно только квалифицированному врачу или парамедику;
- ✓ прочитать инструкцию перед использованием.

ИНТЕРФАРМА отказывается от какой-либо ответственности за возможные последствия, следующих из-за неправильного использования.

- ✓ изделие не должно быть повторно обработано;
- ✓ визуально осматривайте и тщательно проверяйте изделие и упаковку перед использованием. Неправильная транспортировка и обработка может быть причиной структурного и функционального повреждения устройства или упаковки;
- ✓ нетоксичность, стерильность и апирогенность изделия гарантировано, если пакет не был открыт или поврежден;
- ✓ изделие не должно подвергаться чистке или повторной стерилизации. Только для однократного применения. Выбросить после использования;
- ✓ хранить в прохладном и сухом месте;
- ✓ беречь от воздействия высокой температуры и прямого света;
- ✓ изделие должно быть использовано немедленно после вскрытия упаковки.

ЕВРОКАН в/в канюля с соединителем «Луер-Лок»

Показания:

- ✓ переливание внутривенных растворов;
- ✓ прерывистое внутривенное введение лекарственных растворов;
- ✓ поддержание гидратации и/или исправление дегидратации, если пациент не способен принимать достаточный объем жидкости через рот.

Противопоказания:

- ✓ изделие не должно использоваться у пациентов с известной сверхчувствительностью к любому из использованных материалов;
- ✓ введение очень вязких жидкостей;
- ✓ переливание большого количества крови.

Инструкция по использованию:

- ✓ тщательно выбрать и асептически подготовить участок для прокола;
- ✓ выбрать подходящий размер в/в канюли и визуально убедиться, что пакет не поврежден;
- ✓ извлечь канюлю из стерильной упаковки и снять колпачок с иглы;
- ✓ держать канюлю за крышку порта для инъекций и его проекции на втулку;
- ✓ сделать укол в вену и проверить на обратный поток крови в камеру обратного потока;
- ✓ продвинуть катетер в вену и одновременно отвести иглу;

Никогда не пробуйте повторно вставить частично или полностью убранную иглу!

- ✓ убрать иглу полностью, нажимая вену около участка прокола и выбросить иглу в подходящий контейнер;
- ✓ соединить с линией устройства для в/в переливания;
- ✓ закрыть участок прокола стерильной повязкой;
- ✓ выполнять наблюдение и уход за участком прокола согласно медицинским нормам.

Предупреждение:

- ✓ использовать эту продукцию можно только квалифицированному врачу или парамедику;
- ✓ прочитать инструкцию перед использованием.

ИНТЕРФАРМА отказывается от какой-либо ответственности за возможные последствия, следующих из-за неправильного использования.

- ✓ изделие не должно быть повторно обработано;
- ✓ визуально осматривайте и тщательно проверяйте изделие и упаковку перед использованием. Неправильная транспортировка и обработка может быть причиной структурного и функционального повреждения устройства или упаковки;
- ✓ нетоксичность, стерильность и апиrogenность изделия гарантировано, если пакет не был открыт или поврежден;
- ✓ изделие не должно подвергаться чистке или повторной стерилизации. Только для однократного применения. Выбросить после использования;
- ✓ хранить в прохладном и сухом месте;
- ✓ беречь от воздействия высокой температуры и прямого света;
- ✓ изделие должно быть использовано немедленно после вскрытия упаковки.