



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мега-Оптим»



2010 г.

Ю.А. Горшков

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Трости опорные»



Трости опорные предназначены для дополнительной опоры при ходьбе людей (пользователей) массой до 100 кг, как техническое средство для профилактики и реабилитации инвалидов. Применение тростей обеспечивает реабилитационный эффект после травм и операций.

Трости изготавливаются по ТУ 9396-001-18953835-2002.

1. Трости деревянные с пластмассовой ручкой, артикул ИПР.

Вес трости- 360 г

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000 мм.



Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой.

Опорная часть трости имеет снизу сменный наконечник из резины или сверхпрочного пластика.

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. И далее передвигаться в такой же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях, необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

Рис.1 Трость деревянная.

2. Трость деревянная с пластмассовой ручкой с УПС «Антилед», артикул ИПР-А.

Все трости – 420г

Вес пользователя – до 100кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой.

Опорная часть трости имеет снизу устройство против скольжения (УПС) «Антилед», в виде накидной коронки.

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. И далее передвигаться в такой же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях, необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.



Рис. 2 УПС «Антилед»

3. Трость деревянная с пластмассовой ручкой с УПС «внутренний штырь», артикул ИПР-Ш.



Вес трости – 420 г
Вес пользователя – до 100кг
Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой.

Опорная часть трости имеет снизу устройство против скольжения (УПС) «Антилед», в виде накладной коронки.

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. И далее передвигаться в этой же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях

Рис.3 УПС «внутренний штырь» необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

4. Трость деревянная с деревянной ручкой, артикул ДР.



Вес трости – 400г.
Вес пользователя – до 100кг.
Высота трости - 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка и стойка изготовлены из дерева. Наконечник изготовлен из высокопрочного пластика.

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях

Рис.4. Трость деревянная с деревянной ручкой. необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

5. Трость деревянная с деревянной ручкой с УПС «Антилед», артикул ДР-А.

Вес трости – 460г.
Вес пользователя – до 100 кг.
Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка и стойка изготовлены из дерева.

Опорная часть снизу имеет устройство против скольжения «Антилед» (Рис.2).

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом

помещении вдали от отопительных приборов.

6. Трость деревянная с деревянной ручкой с УПС «внутренний штырь», артикул ДР-Ш.

Вес трости – 460г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка и стойка изготовлены из дерева.

Опорная часть снизу имеет устройство против скольжения «внутренний штырь» (Рис.3).

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

7. Трость алюминиевая с деревянной ручкой, артикул АД.



Вес трости – 380г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из алюминия.

Снизу на опорной части наконечник из высокопрочного пластика.

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

Рис.5 Трость алюминиевая с деревянной ручкой.

8. Трость алюминиевая с деревянной ручкой с УПС «Антилед» артикул АД-А.

Вес трости – 400г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из алюминия.

Снизу на опорной части УПС типа «Антилед» (Рис.2).

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

9. Трость алюминиевая с деревянной ручкой с УПС «выдвижной штырь», артикул АД-Ш.

Вес трости – 400г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из алюминия.

Снизу на опорной части УПС типа «выдвижной штырь» (Рис.3).

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

10. Трость стеклопластиковая с деревянной ручкой, артикул СТ.



Рис.6 Трость стеклопластиковая с деревянной ручкой.

Вес трости – 390г.

Вес пользователя – до 100кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из стеклопластика.

Снизу на опорной части наконечник из высокопрочного пластика или мягкой резины.

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности. Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от Отопительных приборов.

11. Трость стеклопластиковая с деревянной ручкой с УПС «Антилед», артикул СТ-А.

Вес трости – 420г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из стеклопластика.

Снизу на опорной части УПС типа «Антилед» (Рис.2).

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

12. Трость стеклопластиковая с деревянной ручкой с УПС «внутренний штырь», артикул СТ-Ш.

Вес трости – 460г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из стеклопластика.

Снизу на опорной части УПС типа «внутренний штырь» (Рис.3).

Пользователь опираясь на трость должен сделать шаг, и далее передвигаться в такой же последовательности

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

13. Трость деревянная с деревянной ручкой, конусной стойкой, артикул ДЕРБИ.



Рис.7. Трость деревянная с деревянной ручкой, конусной стойкой.

Вес трости- 390 г.

Вес пользователя – до 100кг.

Высота трости- 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из дерева. Стойка к опорной части немного сужается.

Снизу на опорной части наконечник из мягкой резины.

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. Далее передвигаться в той же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

14. Трость деревянная с деревянной ручкой, конусной стойкой с УПС, артикул ДЕРБИ-А, ДЕРБИ-Ш.

Вес трости – 460г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из дерева. Стойка к опорной части немного сужается.

Снизу на опорной части устанавливается УПС. На трости артикул ДЕРБИ-А устанавливается УПС типа «Антилед» (Рис.2), на трость артикул ДЕРБИ-Ш устанавливается УПС типа «внутренний штырь» (Рис.3).

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. Далее передвигаться в той же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

15. Трость из древесины ценных пород (дуб) с деревянной ручкой, артикул ТД.



Вес трости – 380г.

Вес пользователя – до 100кг.

Высота трости- 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Стойка и ручка изготовлены из дерева дуб.

Снизу на опорной части устанавливается наконечник из мягкой резины.

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг.

Рис.8. Трость из ценных пород дерева (дуб) с деревянной ручкой.

Далее передвигаться в той же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

16. Трость из древесины ценных пород (дуб) с деревянной ручкой с УПС, артикул ТД-А, ТД-Ш.

Вес трости – 460г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из дерева.

Снизу на опорной части устанавливается УПС. На трости артикул ТД-А устанавливается УПС типа «Антилед»(Рис.2), на трость артикул ТД-Ш устанавливается УПС типа «внутренний штырь» (Рис.3).

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. Далее передвигаться в той же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

16. Трость из древесины ценных пород (дуб) с деревянной ручкой, конусной стойкой, артикул ТДК.

Вес трости- 390 г.

Вес пользователя – до 100кг.

Высота трости- 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из дерева. Стойка к опорной части немного сужается.

Снизу на опорной части наконечник из мягкой резины.

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг.

Далее передвигаться в той же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

17. Трость из древесины ценных пород (дуб) с деревянной ручкой, конусной стойкой с УПС, артикул ТДК-А, ТДК-Ш.

Вес трости – 460г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из дерева. Стока к опорной части немного сужается.

Снизу на опорной части устанавливается УПС. На трости артикул ТДК-А устанавливается УПС типа «Антилед»(Рис.2), на трость артикул ТДК-Ш устанавливается УПС типа «внутренний штырь» (Рис.3).

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. Далее передвигаться в той же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

18. Трость бамбуковая с деревянной ручкой, артикул БК.

Вес трости – 350г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.

Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из бамбука.

Снизу на опорной части устанавливается наконечник из мягкой резины.

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. Далее передвигаться в той же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

19. Трость бамбуковая с деревянной ручкой, с УПС, артикул БК-А, БК-Ш.

Вес трости – 410г.

Вес пользователя – до 100 кг.

Высота трости – 750, 800, 850, 900, 950, 1000мм.



Трость опорная облегчает ходьбу пользователя и служит дополнительной опорой. Состоит из: рукоятки, стойки, наконечника. Рукоятка изготовлена из дерева, стойка из бамбука.

Снизу на опорной части устанавливается УПС. На трости артикул БК-А устанавливается УПС типа «Антилед» (Рис.2), на трость артикул БК-Ш устанавливается УПС типа «внутренний штырь» (Рис.3).

Пользователь, опираясь на трость должен сделать шаг. Далее передвигаться в той же последовательности.

Хранить трость опорную в домашних условиях необходимо в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

Рис.9 Трость бамбуковая с деревянной ручкой.


20. Хранение тростей опорных на складах и базах должно производиться в штабелях, в сухом закрытом помещении на деревянных поддонах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре не ниже 10 градусов Цельсия и относительной влажности не более 65%.

21. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи потребителю.

Средний срок службы – 1 год.

Средний срок сохраняемости – 3 года.



Принято
протокол
9 (декабрь) 2010

Генеральный директор
ООО "Медиа-Оптима" Ю.А. Горшков