



**Инструкция
по медицинскому применению отрезов марлевых медицинских
ТУ 8461-001-31039208-2001, предназначенных для изготовления операционно-
перевязочных средств.**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012581/2949-06 от 03.03.2006г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ 09.В02366

Отрезы изготовлены:

из марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной ГОСТ 9412-93 Волокнистый состав: хлопок
100%

Показания к применению:

Ранения, ожоги, растяжения и т.д.

Противопоказания, побочные действия:

Не обнаружены

Взаимодействия с лекарственными средствами:

Не взаимодействуют

Способ вскрытия и применения:

Индивидуальную упаковку разорвать. Применять для изготовления операционно-перевязочных средств.
При непосредственном контакте с открытой раной готовую повязку предварительно простерилизовать..

Условия хранения

Упакованные отрезки должны храниться в складских помещениях на полках и стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие влаги.

Срок годности

Для нестерильных отрезков – 6 лет

Форма выпуска

Отрезы выпускаются следующих типоразмеров:

1мх84см, 2мх84см, 3мх84см, 5мх84см, 10мх84см,

1мх90см, 2мх90см, 3мх90см, 5мх90см, 10мх90см.

Тип упаковки

Индивидуальная упаковка отрезков в полиэтиленовый пакет

Изготовитель:

АОЗТ Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника»

190020, г. Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д.35, тел/факс (812)786-45-94