




Инструкция
по медицинскому применению ваты медицинской гигроскопической глазной,
хирургической, гигиенической, стерильной и нестерильной ГОСТ 5556-81,
предназначенной для использования в качестве операционно-перевязочных средств.

Регистрационное удостоверение № ФС 01012005/1619-05
Сертификат соответствия № РОСС RU ИМ 09. В02367

Вата в зависимости от назначения подразделяется на виды:

- глазная
- хирургическая
- гигиеническая

Показания к применению:

Ранения, ожоги, растяжения и т.д.

Противопоказания, побочные действия:

Не обнаружены

Взаимодействия с лекарственными средствами:

Не взаимодействуют

Способ вскрытия и применения:

Индивидуальную упаковку разорвать. Применять в качестве операционно-перевязочного средства.

Условия хранения

Упакованная вата должна храниться в складских помещениях на поддонах и стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие влаги.

Срок годности

Для стерильной ваты – 5лет

Для нестерильной ваты – 10лет

Форма выпуска

Вата выпускается следующих типоразмеров:

25г, 50г, 100г, 250г

Тип упаковки

Упаковка стерильной ваты - в пергаментную упаковку,

Упаковка нестерильной ваты – в бумажную этикетку.

Изготовитель:

АОЗТ Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника»

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.35, тел/факс (812)786-45-94

Справка

Разработка «Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная хлопковая» ведется по ГОСТ 5556-81

Вата может использоваться как перевязочное средство в медицинских стационарах и в домашних условиях.

Волокнистый состав – хлопок 100%


Вата выпускается следующих типоразмеров:

25г, 50г, 100г, 250г

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ Р 51609-2000.

С момента последней регистрации ИМН «Вата медицинская гигроскопическая глазная, хирургическая, гигиеническая, стерильная и нестерильная, хлопковая и хлопко-вискозная» 16.05.2005г (РУ № ФС 01012005/1619-05) изделие не претерпело никаких изменений.

Директор АОЗТ «Фабрика медицинских
изделий и материалов «Ника»



_____- Н.А.Слободянюк.