

«Утверждаю»
 Директор АО «Фабрика «Ника»
 Н. А. Слободянюк
 «11» ДЕК 2019 2019 г

Этикетка на бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 5м * 7см



Стерилизация
 паровая, стерильно.
 Асептично. Непроницаемо внутри.

Назначение:
 использовать в качестве
 фиксирующего
 и сорбирующего материала
 в составе перевязочных средств.

Противопоказания: индивидуальная
 непереносимость к компонентам изделия.

Меры предосторожности: только для наружного
 применения. Осмотрите упаковку перед применением.
 Не используйте упаковку, если упаковка повреждена. Не
 используйте по истечении указанного на упаковке срока годности.

Способ вскрытия: разорвите оболочку, перевернув бинт. **Способ
 применения:** отмотайте необходимое количество бинта и используйте по
 назначению. **Состав:** хлопок 100%. **Хранить** в защищенном от солнечных лучей
 и атмосферных осадков месте по условиям хранения 5.03.04 ГОСТ 15150-99

Утилизация: использованный бинт относится к отходам класса А или Б и утилизируется
 в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. Утилизация упаковки с бытовыми отходами.

Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и
 материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
 Юр. адрес: Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, помещ.
 5-Н, ком. 1. Место производства: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020,
 Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, помещ. 23-Н, 21-Н.
 тел./факс (812) 786-45-94, 252-56-11. e-mail: mail@fabrika-nika.ru.
 www.fabrika-nika.ru



**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
 СТЕРИЛЬНЫЙ**
 по ГОСТ 1172-93



5^{±0,2} м x 7^{±0,5} см



Рег. уд. № ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

СЕРИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ /
 ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ

**СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ С ДАТЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ
 ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ
 ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**



«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н. А. Слободянюк
«НИКА» 2019 2019 г

Этикетка на бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 5м * 7см

Стерилизация паровая. Стерильно. Асепотично. Нетоксично внутри.

Назначение: использовать в качестве фиксирующего и сорбиционного материала в составе перевязочных средств.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость к компонентам изделия.

Меры предосторожности: только для наружного применения. Осмотрите упаковку перед применением. Не используйте бинт, если упаковка повреждена. Не используйте по истечении указанного на упаковке срока годности.

Способ вскрытия: разорвите оболочку, перевернув бинт. **Способ применения:** отмотать необходимое количество бинта и использовать по назначению. **Состав:** хлопок 100%. **Хранить** в защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте по условиям хранения СИОЖА ГОСТ 15150-69.

Утилизация: Использованный бинт относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Утилизация упаковки с бытовыми отходами.

Изготовитель: Акционерное общество "Фабрика медицинских изделий и материалов "Ника" (АО "Фабрика "Ника")
Юр. адрес: Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, помещ. 5-Н, ком. 1. Место производства: АО "Фабрика "Ника", Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, помещ. 23-Н, 21-Н.
тел./факс (812) 786-45-94, 252-56-11, e-mail: mail@fabrika-nika.ru, www.fabrika-nika.ru

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ГОСТ 1172-93

5_{±0,2} м x 7_{±0,5} см

Рег. уд. № ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

СЕРИЯ _____ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ / ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ _____

СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ С ДАТЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

«Утверждаю»
 Директор АО «Фабрика «Ника»
 И. А. Слободянюк
 «17» ДЕКА 2019 2019 г

Этикетка на бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 5м * 10см





«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н. А. Слободянюк
« 14 » ДЕК 2019 2019 г

**Этикетка на бинт марлевый медицинский стерильный
по ГОСТ 1172-93, 5м * 10см**

Стерилизация
процесс. Стерильно,
апатогенно, неопасно внутри.
Назначение: использовать в
качестве фиксирующего и
сорбиционного материала в составе
перевязочных средств. Предназначено для
однократного применения. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость к компонентам изделия. Меры
предосторожности: только для наружного применения. Осмотрите упаковку
перед применением. Не используйте бинт, если упаковка повреждена. Не используйте
по истечению указанного на упаковке срока годности. Способ вскрытия: разорвите обложку
перевязочного бинта. Способ применения: отмотайте необходимое количество бинта и используйте
по назначению. Состав: хлопок 100%. Хранить в защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков
месте по условиям хранения СИЗов (ГОСТ 19150-09). Утилизация: использованный бинт относится к отходам класса А
или Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Утилизация упаковки и бинта вето.

Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника»
(АО «Фабрика «Ника»). Юр. адрес: Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3,
лит. А, помещ. 5-Н, ком. 1. Место производства: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020,
Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, помещ. 23-Н, 21-Н.

**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ**
ПО ГОСТ 1172-93
5 ± 0,2 м X 10 ± 0,5 см

СЕРИЯ Пер. уд. № ФСР 2010/09194 от 26 июня 2019 г. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ
СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ С ДАТЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ



«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н. А. Слободянюк
«14 DEC 2019» 2019 г

Этикетка на бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 7м * 14см



«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н. А. Слободянюк
14 Дек 2019 2019 г



Этикетка на бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 7м * 14см



Директор АО «Фабрика» Н. А. Овчинникова

Этикетка на бинт марлевый медицинский стерильный
по ГОСТ 1172-93, 10м * 16см



«Утверждаю»
 Директор АО «Фабрика «Ника»
 Н. А. Слободянюк
 14.06.2019 2019 г

**Этикетка на бинт марлевый медицинский стерильный
 по ГОСТ 1172-93, 10м * 16см**

Стерилизация пастозная
 Стерильно. Асептично. Индивидуально
 внутри. Назначение: использовать
 в качестве фиксирующего и сорбиционного
 материала в составе перевязочных средств.
 Предназначено для однократного применения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость к компонентам изделия.
Меры предосторожности: только для наружного применения.
 Осмотрите упаковку перед применением. Не используйте бинт, если упаковка повреждена.
 Не используйте по истечению указанного на упаковке срока годности. **Способ вскрытия:**
 разорвать упаковку, вскрытую бинт. **Способ применения:** отмерять необходимое количество бинта
 и использовать по назначению. **Состав:** хлопок 100%. **Хранить:** в индивидуальной упаковке от солнечной
 лучей и атмосферной влаги. **Утилизация:** использованный бинт относится к отходам класса А
 или Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Утилизация упаковки с бытовым отходом.

Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» Юр. адрес:
 Россия, 190020, г. С-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1. Место производства: АО
 «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. С-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, пом. 23-Н, 21-Н.
 тел./факс (812) 786-45-94, 252-56-11, e-mail: mail@fabrika-nika.ru, www.fabrika-nika.ru

**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
 СТЕРИЛЬНЫЙ**
 ПО ГОСТ 1172-93

10^{±0.4} м X 16^{±1} см

СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ С ДАТЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ УСЛОВИЙ
 ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

СЕРИЯ _____ Пер. уд. № ФСР2010/09194 от 26.06.2019 г. _____ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ /
 _____ ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ

ШИРОКИЙ БИНТ

«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н. А. Слободянюк
» 14 ДЕК 2019 2019 г

Этикетка на бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, 5м * 7см

Назначение: использовать в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость к компонентам изделия.

Меры предосторожности: только для наружного применения. Осмотрите упаковку перед применением. Не используйте бинт, если упаковка повреждена. Не используйте по истечении указанного на упаковке срока годности.

Способ вскрытия: индивидуальную упаковку разорвать. **Способ применения:** отмотать необходимое количество бинта и использовать по назначению. **Состав:** хлопок 100%. **Хранить** в защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте по условиям хранения 5/0ЖА ГОСТ 15150-69.

Утилизация: Использованный бинт относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Утилизация упаковки с бытовыми отходами.

Изготовитель: Акционерное общество "Фабрика медицинских изделий и материалов "Ника" (АО "Фабрика "Ника")
Юр. адрес: Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, помещ. 5-Н, ком. 1. Место производства: АО "Фабрика "Ника", Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, помещ. 23-Н, 21-Н.
тел./факс (812) 786-45-94, 252-56-11. e-mail: mail@fabrika-nika.ru.
www.fabrika-nika.ru

**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**
по ГОСТ 1172-93

5_м X 7_{см}

Рег. уд. № ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

ПАРТИЯ _____ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____

**СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**



«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н. А. Слободянюк
_____ 2019 г

**Этикетка на бинт марлевый медицинский нестерильный
по ГОСТ 1172-93, 5м * 10см**



Пер. уд. № ФСР 2010/09194
от 26.06.2019 г.

Хранить в защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69. Утилизация: использованный бинт относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.
Утилизация упаковки с бытовыми отходами.
Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.



Бинт
марлевый медицинский
нестерильный
по ГОСТ 1172-93
5^{±0,2}м x 10^{±0,5}см



Изготовитель: Акционерное общество "Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства/Организация принимающая претензии: АО «Фабрика Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8(812)252-56-11, 78645-94 E-mail: mail@fabrika-nika.ru www.fabrika-nika.ru

Назначение: использовать в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств. Предназначено для однократного применения.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость к компонентам изделия.
Меры предосторожности: только для наружного применения. Не используйте бинт, если упаковка повреждена. Не используйте по истечении указанного на упаковке срока годности. **Способ применения:** отмотать необходимое количество бинта и использовать по назначению.

Номер партии:
Дата изготовления:



«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н. А. Слободянюк
_____ 2019 г.

Этикетка на бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, 7м * 14см



Пер. уд. № ФСР 2010/09194
от 26.06.2019 г.

Хранить в защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69. Утилизация: использованный бинт относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. Утилизация упаковки с бытовыми отходами. Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.



Бинт
марлевый медицинский
нестерильный
по ГОСТ 1172-93
7^{±0,3} м x 14^{±0,5} см



Изготовитель: Акционерное общество "Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства/Организация принимающая претензии: АО «Фабрика Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8(812)252-56-11, 78645-94 E-mail: mail@fabrika-nika.ru www.fabrika-nika.ru

Назначение: использовать в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств. Предназначено для однократного применения.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость к компонентам изделия.
Меры предосторожности: только для наружного применения. Не используйте бинт, если упаковка повреждена. Не используйте по истечении указанного на упаковке срока годности. **Способ применения:** отмотать необходимое количество бинта и использовать по назначению.

Номер партии:
Дата изготовления:



«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н. А. Слободянюк
«14.06.2019» 2019 г

**Этикетка на бинт марлевый медицинский нестерильный
по ГОСТ 1172-93, 7м * 10см**

Назначение: использовать в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств. Предназначено для однократного применения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость к компонентам изделия. Меры предосторожности: только для наружного применения. Осмотрите упаковку перед применением. Не используйте бинт, если упаковка повреждена. Не используйте по истечении указанного на упаковке срока годности. Способ вскрытия: индивидуальную упаковку разорвать. Способ применения: отмотать необходимое количество бинта и использовать по назначению. Состав: хлопок 100%. Хранить в защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте по условиям хранения S(OЖ4) ГОСТ 15150-69. Утилизация: Использованный бинт относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Утилизация упаковки с бытовыми отходами.

Изготовитель: АО «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника») Юр. адрес: Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, помещ. 5-Н, ком. 1. Место производства: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, помещ. 23-Н, 21-Н. тел./факс (812) 786-45-94, 252-56-11. e-mail: mail@fabrika-nika.ru www.fabrika-nika.ru

БИНТ
МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
ПО ГОСТ 1172-93

7^{±0,3} м X 10^{±0,5} см

Рег. уд. № ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
ПАРТИЯ
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н.А. Слободянюк
_____ 2019 г

**Этикетка на бинт марлевый медицинский нестерильный
по ГОСТ 1172-93, 10м * 16см**

ШИРОКИЙ БИНТ

НАЗНАЧЕНИЕ: использовать в качестве бинта для перевязки и сорбирования материалов в составе перевязочных средств. Предназначено для однократного применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость тугохлещевого изделия.

Меры предосторожности: только для наружного применения. Осмотрите упаковку перед применением. Не используйте бинт, если упаковка повреждена. Не используйте по истечении указанного на упаковке срока годности.

Способ вскрытия: разорвать обложку, ленту бинта.

Способ применения: отмотать необходимое количество бинта и использовать по назначению.

Состав: хлопок 100%.

Хранить: в защищенном от солнечного света и атмосферных осадков месте по условиям хранения ГОСТ 15150-09.

Утилизация: использованный бинт относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2.790-10. Утилизация упаковки с вытопками отходами.

Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» Юр. адрес: Россия, 190020, г. С-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1. Место производства: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. С-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, пом. 23-Н, 21-Н. тел./факс (812) 786-45-94, 252-56-11. e-mail: mail@fabrika-nika.ru. www.fabrika-nika.ru

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
по ГОСТ 1172-93

10^{±0,4} м X 16^{±1} см

СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

ПАРТИЯ Рег. уд. № ФСР2010/09194 от 26.06.2019 г. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШИРОКИЙ БИНТ

"Утверждаю"
 Директор АО "Фабрика "Ника"
 Н.А.Слободянюк
 "14 АЕК 2019" 2019г

Этикетка на групповую упаковку медицинского изделия:
 "Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93",
 5мх5см, 30шт



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
5_м * 5_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**5,0 ± 0,2**

Ширина,см.....**5,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 Разрывная нагрузка не менее 9 кгс



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
5_м * 5_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**5,0 ± 0,2**

Ширина,см.....**5,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 По согласованию с потребителем разрывная нагрузка не менее 7 кгс





"Утверждаю"
Директор АО "Фабрика "Ника"

Н.А.Слободянюк

2019г

Этикетка на групповую упаковку медицинского изделия:
"Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93",
5мх7см, 30шт



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
по ГОСТ 1172-93
5_м * 7_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**5,0 ± 0,2**

Ширина,см.....**7,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
(квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Хранить в сухом,защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
Бинт однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
Разрывная нагрузка не менее 9 кгс



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
по ГОСТ 1172-93
5_м * 7_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**5,0 ± 0,2**

Ширина,см.....**7,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
(квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Хранить в сухом,защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
Бинт однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
По согласованию с потребителем разрывная нагрузка не менее 7 кгс



"Утверждаю"
 Директор АО "Фабрика "Ника"
 Н.А.Слободянюк
 "14 ДЕК 2019" 2019г

Этикетка на групповую упаковку медицинского изделия:
 "Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93",
 5мх10см, 30шт



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
5_м * 10_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**5,0 ± 0,2**

Ширина,см.....**10,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом,защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт- однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 Разрывная нагрузка не менее 9 кгс



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
5_м * 10_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**5,0 ± 0,2**

Ширина,см.....**10,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом,защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт- однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 По согласованию с потребителем разрывная нагрузка не менее 7 кгс





Этикетка на групповую упаковку медицинского изделия:
"Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93",
7мх7см, 30шт



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
по ГОСТ 1172-93
7_м * 7_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**7,0 ± 0,3**

Ширина,см.....**7,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
(квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
Бинт однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
Разрывная нагрузка не менее 9 кгс



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
по ГОСТ 1172-93
7_м * 7_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**7,0 ± 0,3**

Ширина,см.....**7,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
(квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
Бинт однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
По согласованию с потребителем разрывная нагрузка не менее 7 кгс



"Утверждаю"
 Директор АО "Фабрика "Ника"
 Н.А.Слободянюк
 "14 ЯНВ 2019"
 2019г

Этикетка на групповую упаковку медицинского изделия:
 "Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93",
 7мх10см, 30шт



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-11, ком. 1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
7_м * 10_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**7,0 ± 0,3**

Ширина,см.....**10,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт - однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 Разрывная нагрузка не менее 9 кгс



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-11, ком. 1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
7_м * 10_{см}

Количество.....**30 шт.**

Длина,м.....**7,0 ± 0,3**

Ширина,см.....**10,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт - однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 По согласованию с потребителем разрывная нагрузка не менее 7 кгс



"Утверждаю"
 Директор АО "Фабрика "Ника"
 Н.А.Слободянюк
 14.06.2019 2019г

Этикетка на групповую упаковку медицинского изделия:
 "Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93",
 7мх14см, 30шт



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
7_м * 14_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**7,0 ± 0,3**

Ширина,см.....**14,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт - однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 Разрывная нагрузка не менее 9 кгс



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
7_м * 14_{см}

Количество.....**30 шт.**


Длина,м.....**7,0 ± 0,3**

Ширина,см.....**14,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт - однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 По согласованию с потребителем разрывная нагрузка не менее 7 кгс



"Утверждаю"
 Директор АО "Фабрика "Ника"
 Н.А.Слободянюк
 17.06.2019 2019г

Этикетка на групповую упаковку медицинского изделия:
 "Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93",
 10мх10см, 20шт



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
10_м * 10_{см}

Количество.....**20 шт.**


Длина,м.....**10,0 ± 0,4**

Ширина,см.....**10,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт - однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 Разрывная нагрузка не менее 9 кгс



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
 Место производства: АО "Фабрика "Ника", 190020, г. Санкт-Петербург,
 ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
 тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
 E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
 по ГОСТ 1172-93
10_м * 10_{см}

Количество.....**20 шт.**


Длина,м.....**10,0 ± 0,4**

Ширина,см.....**10,0 ± 0,5**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
 (квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
 Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
 Бинт - однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
 Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
 По согласованию с потребителем разрывная нагрузка не менее 7 кгс





«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Н.А.Слободянюк
_____ 2019г

Этикетка на групповую упаковку медицинского изделия:
«Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93»,
10мх16см, 20шт



Изготовитель: АО «Фабрика «Ника»
190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
Место производства: АО «Фабрика «Ника», 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
по ГОСТ 1172-93
PGT 10_м * 16_{см}

Количество.....**20 шт.**


Длина,м.....**10,0 ± 0,4**

Ширина,см.....**16,0 ± 1,0**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
(квартал) (год)

Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Хранить в сухом,защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
Бинт однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
Разрывная нагрузка не менее 9 кгс



Изготовитель: АО «Фабрика «Ника»
190020, г.Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом.5-11, ком.1;
Место производства: АО «Фабрика «Ника», 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, 3, лит.В, пом. 23-11, 21-11
тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БИНТЫ марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
по ГОСТ 1172-93
PGT 10_м * 16_{см}

Количество.....**20 шт.**


Длина,м.....**10,0 ± 0,4**

Ширина,см.....**16,0 ± 1,0**

РУ №ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 г.

Дата изготовления _____ Партия _____
(квартал) (год)


Срок годности 10 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Хранить в сухом,защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков месте.
Предназначен для использования в качестве фиксирующего и сорбционного материала в составе перевязочных средств.
Бинт однократного применения. Использовать для наружного применения не позднее срока годности.
Утилизация использованного бинта по СанПиН 2.1.7.2790-10, упаковки-с бытовыми отходами.
По согласованию с потребителем разрывная нагрузка не менее 7 кгс




Прошит и пронумерован
21 (двадцать один) лист
Директор АО «Фабрика «Ника»
_____ Н.А.Слободянюк




Бинт марлевый медицинский стерильный
по ГОСТ 1172-93, 5м * 7см



Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 5м * 10см




Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 10м * 16см



Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 10м * 16см



Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, 5м * 7см



Бинт марлевый медицинский нестерильный
по ГОСТ 1172-93, 5м * 10см



Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, 7м * 14см



Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, 7м * 10см



БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
ПО ГОСТ 1172-93
10 ± 0.4 м X 16 ± 1 см

PG

2

46070011760337

СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ УСЛОВИЙ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ



Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 в
групповой упаковке, 10м x 16см, 7м x 14см



Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 в
групповой упаковке, 5м x 5см, 5м x 7см



Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 в
групповой упаковке, 5м x 10см, 7м x 7см



**Винты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 в
групповой упаковке, 7м x 10см, 10м x 10см**



Прошито и пронумеровано
13 (тринадцать) листов

Директор ВО «Фабрика «Ника»

Н.А.Слободянюк

