



**Инструкция
по медицинскому применению бинтов марлевых медицинских стерильных и
нестерильных ГОСТ 1172-93, предназначенных для использования в качестве
операционно-перевязочных средств.**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012578/2950-06 от 03.03.2006г.
Сертификат соответствия № РОСС RU ИМ 09.1302216

Бинты в зависимости от назначения подразделяются на виды:

- стерильные
- нестерильные

Показания к применению:

Ранения, ожоги, растяжения и т.д.

Противопоказания, побочные действия:

Не обнаружены

Взаимодействия с лекарственными средствами:

Не взаимодействуют

Способ вскрытия и применения:

Индивидуальную упаковку разорвать. Применять в качестве операционно-перевязочного средства.

Условия хранения

Упакованные бинты должны храниться в складских помещениях на поддонах и стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие влаги.

Срок годности

Для стерильных бинтов - 5лет

Для нестерильных бинтов - 10лет

Форма выпуска

Бинты выпускаются следующих типоразмеров:

5x5, 5x7, 5x10, 7x5, 7x7, 7x10, 7x14, 10x16

Тип упаковки

Упаковка стерильных бинтов - в пергаментную упаковку,

Упаковка нестерильных бинтов - в бумажную этикетку.

Изготовитель:

АОЗТ Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника»

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.35, тел/факс (812)786-45-94