




Рисунок 1 – Общий вид в первичной упаковке: Набор офтальмологических троакарных канюль одноразового использования, размер: 20G (0,9 мм)
На рисунке: 1 - Канюля троакарная в сборе с троакаром; размер: 20G (0,9 мм), 3 шт., 2 – инфузионная линия, 3 – заглушка, 3 шт. (для детального рассмотрения см. рисунок 2)




Рисунок 2 – Общий вид без первичной упаковки: Набор офтальмологических троакарных канюль одноразового использования, размер: 20G (0,9 мм)
На рисунке: 1 - Канюля троакарная в сборе с троакаром; размер: 20G (0,9 мм), 3 шт., 2 – инфузионная линия, 3 – заглушка, 3 шт.




Рисунок 3 – Общий вид в первичной упаковке: Набор офтальмологических троакарных канюль одноразового использования, размер: 23G (0,6 мм)
На рисунке: 1 - Канюля троакарная в сборе с троакаром; размер: 23G (0,6 мм), 3 шт., 2 – инфузионная линия, 3 – заглушка, 3 шт. (для детального рассмотрения см. рисунок 4)




Рисунок 4 - Общий вид без первичной упаковки: Набор офтальмологических троакарных канюль одноразового использования, размер: 23G (0,6 мм)




Рисунок 5 – Общий вид в первичной упаковке: Набор офтальмологических троакарных канюль одноразового использования, размер: 25G (0,5 мм)
 На рисунке: 1 - Канюля троакарная в сборе с троакаром; размер: 25G (0,5 мм), 3 шт., 2 – инфузионная линия, 3 – заглушка, 3 шт. (для детального рассмотрения см. рисунок 6)




Рисунок 6 - Общий вид без первичной упаковки: Набор офтальмологических троакарных канюль одноразового использования, размер: 25G (0,5 мм)
 На рисунке: 1 - Канюля троакарная в сборе с троакаром; размер: 25G (0,5 мм), 3 шт., 2 – инфузионная линия, 3 – заглушка, 3 шт.




Рисунок 7 – Общий вид в первичной упаковке: Набор офтальмологических троакарных канюль одноразового использования, размер: 27G (0,4 мм)
На рисунке: 1 - Канюля троакарная в сборе с троакаром; размер: 27G (0,4 мм), 3 шт., 2 – инфузионная линия, 3 – заглушка, 3 шт. (для детального рассмотрения см. рисунок 8)




Рисунок 8 - Общий вид без первичной упаковки: Набор офтальмологических троакарных канюль одноразового использования, размер: 27G (0,4 мм)
 На рисунке: 1 - Канюля троакарная в сборе с троакаром; размер: 27G (0,4 мм), 3 шт., 2 – инфузионная линия, 3 – заглушка, 3 шт.