

Фотографические изображения
медицинского изделия


**«Небулайзер Гленмарк NEBZMART
портативный MBPN002»**

Производитель:

«МикроБейс Текнолоджи Корп.», Тайвань
(MicroBase Technology Corp.)




Основной блок MBPN00200




Основной блок MBPN00200, вид сзади



Основной блок MBPN00200, вид снизу



Чаша для лекарства MBPN00201



Чаша для лекарства MBPN00201




Маска (для взрослых) MBPN00203




Маска (для детей) MBPN00204



Мундштук MBPN00207



USB кабель MBPN00208



Сумка для хранения



Сумка для хранения




Сумка для хранения





Общий вид изделия

- Маска для детей MBPN00204;
- Мундштук MBPN00207;
- Инструкция по эксплуатации;
- USB кабель MBPN00208;
- 2 – Маска для взрослых MBPN00203;
- 4 – Чаша для лекарства MBPN00201;
- 6 – Сумка для хранения;
- 8 – Основной блок MBPN00200.



Макет упаковки медицинского изделия «Небулайзер Гленмарк NEBZMART портативный MBPN002»



Макет упаковки Чаши для лекарства MBPN00201

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 17 листа(ов).
Должность, ФИО
Специалист по регуляторным
вопросам Шицова Е. Ю.

(подпись)

М.П.

» 05 20 года



Изображение маркировки основного блока MBPN00200 медицинского изделия
«Небулайзер Гленмарк NEBZMART портативный MBPN002»
производитель «МикроБейс Текнолоджи Корп.», Тайвань

Фронтальная сторона



Оборотная сторона





Нижняя сторона



Серийный номер, дата производства и 2D код наносятся на стикер основного блока при производстве и отличаются от представленных на макете.

Изображение маркировки чаши для лекарства MBPN00201
«Небулайзер Гленмарк NEBZMART портативный MBPN002»
производитель «МикроБейс Текнолоджи Корп.», Тайвань



Серийный номер и внутренние коды, в том числе 2D код, наносятся на чашу при производстве и отличаются от представленных на макете.

Макет потребительской упаковки медицинского изделия

«Небулайзер Гленмарк NEBZMART портативный MBPN002»

производитель «МикроБейс Текнолоджи Корп.», Тайвань.

Макет картонной коробки



НЕБУЛАЙЗЕР ГЛЕНМАРК

nebZmart

ПОРТАТИВНЫЙ MBPN002



Технология меш-распыления
с активной вибрирующей
мембраной



Минимальный остаток
лекарственного средства






Легкий
и компактный



Бесшумный
в работе



HT08-18005-03

Продукт	Небулайзер Гленмарк NEBZMART портативный
Модель	MBPN002
Источник питания	3 В пост. тока (2 щелочные батареи типа AA), или 2,4 В пост. тока (2 Ni-MH (никель-металлогидридных) аккумулятора типа AA), или адаптер питания (входное напряжение 230 В ± 10%, 50 Гц перемен. тока; выходное напряжение 5 В пост. тока 1 А)
Потребляемая мощность	< 1,5 Вт
Скорость распыления	≥ 0,25 мл/мин
Размер частиц	ММАД < 5 мкм
Емкость чаши для лекарства	Не более 6 мл
Габаритные размеры	Приблизительно Д78 × Ш41 × В73 мм
Вес	Приблизительно 74 г (без элементов питания)
Условия эксплуатации	  
Условия хранения	  
Гарантийный срок	1 год — основной блок 6 месяцев — чаша для лекарства
Меш-технология позволяет использовать полный перечень препаратов для небулайзерной терапии, обеспечивает бесшумную работу, высокую дисперсность и скорость распыления.	

РУ № РЗН 2018/7215 от 30/07/2019 г.



«МикроБейс Текнолоджи Корп.», Тайвань
(MicroBase Technology Corp., No. 756, 758 Jiadong Rd., Bade District, Taoyuan City, 33464, Taiwan).



YYYY/MM/DD



XXXXXX-XX

Сделано в Тайване

Дата производства указана в формате ГГГГ/ММ/ДД



SN
EJ0000000

Модель чаши: MBPN00201



SN:
AAN001-A000000

Организация, уполномоченная производителем на принятие претензий от потребителей в РФ:
ООО «Гленмарк Импэкс»
Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 3.
Тел.: + 7 (499) 9510000, e-mail: Safety.Russia@glenmarkpharma.com
сайт: www.nebzmart.ru





Небулайзер Гленмарк NEBZMART портативный MBPN002 предназначен для ингаляции лекарственного средства при различных респираторных заболеваниях.

Внимание:



1. Небулайзер является медицинским изделием. Обязательно следуйте рекомендациям лечащего врача и используйте изделие правильно.




2. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием.


Комплект поставки небулайзера



1 Основной блок
MBPN00200



2 Чаша для лекарства
MBPN00201



3 Маска для взрослых
MBPN00203



4 Маска для детей
MBPN00204



5 Мундштук
MBPN00207



6 USB кабель
MBPN00208



7 Сумка для хранения



8 Инструкция по эксплуатации

Макет потребительской упаковки медицинского изделия

«Небулайзер Гленмарк NEBZMART портативный MBPN002.

ЧАША ДЛЯ ЛЕКАРСТВА MBPN00201»

производитель «МикроБейс Текнолоджи Корп.», Тайвань

