



«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «БТЛ»



Мираев И.


2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**«АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ BTL-4000 С
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ BTL-4000 PREMIUM, BTL-4000 SMART»**



ОБЩИЙ ВИД МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ BTL-4000 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ BTL-4000 PREMIUM, BTL-4000 SMART»



I. ОСНОВНОЙ СОСТАВ

1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BTL-4000 PREMIUM/ BTL-4000 SMART



2. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ BTL-4000 PREMIUM/ BTL-4000 SMART



3. АДАПТЕР BTL-4000 PREMIUM/ BTL-4000 SMART



4. СТИЛУС ДЛЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



**Аппарат
физиотерапевтический
комбинированный
ВТЛ-4000 с
принадлежностями**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



II. Принадлежности:


1. Фиксирующий ремешок для кабеля питания (не более 10 шт.).



2. ПЛОСКИЙ РЕЗИНОВЫЙ ЭЛЕКТРОД (70 x 50 мм) (НЕ БОЛЕЕ 50 ШТ.).



3. ПЛОСКИЙ РЕЗИНОВЫЙ ЭЛЕКТРОД (120 × 80 мм) (НЕ БОЛЕЕ 50 ШТ.).




4. Губковое покрытие для электродов (70 × 55 мм) (не более 50 шт.).



5. Губковое покрытие для электродов (125 × 105 мм) (не более 50 шт.).



6. ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА ШАРИКОВОГО (НЕ БОЛЕЕ 6 ШТ.).



7. ЭЛЕКТРОД ШАРИКОВЫЙ, Ø 2 мм (НЕ БОЛЕЕ 6 ШТ.).



8. ЭЛЕКТРОД ШАРИКОВЫЙ, Ø 6 мм (НЕ БОЛЕЕ 6 ШТ.).



9. НАБОР ЗАЖИМОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).



10. КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ, КАНАЛ 1 (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).



11. КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ, КАНАЛ 2 (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).




12. ЭЛЕКТРОД ВАГИНАЛЬНЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ (НЕ БОЛЕЕ 10 ШТ.).



13. ЭЛЕКТРОД РЕКТАЛЬНЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ (НЕ БОЛЕЕ 10 ШТ.).




14. АПЛИКАТОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ (НЕ БОЛЕЕ 10 ШТ.).



15. АППЛИКАТОР РЕКТАЛЬНЫЙ (НЕ БОЛЕЕ 10 ШТ.).




16. НАБОР НАСАДОК ДЛЯ АППЛИКАТОРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИЛИ РЕКТАЛЬНОГО (НЕ БОЛЕЕ 40 ШТ.).



17. ВАКУУМНЫЙ ЭЛЕКТРОД 30 мм (НЕ БОЛЕЕ 50 шт.).



18. ВАКУУМНЫЙ ЭЛЕКТРОД 60 ММ (НЕ БОЛЕЕ 50 ШТ.).



19. ВАКУУМНЫЙ ЭЛЕКТРОД 90 мм (НЕ БОЛЕЕ 50 шт.).



20. КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ, 1.2 м, КАНАЛ 1 (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).




21. КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ, 1.2 м, КАНАЛ 2 (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).




22. КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ, 2.2 м, КАНАЛ 1 (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).



23. КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ, 2.2 м, КАНАЛ 2 (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).



24. Губка для Вакуумного электрода 30 мм (не более 50 шт.).




25. Губка для Вакуумного электрода 60 мм (не более 50 шт.).



26. Губка для Вакуумного электрода 90 мм (не более 50 шт.).



27. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



28. Чистящая игла (не более 8 шт.).



29. НАБОР ЭЛАСТИЧНЫХ РЕМНЕЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).



30. АККУМУЛЯТОР (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).




31. ВАКУУМНАЯ ПРИСТАВКА BTL-VAC (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



32. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ BTL-VAC (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).



33. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ BTL-VAC (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.)



34. Помпа для BTL-VAC (не более 2 шт.).



35.КАБЕЛЬ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ВТЛ-VAC, КАНАЛ 1 (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).





36. КАБЕЛЬ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ BTL-VAC, КАНАЛ 2 (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).




37. ВАКУУМНАЯ ПРИСТАВКА BTL-Vac II.



38. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ BTL-VAC II (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).



39. Сетевой адаптер питания BTL-Vac II.



40. Помпа для BTL-VAC II (не более 2 шт.).




41. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВТЛ-ВАС II.




42. КАБЕЛЬ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ BTL-VAC II, КАНАЛ 1 (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).



43. КАБЕЛЬ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ BTL-Vac II, КАНАЛ 2 (НЕ БОЛЕЕ 8 ШТ.).



44. Модуль модернизации для BTL-4000 SMART (не более 3 шт.).




45. Модуль модернизации для BTL-4000 Premium (не более 3 шт.).




46. КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ДЛЯ МОДУЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЛЯ BTL-4000 SMART (В СОСТАВЕ НЕ БОЛЕЕ 6 ШТ.), НЕ БОЛЕЕ 2 КОМПЛ.



47. КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ДЛЯ МОДУЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЛЯ BTL-4000 PREMIUM (В СОСТАВЕ НЕ БОЛЕЕ 6 ШТ.), НЕ БОЛЕЕ 2 КОМПЛ.




48. Держатель для лазерного кластера / ультразвуковой головки (не более 2 шт.).



49. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДА (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



50. Держатель для аппликатора HANDSFREE SONO к тележке (не более 2 шт.).



51. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДА / ЛАЗЕРНОГО КЛАСТЕРА К ТЕЛЕЖКЕ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



52. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГОЛОВКИ К ТЕЛЕЖКЕ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



53. ДЕРЖАТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ ДЛЯ АППЛИКАТОРА HANDSFREE SONO (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



54. МАСКА С ЭЛЕКТРОДАМИ (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).




55. Губковые покрытия для маски с электродами (не более 16 шт.).




56. НАБОР САМОКЛЕЯЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ, Ø 32 мм (НЕ БОЛЕЕ 30 шт.).




57. НАБОР САМОКЛЕЯЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ, Ø 50 мм (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).




58. НАБОР САМОКЛЕЯЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ, 40 × 40 мм (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).



59. НАБОР САМОКЛЕЯЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ, 50 × 50 мм (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).



60. НАБОР САМОКЛЕЯЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ, 75 × 140 мм (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).




61. НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ САМОКЛЕЯЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).



62. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ГОЛОВКА 1 см² (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).




63. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ГОЛОВКА 5 см² (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).




64. АППЛИКАТОР HANDSFREE SONO 4 (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).



65. АПЛИКАТОР HANDSFREE SONO 6 (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).



66. РАМКА НА МАГНИТНОМ КРЕПЛЕНИИ ДЛЯ АППЛИКАТОРА HANDSFREE SONO 4 (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).



67. РАМКА НА МАГНИТНОМ КРЕПЛЕНИИ ДЛЯ АППЛИКАТОРА HANDSFREE SONO 6 (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).




68. НАБОР ФИКСИРУЮЩИХ РЕМНЕЙ ДЛЯ АППЛИКАТОРА HANDSFREE SONO (НЕ БОЛЕЕ 6 ШТ.).




**LASER RADIATION
CLASS III. B**


69. НАБОР НАКЛЕЕК ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДА И ЛАЗЕРНОГО КЛАСТЕРА (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.)




70. ЗОНД ЛАЗЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, 685 НМ, 30 МВт (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).




71. Зонд лазерный, красный, 685 нм, 50 мВт (не более 4 шт.).




72. Зонд лазерный, инфракрасный, 830 нм, 50 мВт (не более 4 шт.).




73. Зонд лазерный, инфракрасный, 830 нм, 100 мВт (не более 4 шт.).




74. Зонд лазерный, инфракрасный, 830 нм, 200 мВт (не более 4 шт.).




75. Зонд лазерный, инфракрасный, 830 нм, 300 мВт (не более 4 шт.).



76. ЗОНД ЛАЗЕРНЫЙ, ИНФРАКРАСНЫЙ, 830 НМ, 400 МВТ (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).



77. Кластер лазерный, красный, 685 нм, 4 × 50 мВт (не более 4 шт.).



78. Кластер лазерный, инфракрасный, 830 нм, 4 × 200 мВт (не более 4 шт.).



79. Кластер лазерный, инфракрасный, 830 нм, 4 × 325 мВт (не более 4 шт.).



80. Кластер лазерный, комбинированный, 685 нм, 4 × 50 мВт; 830 нм, 4 × 200 мВт (не более 4 шт.).



81. Кластер лазерный, комбинированный, 685 нм, 4 × 50 мВт; 830 нм, 4 × 325 мВт (не более 4 шт.).



82. Защитные очки, в футляре (не более 8 шт.).



83. Оптическая насадка для стоматологии (не более 30 шт.).



84. ОПТИЧЕСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).



85. Оптическая насадка для гинекологии (не более 30 шт.).



86. ОПТИЧЕСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ, СО СКРУГЛЁННЫМ КОНЦОМ (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).



87. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ НАСАДКИ (НЕ БОЛЕЕ 30 ШТ.).



кабель


насадка для
акупунктуры

референтный электрод



держатель

88. НАБОР ДЛЯ АКУПУНКТУРЫ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



89. ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



90. Тележка (не более 2 шт.).




91. Тележка с поддоном (не более 2 шт.).



ТЕЛЕЖКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

92. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ТЕЛЕЖКИ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).




93. АПЛИКАТОР ДИСК (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).




94. АПЛИКАТОР ДВОЙНОЙ ДИСК (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).




95. АППЛИКАТОР МУЛЬТИДИСК (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).



96. Линейный аппликатор (не более 4 шт.).



97. АППЛИКАТОР СОЛЕНОИД, Ø 30 см (не более 4 шт.).



98. АПЛИКАТОР СОЛЕНОИД, Ø 60 см (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).



99. АППЛИКАТОР КОЛЬЦО, Ø 30 см (НЕ БОЛЕЕ 4 ШТ.).



100. КУШЕТКА С АППЛИКАТОРОМ СОЛЕНОИД. Ø 70 CM (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



101. Комплект инструментов для сборки (не более 6 шт.).



102. НАБОР КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (НЕ БОЛЕЕ 12 ШТ.).



Руководство по сборке кушетки с аппликатором соленоид

103. Руководство по сборке кушетки с аппликатором соленоид (не более 2 шт.).



104. СОЕДИНЯЮЩИЙ КАБЕЛЬ С ЦЕПЬЮ ДЛЯ СОЛЕНОИДА С МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КУШЕТКОЙ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).




105. Удлинитель для подключения аппликаторов - 4 шт.




106. Ремень для фиксации диска, 60 см (не более 4 шт.).




107. Ремень для фиксации двойного диска, 85 см (не более 4 шт.).



108. Ремень для фиксации мультидиска, 190 см (не более 4 шт.).




109. УСТРОЙСТВО ПАМЯТИ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).




110. Корпус аппликатора для магнитной терапии (не более 2 шт.).




111. ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ АППЛИКАТОРА (НЕ БОЛЕЕ 16 ШТ.).




112. Эквивалент нагрузки для электротерапевтического генератора.




113. Эквивалент нагрузки для магнитного генератора.



114. Эквивалент нагрузки для лазерного генератора.



115. ВАКУУМНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ НАГРУЗКИ ДЛЯ BTL-VAC II.




116. Модуль модернизации ультразвуковой головки.



І 17. Эквивалент нагрзуки для магнітного аплікатора.




118. Сумка транспортировочная (не более 2 шт.).




119. Плавкий предохранитель (не более 2 шт.)






121. ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



122. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ВТЛ-4000 ПРЕМИУМ (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



123. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ВТЛ-4000 SMART (НЕ БОЛЕЕ 2 ШТ.).



124. Кнопки переключения функций (не более 2 шт.).



125. Устройство комплексное для модернизации BTL-4000 SMART.



126. Устройство комплексное для модернизации BTL-4000 PREMIUM.



126. УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСНОЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ BTL-4000 PREMIUM.



127. Поворотный переключатель.



128. Болт для крепления аппарата к тележке.



129. ЧЕХОЛ.

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 138 листов

Генеральный директор
Ильдар Мираев

