





ООО Научно-производственное объединение «БиоТест»

Маркировка «Набор реагентов для иммунохроматографического выявления сердечного белка, связывающего жирные кислоты в цельной крови «КардиоБСЖК»»

1. Схема нанесения маркировки на индивидуальный тест

На каждый индивидуальный тест, на утолщенный конец, нанесён типографским способом рисунок с указанием сокращенного названия, логотип и варианты полученных результатов.

На узкий конец индивидуального теста в лунке для внесения образца нанесена ограничительная риска, показывающая ограничение по вносимому объему и стрелка, показывающая направление для внесения образца.

2. Схема маркировки индивидуальной упаковки

**Набор реагентов для иммунохроматографического выявления
сердечного белка, связывающего жирные кислоты в цельной
крови «КардиоБСЖК»**

LifeTest®

«КардиоБСЖК»

Один индивидуальный тест

Только для диагностики in vitro

Хранить в сухом месте при температуре от 4 °С до 25 °С



Производитель: ООО НПО «БиоТест»
Россия, г. Новосибирск
ул. Кутателадзе, 4а, оф. 101
(383) 332-94-33, www.biotst.ru

Серия
Годен до

3. Схема маркировки групповой упаковки

**Набор реагентов для иммунохроматографического выявления сердечного белка,
связывающего жирные кислоты в цельной крови «КардиоБСЖК»**

Состав № 1:

- 1.1 Индивидуальные тесты – 10 шт.
- 1.2 Наклейки в историю болезни – 10 шт.
- 1.3 Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.4 Паспорт – 1 шт.

2 Состав № 2

- 2.1 Индивидуальные тесты – 10 шт.
- 2.2 Наклейки в историю болезни – 10 шт.
- 2.3 Одноразовые шприцы с иглами -10шт.
- 2.3 Инструкция по применению- 1 шт.
- 2.4 Паспорт -1шт.

LifeTest®

БИОТЕСТ
in vitro диагностика

Серия _____ Дата производства _____ годен до _____

Только для диагностики *in vitro*

Хранить при температуре от 4 °С до 25 °С

ТУ 21.20.23-012-93099853-2018

РУ....

Производитель: ООО НПО «БиоТест», Россия, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4а, оф. 101, (383) 332-94-33, www.biotst.ru

Символы для нанесения на упаковку



Биопрепараты, IVD,

4 Маркировки наклейка в историю болезни

Этикетка внутренняя

БиоТест		Кардиомаркер
КардиоБСЖК		сердечный БСЖК
Ф.И.О. _____		
Время от начала болевого синдрома _____		
	Позитивный	Негативный
Результат		
Дата *	_____	_____ 20 ____ г.
Врач	_____	

5 . Макет маркировки транспортной тары

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления сердечного белка, связывающего жирные кислоты в цельной крови « КардиоБСЖК».

Производитель: ООО НПО «БиоТест», Россия, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4а, оф. 101, (383) 332-94-33.

Номер серии.

Дата изготовления изделия (год, месяц). Срок годности изделия (год, месяц включительно).

Хранить при температуре от 4 °С до 25 °С

Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, в упаковке производителя при температуре от 4 °С до 25 °С, в сухом месте без замораживания в течение десяти дней.

Предупредительные надписи: «Верх», «Осторожно хрупкое», «Боится сырости», «Соблюдение интервала температур» и «Биопрепараты». Знак обращения на рынке.

Число единиц потребительской упаковки изделий в групповой упаковке.

Масса нетто и масса брутто на групповой упаковке изделий.

Масса нетто потребительской упаковки. Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише.

Директор ООО НПО «БиоТест» _____

Велиев С.Н.

ПРОШИТО 2 ЛИСТОВ

«05» 11 2019 год

Директор
ООО НПО «БиоТест»
Велиев С.Н.

