

ФОТО

«Реагенты для определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека для диагностики ин-витро на иммунохимических анализаторах серии ACCESS system» (см. Приложение)

Приложение:

- 1. Многосекционный картридж с реагентами для определения тиреотропного гормона (ТТГ) (ACCESS TSH (3rd IS)), – 2 шт., каждый на 100 тестов**
- 2. Тиреотропный гормон (ТТГ), калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS)**
 - S0, S1, S2, S3, S4, S5 – 6 флаконов**
 - Калибровочная карта со штрих кодами**



BECKMAN COULTER
ACCESS TSH (3rd IS)
CE
2016-09-30
536898

TSH (3rd IS)
2016-09-30
536898
1JUL28WD1654A

TSH (3rd IS)
2016-09-30
536898
OLZMPC3MHP547H138



For Registration
purpose only



BECKMAN
COULTER



2 x 100



REF

B63284

ACCESS TSH (3rd IS)

2 reagent packs R1, for the quantitative determination of human thyroid-stimulating hormone (thyrotropin, TSH, hTSH) levels in human serum and plasma using the Access Immunoassay Systems. ■ 2 paquetes de reactivos R1 para la determinación cuantitativa de los niveles de hormona tiroideoestimulante humana (tirotropina, TSH, hTSH) en suero y plasma humanos utilizando los sistemas de inmunoensayo Access. ■ Access Immunoassay Sistemi kullanılarak, insan serumu ve plazmasındaki insan tiroid uyarıcı hormon (tirotropin, TSH, hTSH) düzeyinin kantitatif tayini için 2 adet R1 reaktif paketi.

R1a 3.1 mL Paramagnetic particles coated with mouse monoclonal anti-human TSH antibody suspended in TRIS buffered saline with surfactant, bovine serum albumin (BSA).

R1b 7.2 mL TRIS buffered saline with surfactant, BSA, protein (murine).


R1c 3.1 mL Mouse monoclonal anti-human TSH alkaline phosphatase conjugate in ACES buffered saline, with surfactant, BSA matrix, protein (murine).

R1d 3.1 mL Mouse monoclonal anti-human TSH alkaline phosphatase conjugate in ACES buffered saline, with surfactant, BSA matrix, protein (murine).

© 2015 Beckman Coulter, Inc.

B81265 A

IVD



536898



(01) 15099590671495
(17) 160930
(10) 536898

B64873 B



9



ImmunoTech S.A.S
a Beckman Coulter Company
130, avenue de Lattre de Tassigny,
BP 177, 13276 Marseille cedex 9
France
33-491 172 727



techdocs.beckmancoulter.com

Made in U.S.A.
Printed in U.S.A.
© 2015 Beckman Coulter, Inc.



ACCESS (SH-1415)

2. Insert the Access (SH-1415) into the front of the Access (SH-1415) and push it in until it is fully inserted. The Access (SH-1415) will be automatically inserted into the front of the Access (SH-1415) and the Access (SH-1415) will be automatically inserted into the front of the Access (SH-1415).



ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS


For the quantitative determination of human thyroid-stimulating hormone (TSH) in serum and plasma using the Access Immunoassay Systems. ■ Para la determinación cuantitativa de la hormona estimulante de la tiroides (TSH, hTSH) en suero y plasma humano utilizando el sistema de inmunoensayo Access. ■ Access Immunoassay Sistemi kullanarak, insan serumu ve plazmasındaki TSH, hTSH) düzeyinin kantitatif tayini için

S0 1 x 2.5 mL Buffered BSA matrix with surfactant
S1-S5 5 x 2.5 mL hTSH, buffered BSA matrix with surfactant
1 Calibration Card

S0: 0 µIU/mL, S1: -0.050 µIU/mL, S2: -0.30 µIU/mL, S3: -3.0 µIU/mL, S4: -15.0 µIU/mL
S0: 0 mIU/L, S1: -0.050 mIU/L, S2: -0.30 mIU/L, S3: -3.0 mIU/L, S4: -15.0 mIU/L

© 2015 Beckman Coulter, Inc.

B81266 A







ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS



2016-09-30

LOT

536907



+H62886328510



+\$\$2093016536907OM



(01)15099590671501

(17)160930

(10)536907

B64873 B

ПРОШЕНО, ПРОНУМЕРОВАНО 10
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

десять листов



Образцы Маркировки медицинского изделия

«Реагенты для определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека для диагностики ин-витро на иммунохимических анализаторах серии ACCESS system» (см. Приложение)

Приложение:

1. Тиреотропный гормон (ТТГ), реагент (ACCESS TSH (3rd IS)) – 2 картриджа

2. Тиреотропный гормон (ТТГ), калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS)

- Калибраторы S0, S1, S2, S3, S4, S5 – 6 флаконов

- Калибровочная карта со штрих кодами



Только для диагностики in vitro

**Тиреотропный гормон (ТТГ), калибраторы
(ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS)**

B63285

6 флаконов в упаковке

S0 1 x 2,5 мл: Буферизированная матрица альбумина бычьей сыворотки (BSA) с сурфактантом, < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin* 300. Содержит 0 мкМЕ/мл (мМЕ/л) чТТГ.

S1-S5 5 x 2,5 мл: Приблизительно 0,050, 0,30, 3,0, 15,0 и 50,0 мкМЕ/мл (мМЕ/л) чТТГ соответственно в буферизированной матрице BSA с сурфактантом, < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300.

Калибровочная карта: 1 шт.

S0: 0 мкМЕ/мл 0 мМЕ/л	S1: ~ 0,050 мкМЕ/мл	S2: ~ 0,30 мкМЕ/мл ~ 0,30 мМЕ/л	S3: ~ 3,0 мкМЕ/мл ~ 3,0 мМЕ/л	S4: ~ 15,0 мкМЕ/мл ~ 15,0 мМЕ/л	S5: ~ 50,0 мкМЕ/мл ~ 50,0 мМЕ/л
---------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---

Реагенты для определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на иммунохимических анализаторах серии ACCESS system»

РУ

Для калибровки анализа Access TSH (3rd IS), предназначенного для количественного определения содержания человеческого тиреотропного гормона (ТТГ, чТТГ) в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах серии Access



Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен Культер,
130 Авеню де Латтр де Тассиньи
Марсель, Седекс 9, Буш-дю-Рон,
Франция 13276



Хранить при температуре от +2°C до +10°C



Срок годности:

Сделано в США

Авторизованный
представитель в РФ:

ООО "Бекмен Культер", Москва, Россия, 109004,
Станиславского 21, стр.3



Только для диагностики in vitro

Тиреотропный гормон (ТТГ), реагент (ACCESS TSH (3rd IS))

B63284

200 определений, 2 картриджа, 100 тестов в картридже

R1a: 3,1 мл Парамагнитные частицы, покрытые мышиными моноклональными антителами к человеческому ТТГ, взвешенные в буферизированном физиологическом растворе TRIS, с сурфактантом, альбумином бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin** 300.

R1b: 7,2 мл Буферизированный физиологический раствор TRIS с сурфактантом, BSA, белком (мышиный), < 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300.

R1c: 3,1 мл Конъюгат мышиных моноклональных антител к человеческому ТТГ и щелочной фосфатазы в буферизированном физиологическом растворе ACES, с сурфактантом, матрица BSA, белок (мышиный), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300.

R1d: 3,1 мл Конъюгат мышиных моноклональных антител к человеческому ТТГ и щелочной фосфатазы в буферизированном физиологическом растворе ACES, с сурфактантом, матрица BSA, белок (мышиный), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300.

«Реагенты для определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на иммунохимических анализаторах серии ACCESS system»

РУ

Для количественного определения содержания человеческого тиреотропного гормона (ТТГ, чТТГ) в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах серии Access. Данный тест является тестом на ТТГ третьего поколения



Осторожно

Вызывает лёгкое раздражение кожи.
Может вызывать аллергическую
кожную реакцию



Хранить при температуре от +2°C до +10°C

Срок годности:



Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен Культер,
130 Авеню де Латтр де Тассиньи
Марсель, Седекс 9, Буш-дю-Рон,
Франция 13276
Сделано в США

Авторизованный
представитель в РФ:

ООО "Бекмен Культер", Москва, Россия,
109004, Станиславского 21, стр.3



Первичная упаковка: Калибраторы:

 **Тиреотропный гормон (ТТГ), калибратор: S5** 2,5 мл
S5: ~ 50,0 мкМЕ/мл

Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен
Культер, Франция



 Осторожно
H317

 **Тиреотропный гормон (ТТГ), калибратор: S4** 2,5 мл
S4: ~15,0 мкМЕ/мл

Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен
Культер, Франция



 Осторожно
H317

 **Тиреотропный гормон (ТТГ), калибратор: S3** 2,5 мл
S3: ~ 3,0 мкМЕ/мл

Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен
Культер, Франция



 Осторожно
H317

 **Тиреотропный гормон (ТТГ), калибратор: S2** 2,5 мл
S2: ~ 0,30мкМЕ/мл

Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен
Культер, Франция



 Осторожно
H317

 **Тиреотропный гормон (ТТГ), калибратор: S1** 2,5 мл
S1: ~ 0,050 мкМЕ/мл

Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен
Культер, Франция



 Осторожно
H317

 **Тиреотропный гормон (ТТГ), калибратор: S0** 2,5 мл
S0: 0 мкМЕ/мл

Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен
Культер, Франция



 Осторожно
H317

Реагент:



Тиреотропный гормон (ТТГ), реагент (ACCESS TSH (3rd IS))

100 тестов

R1a: 3,1 мл

R1b: 7,2 мл

R1c: 3,1 мл

R1d: 3,1 мл



Иммунотех С.А.С., Группа компаний Бекмен
Культер, Франция



Осторожно
H316 H317



ПРОШЕТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

4

Четыре

ЛИСТОВ

