

Фотографические изображения общего вида

**Устройство считывающее «ReaScan Rapid test reader»
для совместимых иммунохроматографических тест-кассет ReaScan**



Общий вид потребительской упаковки.



Устройство в потребительской упаковке.



Комплектация

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) лист а

Генеральный директор ООО «МЕЛОН»
Побемянский Г.Э.



Проект маркировки

**Устройство считывающее «ReaScan Rapid test reader»
для совместимых иммунохроматографических тест-кассет ReaScan**



Устройство считывающее
«ReaScan Rapid test reader»
для совместимых иммунохроматографических
тест-кассет ReaScan

Комплектация:

Блок устройства «ReaScan Rapid test reader» – 1 шт.;
Контрольная кассета – 1 шт.;
Элемент питания алкалиновый (AAA / LR03) – 2 шт.;
Ремешок для переноски – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1 шт.



Эксплуатация: от +10 до +35°C, относительная влажность воздуха до 80%
Хранение: от -50 до +40°C, относительная влажность воздуха до 98%



104100



300383



2017.03



Для профессионального
применения




Oy Reagent Ltd. | Takojantie 18, 70900 Toivala, Finland
Ой Реагента Лтд. | Такоянти 18, 70900 Тойвала, Финляндия

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МЕЛОН»
199178, Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 28, пом. 1Н
Тел.: +7 (812) 602-17-76, e-mail: office@melonbio.ru

Регистрационное удостоверение № от



Маркировка блока устройства



Маркировка контрольной кассеты

Устройство считывающее
«ReaScan Rapid test reader»
для совместимых иммунохроматографических
тест-кассет ReaScan

Температура транспортирования: от -50 до +50°C

Относительная влажность воздуха при транспортировке до 100%



Для профессионального
применения



104100




Oy Reagent Ltd. | Takojantie 18, 70900 Toivala, Finland
Ой Реагена Лтд. | Такоянти 18, 70900 Тойвала, Финляндия

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МЕЛОН»
199178, Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 28, пом. 1Н
Тел.: +7 (812) 602-17-76, e-mail: office@melonbio.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Содержимое транспортной упаковки:

Масса:



Маркировка групповой транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) лист а

Генеральный директор ООО «МЕЛОН»
Побелянский Г.Э.

