

Образцы маркировки МИ

**«Общий бета-Хорионический гонадотропин (β -ХГЧ),
реагент (Access Total β hCG (5th IS))» (см. Приложение)**


Приложение:

**«Общий бета-Хорионический гонадотропин (β -ХГЧ),
реагент (Access Total β hCG (5th IS))», в составе:**

Картридж R1 (2 шт.)

		Только для диагностики in vitro
Общий бета-Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ), реагент (Access Total βhCG (5th IS))		A85264
100 определений, 2 картриджа, 50 тестов в картридже		
R1a: 3.37 мл Парамагнитные частицы, покрытые комплексами козьих антимышиных IgG с мышиными моноклональными антителами к β-ХГЧ, суспендированные в забуференном физиологическом растворе TRIS, с сурфактантом, альбумином бычьей сыворотки (BSA — Bovine Serum Albumin), <0,1% азида натрия и 0,1% ProClin** 300. R1b: 3,1 мл Белок (козий, мышинный и рекомбинантный), разведенный в буферизированном физиологическом растворе цитрата, с сурфактантом, <0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300. R1c: 3,1 мл Конъюгат кроличьих антител к β-ХГЧ с щелочной фосфатазой (рекомбинантной), разведенный в забуференном физиологическом растворе MES, с сурфактантом, BSA, белок (кроличий), <0,1%		
«Общий бета-Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ), реагент (Access Total βhCG (5th IS))» РУ		
Для количественного определения концентрации общего β-ХГЧ в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа Access. Этот тест предназначен для помощи в раннем определении беременности.		
	Вызывает лёгкое раздражение кожи. Вызывает серьёзное раздражение глаз	 Хранить при температуре от +2°C до +10°C Дата производства: Срок годности:
	Бекмен Култер, Инк., 250 С. Крамер Бульвар, Брея, штат Калифорния 92821 США	Авторизованный представитель в РФ: ООО "Бекмен Култер", Москва, Россия, 109004, Станиславского 21, стр.3
	Сделано в США	

Первичная упаковка реагент:

	
Общий бета-Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ), реагент (Access Total βhCG (5th IS))	
50 тестов R1a: 3.37 мл R1b: 3,1 мл R1c: 3,1 мл	 Осторожно H316 H317 H319
	 
Бекмен Култер, Инк., 250 С. Крамер Бульвар, Брея, штат Калифорния 92821 США	

ПРОШито, пронумеровано
и скреплено печатью 2

два листов



ФОТО

«Общий бета-Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ), реагент (Access Total βhCG (5th IS))» (см. Приложение)

Приложение:

«Общий бета-Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ), реагент (Access Total βhCG (5th IS))»,

в составе:

1. Картридж R1 (2 шт.)

2016 г.



**BECKMAN
COULTER**

ACCESS TOTAL β hCG (5th IS)



0050



2 x 50



REF

A85264

2 reagent packs R1, for the quantitative determination of total β hCG levels in human serum and plasma (heparin) using the Access Immunoassay Systems. ■ 2 envases de reactivos R1, para la determinación cuantitativa de los niveles de β hCG total en suero y plasma humanos (heparina) utilizando los Sistemas de Inmunoensayo Access. ■ Access Immunoassay Sistemlerini kullanarak insan serumu ve plazmasındaki (heparin) toplam β hCG düzeylerini niceliksel olarak tespit etmek için 2 reaktif paketi R1.

R1a 3.37 mL Paramagnetic particles coated with goat anti-mouse IgG: mouse anti- β hCG complexes in TRIS buffer with BSA and surfactant.


R1b 3.1 mL Citrate buffer with surfactant, protein (goat, murine, recombinant).

R1c 3.1 mL Rabbit anti- β hCG alkaline phosphatase conjugate in MES buffer with surfactant, BSA and protein (rabbit).

© 2015 Beckman Coulter, Inc.

864305 A

IVD





Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821 U.S.A.



EC REP

Beckman Coulter Eurocenter S.A.
22, rue Juste-Olivier
Case Postale 1044
CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0)22 365 36 11



SDS

techdocs.beckmancoulter.com

Made in U.S.A.
Printed in U.S.A.

© 2015 Beckman Coulter, Inc.

ACCESS TOTAL β hCG (5th IS)




2017-07-31

LOT

628222



+H628A8526410



+\$\$20731176282220E



(01)15099590226213

(17)170731

(10)628222

B64873 C







WARNING

H316 H317 H319 Ethoxylated lauryl alcohol 1 - <3%,
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
[EC# 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
[EC# 220-239-6](3:1) <0.05%.

© 2015 Beckman Coulter, Inc.

B68565B






BECKMAN
COULTER



0050



REF

A85264

ACCESS TOTAL β hCG (5th IS)

2 reagent packs R1 for the quantitative determination of total β hCG levels in human serum and plasma (heparin) using the Access Immunoassay Systems. • 2 envases de reactivos R1 para la determinación cuantitativa de los niveles de β hCG humanos (heparina) utilizando los Sistemas de Inmunoensayo Access. • Access Immunoassay

WARNING
H316
H317
H319



Access Immunoassay Systems
Reagent Pack

R1

IVD

50

Beckman Coulter, Inc.
Brea, CA 92621 USA

© 2015 Beckman Coulter, Inc.

hCG (5th IS)

B67397 A

ПРОШЕЛ, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 7

Семь ЛИСТОВ

