

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности
Генерального директора
ООО «СОНОВА РУС»
Воронков С.В.

Генеральный директор ООО «Сонова Рус»



Йозеф Шнидер
2019г.

Фотографическое изображение МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат слуховой внутриушной Unitron на платформе «North» серии Stride с принадлежностями.

производства

Unitron Hearing, a division of National Hearing Services Inc., 20 Beasley Drive, Kitchener
ON Canada, N2E 1Y6

1. Аппарат слуховой внутриушной Unitron на платформе «North» серии Stride с принадлежностями, варианты исполнения:
Stride 500 10A IIC, Stride 600 10A IIC, Stride 700 10A IIC, Stride 800 10A IIC, Stride Pro 10A IIC





2. Аппарат слуховой внутриушной Unitron на платформе «North» серии Stride с принадлежностями, варианты исполнения: Stride 500 10A OMNI, Stride 600 10A OMNI, Stride 700 10A OMNI, Stride 800 10A OMNI, Stride Pro 10A OMNI





3. Аппарат слуховой внутриушной Unitron на платформе «North» серии Stride с принадлежностями, варианты исполнения:
Stride 500 W 10A OMNI, Stride 600 W 10A OMNI, Stride 700 W 10A OMNI, Stride 800 W 10A OMNI, Stride Pro W 10A OMNI





4. Аппарат слуховой внутриушной Unitron на платформе «North» серии Stride с принадлежностями, варианты исполнения:
Stride 500 W 10A DIR, Stride 600 W 10A DIR, Stride 700 W 10A DIR, Stride 800 W 10A DIR, Stride Pro W 10A DIR
5. Stride 500 W 13 DIR, Stride 600 W 13 DIR, Stride 700 W 13 DIR, Stride 800 W 13 DIR, Stride Pro W 13 DIR
6. Stride 500 W 312 DIR, Stride 600 W 312 DIR, Stride 700 W 312 DIR, Stride 800 W 312 DIR, Stride Pro W 312 DIR







Пульт дистанционного управления для СА: ПС Remote Control



Футляр к слуховому аппарату



Генеральный директор
ООО "Сонова Рус"
Шнидер И.

Исполняющий обязанности
Генерального директора
ООО Сонова Рус
Воронков С.В.



Прочитано и
проиндексировано
12 листов

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Сонова Рус»

Исполняющий обязанности
Генерального директора
ООО Сонова Рус
Воронков С.В.



Шнидер Й.

2019г.

Фотографическое изображение

Оптический носитель

Программного обеспечения TrueFit и инструкции по установке

Need assistance?

Australia - 1800 212 313
Austria - +49 711 6585380
Belgium - +32 (0) 2 468 19 31
Canada - 1 800 265 8255
China - +86 21 61205533
Colombia - +57 1 2149045
Denmark - +45 64 41 78 87
France - 0821 02 9000
Germany & European
Representative - +49 711 6585380
India - +91 22 76871151

For countries not listed - +1 519 895 0100



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, Kitchener, ON
N2E 1Y6 Canada



0543

Netherlands - +31 88 600 88 10
New Zealand - 0800 864 8766
Norway - +47 22 47 76 30
Russia - +7 495 788 02 04
South Africa - (011) 467 7662/52
South Korea - +82 2 859 4902
Spain - +34 902 494 960
Sweden - +46 (0) 8 546 20 900
Switzerland - 0800 928 801
U.K. - +44 (0) 1925 247810
U.S. - 1 800 888 8882

unitron TrueFit
V3.4



CE
0543



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc. 20
Beasley Drive, Kitchener, ON N2E
1Y6 Canada

D/14-046 058-5163

unitron TrueFit software

Successful fittings. Simplified.

unitron TrueFit V
installation guide

Системные требования

Процессор: Pentium IV, 2 ГГц или выше

Оперативная память: 2 ГБ и более

Минимальное свободное пространство на жестком диске: 2 ГБ и более

ОС: Microsoft® Windows XP, 32 бит, SP2 и более поздние

Microsoft® Windows Vista®, 32 бит/64 бит, последняя версия SP

Microsoft® Windows 7, 32 бит/64 бит

Разрешение экрана: 1280 x 1024 пикселей и выше

Графическая карта: 16 миллионов (24-битных) цветов и выше; поддержка

DirectX 9; ярлык Microsoft: 'Premium Ready PC'

Привод: DVD-ROM или CD-ROM

COM-порты: один для HI-PRO (при подключении через последовательный COM-порт)

USB-порт: один для каждого устройства - Bluetooth-адаптера, программирования
аксессуара, HI-PRO (опционально)

Программаторы: iCube, NOAHlink, HI-PRO

Браузер: Internet Explorer версии 7, 8, 9; Mozilla Firefox 6.0; Google Chrome

Звуковая карта: Surround 5.1 или стерео

Система воспроизведения: 20 Гц – 14 кГц

Версия NOAH: 3.5 или более поздняя

unitron TrueFit software

Успешные настройки. Ещё проще.

Unitron TrueFit v3.4

Руководство по установке

Остались вопросы?

Команда Unitron в России: +7 495 788 02 04



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, Kitchener,
ON N2E 1Y6 Canada

CE
0543

6/14-021 029-5861-02

Генеральный директор
ООО "Сонова Рус"
Шнидер И.

Исполняющий обязанности
Генерального директора
ООО Сонова Рус
Воронков С.В.



Принято и
промушеровано
4 листа