


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Степлер «Шеврон» одноразовый для наложения кисетного шва, варианты
исполнения,

*производства «Wuxi Shukang Medical Appliance Co., LTD. (Вуси Шуканг
Медикал Эпплаенс Ко., ЛТД.), Китай*








Фото 1 – Внешний вид (модель SHB, варианты исполнения отличаются только размерами)

SURKON™
舒康医疗

一次性荷包吻合器
Disposable Purse String Staplers

1 PCS



钛钉
Titanium Staples



限一次性使用
Do Not Reuse



内包装破损严禁使用
Do Not Use If Package Is Damaged



使用前请仔细阅读说明书
Read instruction carefully before use

STERILE

本产品经辐射灭菌
Sterilized By Irradiation

CE 0197

注册号: 苏食药监械(准)字2013第2081404号

标准号: YZB/苏1440-2013

许可证: 苏食药监械生产许2013-0072号

ООО «БОЗОН»

Наименование: Степлер «Шеврон» одноразовый для наложения кисетного шва
Вариант исполнения: Степлер «Шеврон» для наложения кисетного шва, с длиной головки 66 мм, длиной нити 650 мм (SHB-65)

РУ: РЗН ____/____ от ____

Стерильно, апирогенно, нетоксично.

REF XXXX-XX

 XXXX.XX.XX

LOT XXXXX

SN XXX

STERILE R



Шовный материал хирургический нерассасывающийся, синтетический, нейлоновый, монофиламентный.
 Диаметр шовного материала 0,300 – 0,349

Характеристики скоб:

Длина	Ширина	Диаметр
1.9±0.3мм	2.5±0.3мм	0.2мм ±0.05мм
2.9±0.5мм		

Количество скоб в картридже - 28

 XXXX.XX.XX


 Wuxi Shukang Medical Appliance Co., LTD.
 83# West Haitang Road, Zhakou, Heqiao Town,
 Yixing City, 214216 Jiangsu, China (Китай)


Адрес для обращения на территории РФ:

Компания: ООО «БОЗОН».
 Адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д.16, стр.1,
 пом. №XV, ком. 11, эт. 5
 Тел: +7(495)937-33-97
 e-mail: info@bozon.ru

Фото 4 – Проект маркировки на территории РФ

(на примере Степлер «Шеврон» для наложения кисетного шва, с длиной головки 66 мм, длиной нити 650 мм (SHB-65))





Всего прошито, проклеено и скреплено печатью
и подписью 7 листов.



Генеральный директор ООО «БОЗОН»
Беляков А.В