

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ»

 Сорокин П. Ю.

17.06 . 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат ультразвуковой терапии LDM-MED

1. Основной электронный блок LDM-MED



2. Насадка процедурная Сонотрод 5 см² 1/3 МГц




3. Насадка процедурная Сонотрод 10 см² 1/3 МГц



4. Насадка процедурная Сонотрод 5 см² 3/10 МГц



5. Специальный сетевой шнур





Аппарат ультразвуковой терапии LDM-MED



WELLCOMET GmbH

(ВЕЛКОМЕТ ГмбХ)

Greschbachstraße 2-4, 76229 Karlsruhe,
Germany

Питание: 230 В, 50Гц

Потребляемая мощность, не более: 55 ВА

Тип предохранителей: 2 x 250V / TL 0,63A

Номинальная выходная мощность 30 Вт



1557



10.2018 г.

Частоты воздействия:
1 МГц, 3 МГц, 10 МГц



Формы волны:



CE 0086



Насадка процедурная Соноотрод 5 см² 1/3 МГц

SN

2110

IPX7




Насадка процедурная Соноотрод 10 см² 1/3 МГц

SN

1987

IPX7



прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 10 (десять) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ»

Сорокин П.Ю.

« 17 » июня 2019 г

