

ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
медицинского изделия «Реагенты и контрольный материалы in vitro для
анализатора гематологического автоматического “Quintus”»

Фото № 1:

Изотонический раствор

Лизирующий раствор

Стоп-реагент

Фото №2 Гематологический контроль 3 уровня, 20 параметров

Фото № 3 Гематологический контроль Высокий уровень, 20 параметров

Фото № 4 Гематологический контроль Нормальный уровень, 20 параметров

Фото № 5 Гематологический контроль Низкий уровень, 20 параметров

Фото № 6 Гематологический калибратор

Quintus 5-Part Stopper

LOT 1612-072 REF 1504293 IVD

2018-06-06

4°C / 35°C

Quintus

СТОП-РЕАГЕНТ
для анализатора гематологического
QUINTUS
Производство: «Бойль Медикал»
РУ № ФСЗ 2011/09962
Представитель в России: ООО "Юнимед-Имплэкс"
115280 Москва, 3й Автозаводский проезд, д. 4
тел.: 8 (495) 734-91-31, факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimeda.ru, www.unimeda.ru

Quintus 5-Part Lyse

LOT 1612-072 CONT 5 L REF 1504292 IVD

2018-06-06

4°C / 35°C

Quintus

ЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР
для анализатора гематологического автоматического
QUINTUS
Производство: «Бойль Медикал АБ» Швеция
РУ № ФСЗ 2011/09962
Представитель в России: ООО "Юнимед-Имплэкс"
115280 Москва, 3й Автозаводский проезд, д. 4
тел.: 8 (495) 734-91-31, факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimeda.ru, www.unimeda.ru

Quintus 5-Part Diluent

LOT 1702-094 CONT 20 L REF 1504291 IVD

2019-02-01

4°C / 35°C

Quintus

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР
для анализатора гематологического автоматического
QUINTUS
Производство: «Бойль Медикал АБ» Швеция
РУ № ФСЗ 2011/09962
Представитель в России: ООО "Юнимед-Имплэкс"
115280 Москва, 3й Автозаводский проезд, д. 4
тел.: 8 (495) 734-91-31, факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimeda.ru, www.unimeda.ru

Boule Con-5Diff G2 Tri

CONTROL

IVD




REF 1504376 6 x 3 mL

Lot 61704-44-01



2017-07-13



Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden
[http:// www.boule.se](http://www.boule.se)

Гематологический контроль 3 уровня, 20 параметров
для анализатора гематологического автоматического
QUINTUS
Производство: «Боуль Медикал АБ» Швеция
РУ № ФСЗ 2011/09962
Представитель в России: ООО «Юнимед-Импэкс»
115280 Москва, 3й Автозаводский проезд, д. 4
тел.: 8 (495) 734-91-31, факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimeda.ru, www.unimeda.ru


Boule Con-5Diff G2 High

CONTROL H 20 IVD  

REF 1504377 6 x 3 mL

Lot 61704-13-01

 2017-09-11



Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden
<http://www.boule.se>

Гематологический контроль. Высокий уровень
20 параметров
для анализатора гематологического автоматического
QUINTUS
Производство: «Боул Медикал АБ» Швеция
РУ № ФСЗ 2011/09962
Представитель в России: ООО «Юнимед-Импакс»
115280 Москва, 3й Автозаводский проезд, д. 4
тел.: 8 (495) 734-91-31, факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimeda.ru, www.unimeda.ru

Boule Con-5Diff G2 Norm

CONTROL N 20

IVD



REF 1504378 6 x 3 mL

Lot 61704-12-01



2017-09-11



7 350040 791066




Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden
<http://www.boule.se>

Гематологический контроль Нормальный уровень
20 параметров
для анализатора гематологического автоматического
QUINTUS
Производство: «Боуль Медикал АБ» Швеция
РУ № ФСЗ 2011/09962
Представитель в России: ООО «Юнимед-Импэкс»
115280 Москва, 3й Автозаводский проезд, д. 4
тел.: 8 (495) 734-91-31, факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimeda.ru, www.unimeda.ru

Boule Con-5Diff G2 Low

CONTROL L 20

IVD





REF 1504379 6 x 3 mL

Lot 61704-11-01



2017-09-11



Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden
<http://www.boule.se>

Гематологический контроль Низкий уровень
20 параметров
для анализатора гематологического автоматического
QUINTUS
Производство: «Боуль Медикал АБ» Швеция
РУ № ФСЗ 2011/09962
Представитель в России: ООО «Юнимед-Импэкс»
115280 Москва, 3й Автозаводский проезд, д. 4
тел.: 8 (495) 734-91-31, факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimedao.ru, www.unimedao.ru

Boule Cal-5Diff G2

CAL

IVD



REF 1504375 1 x 3 mL

Lot 61704-44-01



2017-07-13



Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden
<http://www.boule.se>

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР
для анализатора гематологического автоматического
QUINTUS
Производство: «Боуль Медикал АБ» Швеция
РУ № ФСЗ 2011/09962
Представитель в России: ООО «Юнимед-Импэкс»
115280 Москва, 3й Автозаводский проезд, д. 4
тел.: 8 (495) 734-91-31, факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimedao.ru, www.unimedao.ru



Всего прошнуровано
пронумеровано и
скреплено

печатью _____ лист.

Генеральный директор УК

А.Н. Шибанов

Boule Hypochlorite (4,0%) Cleaner

Очищающий раствор для анализатора
гематологического автоматического "Quintus"

REF

1504385

IVD



CONT

100 mL



Lot


1202-921



7 350040 794456



2016-08-02



Boule

Boule Medical AB
Domnarvsgatan 4 SE-163 53
Spånga, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО "Юнимед-Импэкс", 115280, Россия, Москва,
3й Автозаводский пр., д.4 www.unimedao.ru

РУ № ФСЗ 2011/09962

1050382-02

ГЕН. ДИРЕКТОР УК
ШИБАНОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ



Фотографическое изображение очищающего раствора (Арт. № 1504385).