

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Научно-производственная
фирма «ВИНАР»

В.С. Андреев

2019 г



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МедИС-В
ТУ 9398-032-11764404-2004

[illegible]



Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МедИС-В

МедИС-В-180/60

кол-во: **250 шт.**

ТУ 9398-032-11764404-2004

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № ФСР 2009/05017 от 06.03.2013 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.



ВОЗД



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
-Научно-производственная фирма -ВИНАР- (ООО -НПФ -ВИНАР-)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

8214118

НОЯ 2018





[illegible]



Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИС-В

МедИС-В-180/60-1

кол-во: 250 шт.

ТУ 9398-032-11764404-2004

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ФСР 2009/05017 от 06.03.2013 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.



ВОЗД



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

8197118

Ноя 2018





Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

лист __

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»


В.С. Андреев

